

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN 70907000

EVAチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用しないこと。
- 同社製の専用の往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の研削器材以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

[形状]

名称	形状	全長
EVA-2000		23.8mm
EVA-5000		23.8mm

[材質]

ポリアセタール

[併用する医療機器]

専用の往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の歯科研削器材を使用する。

一般的名称	販売名	認証/届出番号	製造販売業者
ストレート・ギアードアングルハンドピース (70692000)	プロフィンPDXハンドピース	認証番号： 226AIBZX00035000	東京 歯科産業 株式会社
歯科用研削器材 (70908000)	プロフィンPDHハンドインストルメント	届出番号： 13B1X00004000219	東京 歯科産業 株式会社

【使用目的又は効果】

歯質、補綴物等の研磨

【使用方法等】

[使用方法]

- 使用目的に合った形状を選択し、専用の往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピース（医療機器認証番号：226AIBZX00035000）または専用の歯科研削器材（医療機器届出番号：13B1X00004000219）（以下、専用のハンドピース等）のヘッドに差し込んで取り付ける。
- 専用のハンドピース等を作動させ、断続的に被研磨物を研磨する。必要に応じて注水する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 専用のハンドピース等が完全に停止した状態で本品を取り付けること。また、確実に取り付けられているか確認すること。
- 使用前に口腔外で予備的に作動させ、軸ブレがないことを確認すること。
- 過度の加圧で使用すると発熱の原因につながり、歯牙を損傷するおそれがあるので、ソフトタッチ（適正加圧）で使用する。
- 専用のハンドピースを使用する場合は、最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

【使用上の注意】

- 再使用しないこと。
- 同社製の専用の往復運動型ストレート・ギアードアングルハンドピースまたは専用の研削器材以外には使用しないこと。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社
所在地 東京都千代田区外神田 6-10-5
外国製造業者 デンタータス社 (Dentatus AB)
国名 スウェーデン