

**2006 年 4 月 7 日 (第 3 版)
 *2005 年 11 月 20 日 (第 2 版)

許可番号 09BY6002

機 械 器 具 0 9 医 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 及 び 医 療 用 エ ッ ク ス 線 装 置 用 エ ッ ク ス 線 管
 一 般 X 線 用 テ レ ビ 装 置 JMDN 70027000

特 管 X 線 テレビ モ ニ タ T V M - 0 1 7 M B


【 形 状 ・ 構 造 等 】

* 1 . 構 成

- (1) 標準構成
 * <1> 主構成ユニット
 ・ モニタ本体

* 2 . 各 部 の 名 称

- * (1) モニタ本体



* 3 . 電 気 定 格

- (1) 電源定格
 <1> 電圧単相 単相交流 100/115V
 <2> 周波数 50/60Hz
 <3> 電源容量 90VA 以下
 <4> 電源電圧変動 ±10% 以下

- ** (2) 機器の分類
 <1> 電撃に対する保護 : クラス
 <2> 機器の形式 : 据置形機器

- * (3) EMC 規格
 本装置は、IEC60601-1-2:2001 に適合している。

* 4 . 本 体 寸 法 お よ び 質 量

単位 寸法 : mm、質量 : kg

- (1) 標準構成ユニット
 ・ モニタ本体
 420(幅)、382(高さ)、406(奥行)、21(質量)

【 性 能 ・ 使 用 目 的 ・ 効 能 又 は 効 果 】

この装置は、テレビカメラ等の画像を映し出すことを目的としたX線テレビモニタです。

【 操 作 方 法 又 は 使 用 方 法 等 (用 法 ・ 用 量 含 む) 】

1 . 使 用 環 境 条 件

- (1) 周囲温度 : 5 ~ 40
 (2) 相対湿度 : 30 ~ 85% (結露しないこと)
 (3) 気圧 : 700 ~ 1060hPa

2 . 本 装 置 の 操 作 方 法

本装置の操作のしかたは、下記項目に従って取扱説明書に記載してあります。装置を使用する前に必ずお読みください。
 (取扱説明書 2B364-075J 第 4 章「使用方法」)

- (1) 始業点検
 (2) 使用方法
 (3) 終業点検

【 使 用 上 の 注 意 】

< 禁 忌 ・ 禁 止 >

- (1) この装置は防爆形ではないので、装置の近くで可燃性および爆発性気体を絶対に使用しないこと。
 (2) 装置に消毒剤や洗剤、水をかけたり、噴霧しないこと。
 また、患者の血液や体液がかからないようにすること。

< 重 要 な 基 本 的 な 注 意 >

- (1) この装置に過度の振動または衝撃を与えないこと。誤動作、故障の原因となる。
 (2) 冷却用の吹き出し口はふさがらないこと。塞いだまま使用すると、発熱により製品の誤動作、故障の原因となる。
 (3) 異常な臭いや加熱に気がついたら、ただちにシステムの電源を「OFF」すること。また、配電盤のスイッチを「OFF」し、使用禁止の表示を行うこと。

< 相 互 作 用 >

- (1) 装置が誤動作するおそれがあるので装置を設置した部屋には携帯電話等の電波を発する機器類を持込まないこと。
 また、患者などが持込んだ場合は、これらの機器の電源を切るよう管理・指導すること。

< そ の 他 の 注 意 >

- (1) 使用前に、必ずX線画像が正常にモニタに表示されることを確認すること。
 (2) 本装置の電源は、システム内の専用電源端子から供給されます。それ以外の場所に接続しないでください。
 (3) 装置は確実に接地すること。
 (4) 接続されているケーブルは外さないでください。
 (5) 本装置には消毒剤を使用しないこと。製品に損傷を与える。消毒により損傷した製品は性能および安全性を保証できない。
 (6) 製品の電源を切った状態で、消毒・清掃すること。消毒後は、室内を十分換気してから使用すること。
 (7) この装置を廃棄する場合は産業廃棄物となる。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

本装置を使用するに当たっての注意事項が、取扱説明書の冒頭に * *
 ピンクや黄色で色分けされたページにまとめて記載してありますので、装置を使用する前に必ずお読みください。

取扱説明書 (2B364-075J)

「安全上の注意」、「使用・管理に関する重要情報」、
 「保証について」、「免責事項について」

取扱説明書を必ずご参照ください

【作 動 ・ 動 作 原 理】

入力されるテレビジョン信号を約 20 ～ 30dB 増幅します。
この信号は CRT (Cathode Ray Tube) のドライブ信号として働き、CRT ではこの信号を光に変換します。

【貯 蔵 方 法 及 び 有 効 期 間 等】

1 . 輸 送 及 び 保 管 条 件

- (1) 周囲温度 : -10 ～ 60
(2) 相対湿度 : 30 ～ 95% (結露しないこと)
(3) 気圧 : 500 ～ 1060hPa

* 2 . 耐 用 期 間

指定された保守点検を実施した場合に 10 年です。
[自己認証 (当社データ) による]
(ただし、耐用期間は使用状態により変化するため、個別に定める場合はこれを優先します。)
また、装置を構成する部品の中にはモデルチェンジの周期が短い一般市販部品があり、耐用期間内であってもサービスパーツを供給できなくなる場合があります。

【保 守 ・ 点 検 に 係 る 事 項】

保守点検には、「日常点検、定期点検」があります。

* * 1 . 日 常 点 検

「始業点検」と「終業点検」があります。
お客様に行っていただく点検です。
詳しくは装置の取扱説明書 (2B364-075J) 第 5 章「保守点検について」を参照してください。

* * 2 . 定 期 点 検

定期点検を行ってください。
「お客様に行っていただく点検」と「サービスエンジニアが行う点検」があります。
詳しくは装置の取扱説明書 (2B364-075J) 第 6 章「保守点検について」を参照してください。

3 . 定 期 交 換 部 品

特にありません。

4 . 消 耗 品

特にありません。

【製 造 販 売 業 者 及 び 製 造 業 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 等】

*	製造販売業者 東芝メディカルシステムズ株式会社 住所：〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地 ご連絡は当社 品質保証部 にお願ひ致します。 TEL : 0287-26-6304 (ダイヤルイン)
	休日・夜間 お客様コール受付窓口 東芝メディカルコールセンタ お客様専用フリーダイヤル：0120-1048-01 開設時間： 営業日 17:30 ～ 翌日 9:00 休業日 9:00 ～ 翌日 9:00
*	製造業者 Changzhou HuaHui Electronic Equipment Co.,Ltd 中華人民共和国 江蘇省
	最寄りのサービスセンタ