

チェッカー[®]リーダー

【警告】


プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。[プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

構造・構成ユニット

1.構成

(1)前面図



(2)背面図



※3. USB 接続口、4. USB 接続口は通常、御使用いただくことはございません。

2.電気的定格

(1)分析装置本体

電源電圧：AC100V 50/60Hz
ACアダプタ出力：DC9V 2A

(2)血糖測定モジュール

電源電圧：DC5V 5mA (本体から供給)

3.寸法及び質量

(1)分析装置本体

寸法：幅 200mm×奥行 198mm×高さ 139mm
質量：1.4kg (ACアダプタを除く)

(2)血糖測定モジュール (接続ケーブルを除く)

寸法：幅 35mm×奥行 66mm×高さ 17mm
質量：24g

4.メモリ容量：測定結果 各 200 件

作動・動作原理

*1.グリコヘモグロビン A1c (HbA1c) の測定

専用試薬「チェッカー[®]HbA1c」の反応カートリッジ内で血液と試薬との反応を自動的に行い、発光ダイオードの光 (波長 415nm) を反応カートリッジの測光部に照射して拡散反射光を測定し、総ヘモグロビン

量及び HbA1c 量をそれぞれ算出し、HbA1c 濃度に換算します。

*2.グルコースの測定

*測定電極に採取した血液中のグルコースが電極上の酵素と反応して発生する電流を測定し、その電流の大きさと測定電極に印刷されたカラーコードに基づく補正係数とから、グルコース濃度を計算します。

【使用目的又は効果】

1.グリコヘモグロビン分析装置

*全血中の HbA1c の濃度を測定します。

2.グルコース分析装置

*全血中のグルコースの濃度を測定します。

【使用方法等】

設置方法

1.設置方法

- (1)激しい温度変化のない場所に設置してください。
- (2)水のかかる場所に設置しないでください。
- (3)前後左右に約 8cm の空きを設けてください。

2.使用環境

- (1)温度：17～32℃
- (2)湿度：10～90%RH (結露なし)
ただし、専用試薬の測定項目毎に設定される条件のもとで使用してください。

使用方法

詳細は、チェッカー[®]リーダーの取扱説明書および各専用試薬の添付文書をご参照ください。

1.始動準備

電源を入れると、約 5 分間の始動準備の後、測定準備完了画面が表示され測定が可能になります。血糖測定モジュールは、測定準備完了画面が表示されている状態で接続しても問題ありません。血糖測定モジュールは、本分析装置の本体と接続することでのみ使用できます。測定準備完了画面が表示された状態のまま 30 分間経過すると省電力モードになりますが、モードボタンを押せば再度測定準備完了画面が表示されます。

2.HbA1c の測定

- * (1)測定準備完了画面が表示された状態で反応槽カバーを開け、パウチから取り出した専用試薬の反応カートリッジを反応槽に装着します。
- (2)検体バックを穏やかに 5～6 回振って混和し、血液採取部に指頭穿刺血または静脈血を吸引させた後、反応カートリッジ内に挿入します。
- (3)反応槽カバーを閉じると自動的に測定動作が開始され、5 分後に結果が表示されます。

3.グルコースの測定

- * (1)本体に接続した血糖測定モジュールに専用試薬の測定電極を差し込みます。

取扱説明書を必ずご参照ください。

- (2)測定電極のバイアルラベルに記載されたコード番号と画面に表示された番号が一致していることを確認します。
- (3)指頭穿刺血を測定電極に吸引させると自動的に測定動作が開始され、3秒後に結果が表示されます。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.本分析装置は新鮮な全血が測定対象です。試薬の添付文書に記載以外の検体は使用しないでください。
- 2.反応槽内や血糖測定モジュールの測定電極差込み口に異物を差し込まないでください。
- 3.ACアダプタは本分析装置専用です。他のACアダプタの使用や、他の機器への転用をしないでください。
- 4.指先から採血する場合は、穿刺前に、必ず流水でよく手を洗ってください。
- 5.果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指先に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。[アルコール綿による消毒のみでは糖分の除去が不十分との報告があるため。]
- 6.血糖測定を行う場合、ヨウ素を含む外用薬を使用した部位からの採血は避けること。[偽高値となるおそれがあるため。]
- 7.以下のような末梢血流が減少した患者の指先から採血した場合は、血糖値が偽低値を示すことがあるため、静脈血等他の部位から採血した血液を用いて測定すること。
 - ・脱水状態
 - ・ショック状態
 - ・末梢循環障害

その他の注意

- 1.測定には必ず専用試薬（別売）を使用してください。専用試薬の添付文書についてもよくお読みください。
- 2.検体や試薬で表面が濡れた反応カートリッジを装着することのないよう、十分注意してください。
- 3.反応カートリッジは一方方向でのみ装着できる形状になっています。無理に押し込まないでください。
- 4.測定中は本分析装置を移動しないでください。
- 5.本分析装置によるHbA1cの測定結果は、NGSP値で表示されます。プリンタへの印字及びメモリに保存された測定結果の確認の画面には、機器の設定によりNGSP値とJDS値を併記することができます。
- 6.トラブルが発生した時は、取扱説明書に記載された範囲で処置を行い、それ以外の対応は連絡先へ相談してください。
- 7.測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と合わせて担当医師が総合的に判断してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.振動、塵埃、腐食性ガス等の多い場所に保管しないこと。
- 2.保管温度：10～35℃
- 3.保管湿度：10～90%RH（結露なし）

耐用期間・使用期間

5年間 [自己認証（当社データ）による]

【保守・点検に係る事項】

詳細は、取扱説明書を参照してください。

使用者による保守点検事項

- 1.日常的に行う保守・点検事項
 - (1)本分析装置の清掃
中性洗剤やアルコールをつけた柔らかい布で装置外側のみを拭いてください。
- 2.定期的及び必要時に行う保守・点検事項
 - (1)デイリーチェックカートリッジ及びマンスリーチェックカートリッジ（別売）を用いた機器の点検
 - (2)本体裏面に装着されているファンフィルタの交換

TOYOBO

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*〔製造販売業者〕

東洋紡株式会社

*〔製造業者〕

*OSANG Healthcare Co., Ltd. 韓国

*〔販売業者及び問い合わせ先〕

東洋紡株式会社

診断システム事業部

*大阪市北区梅田一丁目13番1号

*電話番号：06-6348-3335

*FAX：06-6348-3833

取扱説明書を必ずご参照ください。