

機械器具（56）採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ 35075000


トップ新旧接続コネクタ(経腸栄養用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

2X0990 *＜構造図(代表図)＞



*（材質）

コネクタ本体	ポリプロピレン
キャップ	ポリプロピレン

・キャップは付属しない場合がある。

【使用目的又は効果】

・経腸栄養ラインにおいて、相互接続防止コネクタの新規格製品と旧規格製品を接続すること。

【使用方法等】

1. カテーテルテーパのメス接続部に本品を接続する。
2. 相互接続防止コネクタ (ISO80369-3) をもつシリンジ等を接続し、経腸栄養剤を注入する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 使用前、接続部がしっかりと接続されているか確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 2) 本品の接続に際して、過度の締め付け（増し締め）及び締め付け不足等には十分注意すること。[接続部の破損及び液漏れのおそれがある。]
- 3) 接続部に薬剤等が付着した状態での締め付けには十分注意すること。[接続部が通常より緩くなる恐れがある。尚、過度な締め付け（増し締め等）は通常より深く入り込み外れなくなる、又は、破損するおそれがある。]
- 4) カテーテルテーパとの接続後、経腸栄養剤の準備等を行う場合は、付属のキャップ等で接続部を保護する等の対策を行うこと。[胃内容物の逆流や感染などを引き起こすおそれがある。]

- 5) 1 注入毎に交換すること。[劣化により漏れや製品の破損、感染などを引き起こすおそれがある。]
- 6) 本品の上流側接続部はISO80369-3(経腸栄養用コネクタ規格)、下流側接続部はカテーテルテーパ形状(従来のカテーテルテーパ規格)であるため、それぞれの規格に適合する製品と接続すること。[当該接続部には互換性はないので、異なる規格の製品同士は接続できない。また、無理に接続しても気密性は保持できない。](1)(2)(3)

＜不具合・有害事象＞

- 1) その他の不具合
接続不良、漏れ、外れ、緩み、亀裂、詰まり
- 2) その他の有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による。]

＜使用期間＞

・1 注入毎に交換すると。[自己認証(自社データ)による。]

【主要文献及び文献請求先】

＜主要文献＞

- (1) 厚生労働省 医政総発1004第1号
(平成29年10月)
- (2) 日本医療機器産業連合会 医機連発第187号
(平成29年3月)
- (3) 厚生労働省 医政安発0316第1号
(平成30年3月)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）
TEL 03-3882-3101

