

機械器具 (56) 採血又は輸血用器具
一般医療機器 ルアーアダプタ 35075000


トップ新旧接続チューブ(経腸栄養用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>



- ・メスコネクタはISO80369-3に適合する。
- ・メスアダプタはカテーテルテーパに適合する。
- ・メスキャップは付属しない場合がある。

(材質)

メスアダプタ	ポリ塩化ビニル
チューブ	ポリ塩化ビニル
メスコネクタ	ポリカーボネート
メスキャップ	ポリプロピレン

- ・本品はポリ塩化ビニル (可塑剤: トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル)) を使用している。

【使用目的又は効果】

- ・経腸栄養ラインにおいて、相互接続防止コネクタの新規格製品と旧規格製品を接続すること。

【使用方法等】

1. メスキャップが付属されている場合は取り外し、相互接続防止コネクタ(ISO80369-3)のオス接続部に本品を接続する。
2. カテーテルテーパをもつシリンジ等を接続し、経腸栄養剤を注入する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1) 使用前、接続部がしっかりと接続されているか確認すること。また、使用中は本品の破損、接続部の緩み及び液漏れ等について、定期的に確認すること。

- 2) 本品の接続に際して、過度の締め付け(増し締め)及び締め付け不足等には十分注意すること。[接続部の破損及び液漏れのおそれがある。]
- 3) 接続部に薬液等が付着した状態で締め付けは十分に注意すること。[接続部が通常より緩くなるおそれがある。尚、過度の締め付け(増し締め等)は通常より深く入り込み外れなくなる、又は破損するおそれがある。]
- 4) オスコネクタ接続後、経腸栄養剤の準備等を行う場合は、接続部を閉じる等の対策を行うこと。[胃内容物の逆流や感染等を引き起すおそれがある。]
- 5) 1注入毎に交換すること。[劣化により漏れや製品の破損、感染などを引き起すおそれがある。]
- 6) 本品は上流側接続部はカテーテルテーパ形状(従来のカテーテルテーパ規格)、下流側接続部はISO80369-3(経腸栄養用コネクタ規格)であるため、それぞれの規格に適合する製品と接続すること。[当該接続部には互換性はないので、異なる規格の製品同士は接続できない。また、無理に接続しても気密性は保持できない。](1)(2)(3)

<相互作用(他の医薬品・医療機器等の併用に関する事)>

- * 1) 中鎖脂肪酸やヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤及びEPAなどを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタのひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクタにひび割れが生じ、栄養剤が漏れるおそれがある。なお、ライン交換時の締め直し、過度の締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]

- * 2) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

<不具合・有害事象>

- 1) その他の不具合
接着不良、漏れ、外れ、緩み、亀裂、詰まり
- 2) その他の有害事象
感染

【保管方法及び有効期間等】

<保管の条件>

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

<有効期間>

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による。]

<使用期間>

- ・1注入毎に交換すること。[自己認証(自社データ)による。]

【主要文献及び文献請求先】

<主要文献>

- (1) 厚生労働省 医政総発1004第1号
(平成29年10月)
- (2) 日本医療機器産業連合会 医機連発第187号
(平成29年3月)
- (3) 厚生労働省 医政安発0316第1号
(平成30年3月)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）

TEL 03-3882-3101

