

機械器具（51）医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 輪状甲状膜切開キット 15028000

トラヘルパーMCキット

再使用禁止

【警告】

《トラヘルパー》



- ・ ゆっくりと行うこと。[食道穿刺のおそれがある。]
- ・ 気管切開術後においては、皮膚から気管へのルートが確立していないためチューブの再挿入が困難となる場合があるので、チューブが抜けないようしっかりと固定できるような処置を講じること。
- ・ チューブが抜け再挿管する場合、皮下へ異所留置するおそれがあるので、再挿管後に換気状態の確認を十分に行うこと。また、再挿管時等、気道が確保できない場合に備えて、緊急気管挿管等の準備を整えておくこと。
- ・ 本品の近くでは、レーザー手術装置や電気手術器を使用しないこと。[レーザー光線や電極に接すると、急激に燃焼するおそれがある。]
- ・ 上気道が閉塞しているときに、吸引チューブを使用する場合には十分注意すること。[無気肺を来すおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 12歳以下の症例、血液凝固異常、咽頭外傷、気管損傷、声門下狭窄、高度肥満
- ・ カフ付きの気管内チューブや気管切開チューブの適応となる長期呼吸管理が必要な症例には使用しないこと。[カフがなく、チューブ径も細いため、長期人工呼吸管理には適さない。]
- ・ 注射筒を造影剤等の高圧注入には使用しないこと。[破損のおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>



<構成>

①	トラヘルパー	⑥	ガーゼ（Y字）
②	注射筒	⑦	グローブ
③	注射針	⑧	ドレープ
④	鉗子（プラセッシ）	⑨	トレイ
⑤	脱脂綿（綿球）	⑩	ラッパー

・ 本組合せ医療機器は、上記に示す構成品のうち、2品目以上の構成品を組み合わせる構成とする。また、1つの構成で1品目を複数使用する場合がある。

①トラヘルパー

(材質)

外針	フッ素樹脂
内針	ステンレス
ホルダー	ポリ塩化ビニル

サイズ

トラヘルパー 8F用
トラヘルパー 10F用

②注射筒

○トップ シリンジ

(材質)

外筒、押子	ポリプロピレン
ガスケット	ブタジエンゴム

- ・筒先の形状には、ルアータイプ、ロックタイプの2種類がある。
- ・ルアータイプには、サイズによって中口、横口の2種類がある。
- ・押子にレッド、グリーン、ブルーの色付きもある。

○トップ 硝子注射筒

(材質)

外筒	硼硅酸ガラス
内筒	硼硅酸ガラス

- ・サイズによって中口、横口の2種類がある。

③注射針

○トップ シリンジ

(材質)

針管	ステンレス
針基	ポリプロピレン

④鑷子（ブラセッシ）

- ・⑤を挟み消毒操作に用いる。

⑤脱脂綿（綿球）

- ・消毒操作に用いる。

⑥ガーゼ（Y字）

- ・①を頸部に固定する際の皮膚損傷防止のために用いる。

⑦グローブ

- ・汚染／感染防止のために用いる。

⑧ドレープ

- ・汚染／感染防止のために用いるシートである。

⑨トレー

- ・構成品を収める容器である。
- ・薬剤等（消毒液等）の受け皿としても用いられる。

⑩ラッパー

- ・汚染／感染防止のために用いるシートである。

【使用目的又は効果】

- ・本品は、上気道閉塞の緊急支援の目的で、気道を確保するための皮膚及び輪状甲状膜の切開に必要な種々の機器を含むパッケージキットである。

【使用方法等】

1. 包装側面の開封口より開封し、汚染に十分注意しながら包装内より取り出す。
2. 各構成品に損傷がないことを確認する。
3. グローブを装着し、穿刺予定部位周辺を、綿球、ブラセッシを使用し、充分広く消毒する。
4. 背に枕を入れて頸部を伸展させ(図1)、甲状軟骨下縁の正中部の浅い陥没部より約1cm頭側に注射針、注射筒を用いて局所麻酔を行う。

《トラヘルパー》

1. 穿刺予定部位にカットメスで皮膚切開を加える。
2. トラヘルパーの外針と内針の双方に付いている赤印の位置を合わせた状態で、刃面を上に向け、刃面を切開部より輪状甲状靱帯に向かってゆっくりと穿刺する。(図1、2、3)
3. 甲状軟骨縁に針先をすべらせながら穿刺する。(図1、2、3)

輪状甲状靱帯部は薄い膜様部のため針先が気管内に入ると急に抵抗がなくなり、咳嗽反射が誘発される。


4. 内針だけを抜去する。テフロンチューブが気管内に留置され、外針に付いている赤印を回転させ正中部に向けると、チューブ先端は気管内に浮いた形になる。(図4)

5. 吸引時、外針を通じて吸引チューブを左右気管支末梢にまで挿入したいときは、外針を左右に約60°～90°回転させれば、吸引チューブを左右気管支に選択的に挿入できる。(図5)


6. 外針を付属の綿テープで頸部に固定する。その際、ホルダーが直接皮膚に接触して皮膚が損傷することが無い様に、ガーゼ等を外針の周囲にあてる。
7. 手技が終了し、吸引チューブを挿入する必要が無い場合は、赤色キャップをかぶせておく。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞


- ・本品は緊急用の適用のため長期の使用は避けること。
- ・外針内で、内針を抜き差しすると、外針のテフロンが損傷するおそれがあるので注意すること。
- ・外針と内針を組み合わせる穿刺するとき、双方に赤いマークがあるので、必ずマーク位置を合わせて使用すること。




*(図1)




*(図2)



(図3)



(図4)



(図5)

- ・ホルダーを直接、皮膚に縫合したり、テープ等で固定すると、ホルダーと外針が外れ易くなるので注意すること。
- ・体液や薬液等でホルダーを汚染しないよう清潔に保つこと。[ホルダーと外針との接合部に体液や薬液等が湿潤すると、ホルダーと外針の接合部が外れるおそれがある。]
- ・アルコール等の有機溶剤を含む消毒剤を使用しないこと。[赤印(コネクター)にひび割れが生じるおそれがある。]

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- ・グローブは体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあるので、異常を感じたら使用しないこと。
- ・ドレープの使用により、かぶれ等の皮膚障害が生じた場合、アレルギー性症状を起こした場合には、ただちにドレープの使用を中止し、適切な処置をすること。
- ・高齢患者などで皮膚が脆弱な場合、ドレープの貼付時、剥離時には、皮膚に緊張をかけないように注意すること。[皮膚が引っ張られて炎症を起こすことがある。]

＜重要な基本的注意＞

- ※※ ・外針の挿入位置は、X線撮影等により必ず確認すること。また、使用中は留置位置のずれ、固定用の綿テープやホルダーの緩みや破損等について、定期的に確認すること。

- ・グローブは刃物等鋭利な器具に触れると破けたり、穴があいたりする場合があるので注意すること。

＜相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関する事)＞

- ・グローブは薬品、薬液等によっては膨張したり、浸透したりする場合があるので確認して使用すること。

＜不具合・有害事象＞

1) 不具合

- ・外針の破損(内針の抜き差しによる)
- ・外針のキンク(過剰応力による)
- ・外針とホルダーの外れ(過剰応力による)
- ・接続部の破損(過剰応力による)
- ・注射針、カットメスの刃先損傷

2) 有害事象

- | | |
|--------|-------|
| ・出血 | ・感染 |
| ・気管傍挿入 | ・気管損傷 |
| ・食道損傷 | ・皮下気腫 |
| ・縦隔気腫 | ・気胸 |
| ・低酸素血症 | ・無気肺 |
| ・声門下狭窄 | ・発生障害 |

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・内箱の使用期限欄を参照のこと。[自己認証(自社データ)による]

【主要文献および文献請求先】

＜主要文献＞

水口嘉治・他：経皮的気管穿刺法による肺合併症の救急処置。救急医学, 3(7), 815-819, 1979.

＜文献請求先＞

株式会社トップ 営業本部

TEL 03-3882-3101 FAX 03-3881-8163

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社トップ（添付文書の請求先）

TEL 03-3882-3101

