

スティングレイ カテーテルコネクタ

再使用禁止

【警告】

使用方法

本品にアルコール、フェノールを含む薬液又は消毒液を適用しない。[ひび割れを生じる恐れがある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

組成

ABS 樹脂、イソプレングム

形状

本品は Epimed 社製カテーテルに接続して使用するものである。

モデルは 1911-321 (21 ゲージ用) と 1911-319 (19 ゲージ用) の 2 種類ある。



作動・動作原理

カテーテル挿入口へ挿入したカテーテルの近位端を、回転軸をねじることにより加わる物理的圧力によって把持する。

【使用目的又は効果】

使用目的

カテーテルを容器等の別の対象物に接続するために用いる器具である。

【使用方法等】

使用方法

1. 準備

包装を開封し、汚染しないように取り出す。

2. 接続

(1) 本体の回転軸がねじられた状態になっていることを確認する。

(2) カテーテル挿入口へカテーテルの近位端を挿入する。

(3) 本体の回転軸を凹凸がなくなるように (クリック音及びクリック感がするまで) ねじる。

(4) めす・ルアー部へ処置用器具を接続する場合、キャップを取り外す。

(5) めす・ルアー部へ処置用器具を接続する場合、キャップを取り付ける。

使用方法に関連する使用上の注意

1. 本品・カテーテル間を定期的に軽く引っ張り、適切に接続されていることを確認する。

2. 本品に接続された処置用器具を取り外す際は、カテーテル近位端の把持した状態を維持するため、ルアー末端をしっかりと掴む。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 包装の開封後は速やかに使用する。

2. 使用中に患者や本品に異常を認めた場合、直ちに患者の安全を図るための処置を講じる。

不具合

重大な不具合

本品は、破損、液漏れ、カテーテルのはずれを生じる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水漏れに注意し、直射日光、高温・多湿を避けて保管する。

耐用期間・使用期間

包装に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東京医研株式会社

東京都稲城市東長沼 1131-1

TEL:042-378-6630 FAX:042-378-6614

E-mail:info@tokyoiken.com

製造業者：Epimed International, Inc. (米国)