

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用クラスⅡ処置キット 33961002

インジェクションセット （ペリナート皮下注用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は以下のいずれかの構成部品を組合せたものである。
また、本品は医薬品（外皮用殺菌消毒剤）を組合せている。

構成部品

- ・翼付針（薬液注入輸液セット）
- ・注射針（フローマックス）
- ・調製器具（nextaro トランスファースステム）
- ・注射筒（オムニフィックス・インジェクト）
- ・絆創膏（リパビタール）
- ・消毒綿（医薬品：スワバーM・NW70）

【使用目的又は効果】

本品は、製剤を投与する際に必要な医療機器等を利便性向上のために組合せた処置キットである。

【使用方法等】

構成部品の使用方法等は取扱説明書をご確認ください。

1. 本品を開封し、含まれる構成部品を、適切な方法で展開します。
2. 展開した構成部品の種類、数量が内箱に表示されている本品の構成内容と相違ないか確認します。
3. 本品に含まれていない必要な医薬品を準備します。
4. 必要に応じ、製剤の溶解を行い薬液を注射筒に採取します。
5. 必要に応じ、穿刺部位を消毒後、翼付針等を用いて薬液を投与します。
6. 必要に応じ、テープ等で翼付針等を固定します。
7. 薬液投与後は、止血等の処置を行い、絆創膏を貼ります。
8. 使用後は感染防止に留意して廃棄用袋に入れます。
詳しい処分方法は、医療機関にお尋ねください。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 接続部に薬液を付着させないでください。[接続後の緩み、液

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：03-5684-5611

製造元

ニプロ医工株式会社

提供

C S L ベーリング株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社