

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 人工骨頭（JMDN コード：33704000）

ODEV バイポーラ システム

再使用禁止

*【禁忌・禁止】

1. 適用対象

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止 [品質の低下や汚染の恐れがあるため]
- コンポーネントを変形させたり折り曲げたりしないこと。
[疲労強度の低下により、荷重下で破損する恐れがあるため]

2. 適用対象（患者）

- 原発性悪性腫瘍又は転移性の腫瘍等があり、コンポーネントを十分に支持できる骨量がない場合。[コンポーネントが破損する恐れがあるため]
- 材質に含まれている金属成分によるアレルギーがある場合。
[炎症を起こす恐れがあるため]
- 術後医師の指示に従うことのできない患者、あるいは従う意思のない患者の場合。[十分な術後治療を行えない恐れがあるため]
- 活動性の感染症が疑われる場合。[感染増悪の恐れがあるため]
- 本手術を無意味にしてしまうような患肢の筋肉、あるいは神経筋肉の不全、又は血管の欠損がある場合。[十分な術後治療を行えない恐れがあるため]
- 骨系統疾患、あるいは代謝性の骨病変の一部が疑われる場合。[固定が破綻する恐れがあるため]

3. 併用医療機器

- 本品の固定に骨セメントを使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 組成・形状


製品名、製品番号、サイズ等については本体若しくは製品に同梱される一覧表に記載。

<形状例>

- ステム：チタン合金



- バイポーラカップ：コバルトクロム合金、超高分子量ポリエチレン



- ピボットバイポーラ：コバルトクロム合金、超高分子量ポリエチレン、チタン合金



2. 原理

大腿骨髄腔に挿入された大腿骨ステムとステムに装着されたフェモラルヘッドがバイポーラカップ又は臼蓋用ライナー部で可動することにより、股関節として機能する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

関節の病気・外傷により臼蓋と骨頭が破壊された部位に人工物として、置き換えることにより関節の再建を行い、機能を回復する目的とする。

2. 効能又は効果

本品は以下のものが適応となる。

- 変形性股関節症、慢性関節リウマチなどの股関節の骨関節症
- 大腿骨頭部骨折あるいは脱臼の一部
- 大腿骨骨頭の特発性無腐性骨壊死
- プロステシスを固定できる十分な骨量のある、良性または悪性の骨腫瘍

**【使用方法等】

骨セメントを併用しないこと。

1. 使用方法

- 術前計画
X 線の AP・ML 像にテンプレートを重ねあわせ、コンポーネントのサイズ及び位置を決定する。
- 術野の展開
後側方及び前方から皮切を行い、筋群を分け入って股関節への展開を行う。
- 大腿骨頭部の骨切り
術前計画で決定したサイズのリセクションガイドを用い、ガイドの頸部にマーキングを施し、ガイドを取り出し、骨切りを行なう。
- 窩部の作成
大腿骨近位部にボックスチゼルを使い、窩部を作成する。
- 遠位部のリーミング
ディスタルリーマーを最小のものから髄腔に挿入し、髄腔内に引っかかりを感じるまで 0.5mm ずつサイズをあげていく。
- 近位部のリーミング
最終的な近位部のサイズより 2 つ小さいリーマーからリーミングを行う。
- ブローチング
決定したサイズよりも 2 サイズ小さいブローチからブローチングを行い、決定したサイズまで到達したら、ブローチハンドルを外す。
- カラーリーミング（セメントレス カラーシステム、の場合）
カラーリーマーがブローチに接触するまでリーミングを行う。
- 試整復
選択したトライアルネックをブローチハンドルに装着し、フェモラルヘッドトライアルをトライアルネックに挿入する。
- コンポーネントの設置
大腿骨ステム（セメントレス カラーレス システム、セメントレス カラーシステム）
決定したコンポーネントを抵抗が生じるまでハンマーで叩く。

バイポーラカップ

決定したコンポーネントをステムネック部に挿入し、軽くハンマーで叩く。

ピポットバイポーラ

決定したフェモラルヘッドをステムネック部に挿入し、軽くハンマーで叩く。

決定したピポットバイポーラをフェモラルヘッドに被せ、軽くハンマーで叩く。(この時点でバイポーラカップトリアルを装着し、大腿骨頭サイズの最終確認を行うこともできる)

ステムとヘッドの着脱方法

ステム挿入後、トリアルにて選択したフェモラルヘッドをステムネック部に挿入し、インパクトを用いてハンマーで軽く叩き込む。同じく、トリアルにて選択したバイポーラカップをフェモラルヘッドに被せるように装着し、インパクトにて叩き込む。

11) 閉創

伸展屈曲内外旋を行い、問題が無ければ閉創する。

2. 使用方法に関する使用上の注意

- 本品には取扱説明書が用意されている。詳しい使用方法についてはこの取扱説明書を参照すること。
- 患者にあった適切なコンポーネントを選択すること。
- 開封前に滅菌包装に欠陥がないか確認すること。
- 人工股関節の術後可動域は、寛骨臼コンポーネントと大腿骨ステムの骨への設置条件によって大きく影響を受ける。従って、術後に患者に必要な術後可動域とそれを獲得するための各コンポーネントの設置条件を確認すること。
- 術中は専用器具セットに含まれるトリアルコンポーネントを利用して、インプラントの選択、設置及び固定が適切かどうかを確認すること。また、人工関節の試装復時には、必要な可動域が得られているか、また、股関節の緊張度が適切かどうかを確認すること。
- 術後においては、各コンポーネントの設置が術前計画どおりであるか確認すること。設置条件により可動域制限が予想される場合は、患者に対し可能肢位や不良肢位について説明するなど、必要な生活指導を行うこと。

※※ 本品は下記の製品と組み合わせて使用すること。

《併用医療機器》

販売名	承認番号
エンコンパス人工股関節システム※1	21800BZY10013000
ENCOMPASS ヒップ システム	22200BZX00734000
OVATION ヒップ システム	22200BZX00754000
APPLAUS フェモラル ヘッド※1	22400BZX00238000
ESCALADE アセタビュラー カップ&ライナー	22400BZX00245000
OVATION Tribute ヒップ システム	22600BZX00105000
Alpine ヒップ システム	22700BZX00275000
Alpine セメントッド ヒップ システム	22800BZX00154000
Entrada ヒップ システム	30100BZX00090000
Promontory ヒップ システム	30300BZX00136000
JMDM BIOCERAM AZUL セラミックヘッド (製造販売業者：京セラ株式会社)	30600BZX00160000

※1 外径 22.2mm 及び 28.0mm のフェモラルヘッドに限る。

*【使用上の注意】

1. 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

- 重度の粉碎骨折、転位及びその他処置の困難な骨折の患者
[コンポーネントが適切に機能しない恐れがあるため]
- 神経的及び筋肉的な障害を持つ患者[コンポーネントの不安定化や固定不良及び治療の経過に悪影響を与え、不具合の危険性が高まる恐れがあるため]

- 骨形成不全や骨量・骨質が十分でない患者[コンポーネントが適切に固定できない恐れがあるため]
- 肥満患者[コンポーネントに過大な過重がかかり、適切に機能しないことがある。特に小サイズのコンポーネントを使用する場合、荷重の影響が増大する恐れがあるため]
- 血管分布障害の患者[骨折部や手術部位に十分な血液が供給されず治療が遅れる恐れがあるため]
- 全身状態が安定しない患者[手術侵襲により重篤な健康被害が発生する恐れがあるため]
- 骨の母床が骨疾患等により脆弱化し、コンポーネントを適正に支持、固定できない患者[固定が破綻する恐れがあるため]

2. 重要な基本的注意

- 以下の要因があるとコンポーネントが破損する恐れがあるので注意すること。

- 肥満症
- 活発な運動
- 転倒・転落
- アルコールや薬物の濫用
- 重度の骨粗しょう症
- 局所的骨腫瘍
- 全身性及び代謝性の疾患
- 骨の支持性が不十分な場合
- 骨への不適切なコンポーネント設置

- 使用する前に医師は、製品の限界について完全に理解すること。患者にはコンポーネントの限界について説明し、それに従った日常生活の管理を行うよう指導すること。

- 患者の骨格や機能的な要求、解剖学的構造を評価し適切なコンポーネントを選択すること。術中は、コンポーネントの選択、設置が適切かどうかを確認すること。[適切な設置及び固定は、術後の関節機能とコンポーネントの耐用年数に影響を与える重要な要因であるため]

- 患者の体重、職業、活動性、精神状態、異物過敏体質、消耗性疾患の有無等の諸要素を術前に十分考慮し、適切なコンポーネントを選択すること。

- 手術前にコンポーネント材質へのアレルギーが無いことを確認すること。[アレルギーの防止]

- 骨とコンポーネントの安定性が確認(臨床診断・X線撮影による)されるまで、患者に適切な支持用具を使用させ、コンポーネントにかかる応力を避けること。[コンポーネントの脱転の恐れがあるため]

- 術後医師の指示に従わなかった場合コンポーネントが破損する恐れがあり、またその場合にはコンポーネントを抜去するための再手術が必要となることを患者に伝えること。

- 転倒など何らかの外力により痛み、不快・違和感などが生じた場合、コンポーネントの脱転、破損又はコンポーネント周辺の骨折の恐れがある。このような場合は直ちにX線撮影を行い、慎重な経過観察を行うこと。

- ステム用ヘッドの装着が不適切な場合、ネック長の不適合、脱転、脱臼などの恐れがある。

- ※ 10) 本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。

3. 不具合

以下の不具合が発生する恐れがある。

- ポリエチレンの磨耗、コンポーネントの破損
- コンポーネントの脱臼
- コンポーネントの転位及びルースニング
- 術後可動域の減少

4. 有害事象

- コンポーネントの破損に伴う骨折

取扱説明書を必ずご参照ください

- ・ 骨密度低下
- ・ 遷延治癒、偽関節、変形癒合
- ・ 感染症
- ・ 深部静脈血栓症
- ・ 脂肪塞栓から発生する成人性呼吸窮症候群、出血による血管の虚脱、心筋梗塞、死亡など（これらに限定されるものではない。）
- ・ 金属に対する過敏反応や異物アレルギー反応
- ・ 血行再生阻害
- ・ 手術侵襲による神経損傷、痛み、不快、違和感
- ・ 末梢神経障害、血行障害、異所性骨形成が発生する恐れがある。また、臨床的に問題とならない程度の神経障害をきたす恐れがある。
- ・ コンポーネント周囲の骨溶解（骨セメント、金属、超高分子量ポリエチレンなどの分子に対する異物反応の結果である。粒子は各コンポーネント間、コンポーネントと骨の間の相互作用によって生じ、主に癒着、剥離及び疲労などの磨耗メカニズムによるものであり、骨溶解は将来的に痛みなどの問題を引き起こしコンポーネントの摘出が必要になる恐れがある。）
- ・ 術中に大腿骨髓腔又は寛骨臼にコンポーネントを打ち込む際、大腿骨、寛骨臼亀裂、骨折、突孔が発生する恐れがある。
- ・ 術後の大腿骨又は寛骨臼の骨折は、外傷、骨欠損の存在、骨母床の脆弱化により発生する恐れがある。
- * 金属製インプラントの体内留置により、レントゲンやMRI、CT 画像へのハレーション等
- * MRI 検査による、温度上昇、マイグレーションの発生

5. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、術後の経過に十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管
- ・ 有効期間：外箱の表示を参照

【主要文献及び文献請求先】

株式会社 日本エム・ディ・エム
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町 12 番 2 号
電話番号 03-3341-6553（直通）

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

株式会社 日本エム・ディ・エム

（製造業者）

Ortho Development Corporation（アメリカ合衆国）