

機械器具(11)放射線障害防護用器具  
一般医療機器 放射線防護用術者向け眼鏡(JMDNコード:3888400)

## 販売名 ドクター・ビュー AF

### 【禁忌・禁止】

#### 使用方法

- ・レンズに損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。  
(本品の性能が発揮できないおそれがある。)
- ・アンモニア系洗剤を使用しないこと。  
(破損の原因となる。)

### 【形状・構造及び原理等】

#### 組成

防護レンズ:鉛ガラス

#### 形状

フレーム



#### 作動・動作原理

X線防護材を含むレンズがX線を減衰させ、不必要な放射線被曝から、術者等の眼を保護する。

### 【使用目的、又は効果】

#### 使用目的

診断や治療のための歯科/歯科処置に伴う一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から術者や他の人員の眼や側面を保護するために使用する個人用防護用品である。

#### 性能

JIS Z4501で規定されるX線管電圧100kVでの試験を行ったときに以下の規格であること。防護レンズ0.85mmPb(誤差±10%)の鉛当量を保持する。

	鉛当量(100kV)	誤差
防護レンズ	0.85mmPb	±10%

### 【使用方法】

本品を通常の眼鏡のように掛け、サイドパッドを頬骨にあててしっかり装着する。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 1.一次放射線(直接線)の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。

- 2.眼鏡を掛けた上から重ねて使用しないこと。(防護効果が低減し、落下の原因となる)
- 3.視力矯正レンズが必要な場合は専用のインナーフレームにレンズを入れて使用すること。
- 4.フレームが損傷したり、顔面に密着していない場合は、使用を中止すること。(防護効果が低減するため)
- 5.落としたり衝撃を与えないように、取扱には十分注意すること。(破損の原因となる。)
- 6.サイドパッドを急に曲げたりしないこと。(折れや割れの原因となる。)
- 7.分解修理をしないこと。

#### その他の注意事項

- 1.ガス滅菌、蒸気滅菌などは変形、変質の可能性があるため、使用しないこと。
- 2.廃棄する場合は、必ず地方自治体の条例・規則に従い許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼すること。(レンズに鉛を含んでいるため。)

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避け、ハードケースに入れて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

##### 日常点検

- 1.日常の始業、終業時に目視、触覚などにより点検を必ず行うこと。
- 2.レンズに傷が付くのを防ぐため、非研磨性中性洗剤で水洗いし柔らかな布で拭き取ること。

##### 定期点検

6ヶ月に1回以上のX線透視又は透視写真撮影による検査を行うこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ■製造販売元

日本レンズ工業株式会社

住所 〒596-0823 大阪府岸和田市下松町2丁目3-25

電話番号 072-423-2421

#### ■発売元

有限会社エネアコーポレーション

住所 〒910-0854 福井県福井市御幸3-13-24

ミユキビル2F

電話番号 0776-37-3000