

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

F E C G / M E C G 接続用アダプタ

【禁忌・禁止】

〈併用医療機器〉「相互作用の項参照」

1. MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。
[MR 装置への吸着や、火傷等のおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



カタログ番号	品 名
1442AAO	FECG/MECG 接続 Y アダプタ

2. 構造・構成ユニット

- 装置接続部（角型）：FECG/MECG 端子に接続
- ケーブル
- ケーブル接続部（丸型）：FECG/MECG 各ケーブルに接続
コネクタ色：FECG 黒／MECG 緑

3. 作動原理

本品は分娩監視装置用の ECG 中継ケーブルであり、FECG ケーブル接続側からは胎児の心電図信号を伝達し、MECG ケーブル接続側からは母体の心電図信号を装置に伝達する。

【使用目的又は効果】

胎児及び母体の心電図信号を分娩監視装置に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

【使用方法等】

- アダプタを装置や各ケーブルに接続するときは、接続側のコネクタを確認し、確実に固定しながら差し込むこと。
- 装置や FECG/MECG 各ケーブルから取り外すには、それぞれのコネクタ部分を確実に保持し、装置側も確実に固定しながら取り外しを行うこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 抜き差しを行う場合はケーブルを引っ張らずにコネクタ部を持って行うこと。[断線や接触不良の原因となるため]
- GE Healthcare 社以外の装置に使用しないこと。[その他の装置との動作保証はしていないため]

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉

1. 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
核磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	検査室に本品を持ち込まないこと。 MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力により局部的な発熱で火傷のおそれがある。また、磁気により本品が吸着されるおそれがある。

2. 併用注意（併用に注意すること）

電気メスの対極板が正しく取り付けられていることを確認すること。[患者の火傷を防止するため]

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用回数〉

クリーニングテスト 80 回

本品は消耗品（修理不可能）である。異常があれば新品と交換すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

- 使用前に製品の破損・汚れがないか確認すること。目視で確認できる損傷がある場合は直ちに使用を中止すること。
- 使用後は中性洗剤に浸した柔らかい布で清拭した後、水道水を浸した布ですすぐこと。
- 洗浄後、2%グルタールアルデヒド又は 70%イソプロパノールに浸した滅菌布を使用して消毒すること。オイルや有機溶剤は使用しないこと。
- 洗浄・消毒後は清潔な乾いた布、又はガーゼで拭いて完全に乾燥させること。
- 本品は液体に浸したり、改造したりしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

* エアライフジャパン合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

** エアライフ フィンランド オーワイ（AirLife Finland Oy）

国名：フィンランド共和国