


メリーダイヤ(根管上部の異物除去用バー)

*【形状・構造及び原理等】



品 番	030513f-010	030513f-012
ダイヤ部長 (mm)	1.5	2.1
最大径 (mm)	1.0	1.2
全 長 (mm)	31.5	31.5

軸の規格: FG 径 1.6mm

【使用目的又は効果】

微細なダイヤモンド結晶で砥着されたスチール製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、歯牙、骨等の硬組織を研削するために用いる回転式の研削器具。

*【使用方法等】

使用器具: FGコントラハンドピース

使用最高回転数: 1万回転 (min⁻¹)以下で使用する。

使用方法: 実体顕微鏡、拡大鏡下で使うことが望ましい。

使用部位: 根管上部の異物(金属、レジン等)の除去。

*【使用上の注意】

- 誤飲の予防:** 器具そのもの、破折片等の誤飲を防止するための処置を取った上で器具を使用すること。
- 容器からの取り出し時の注意:** 容器から本製品を取り出す際には、ダイヤ部や細長いネック部は持たず必ず軸部を掴んで取り出すこと。
- 装着時の注意:** 細く長い製品なので、ハンドピースへの挿入前および後に他にぶつけないよう十分に注意すること。
ハンドピースにバーを挿入する場合、バーの先端を突き当てて挿入しないこと。軸部およびテーパ部(図)を掴み挿入すること。ハンドピースにバーを挿入する場合、ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクをチャックの奥底まで確実に挿入すること。
途中で止めての使用は危険なので、絶対にしないこと。
- 装着後の注意:** 装着後はバー先端部への軽微な接触でもハンドピース等の荷重が加わり、大きな曲げの力がバーに掛かるので取扱いは十分に注意すること。
- 使用前の注意:** 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
使用前に、あらかじめ患者の口腔外で回転させブレの無いことを確認すること。
- 使用時の注意:** 発熱により火傷する恐れがあるので、発熱

を避けるため十分な注水下断続的に使用すること。

バーを根尖方向に押し込まず、無理なく入る範囲でソフトタッチで引き上げる様に使用すること。

頭部の細いもの、長い形状のものは、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

7. **保護眼鏡等の使用:** 使用時は目の損傷を防ぐために保護眼鏡等を使用すること。

8. **洗浄、消毒、滅菌上の注意:**

- ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を除去し、オートクレーブ、ケミクレーブ、EOGによる滅菌又は薬剤による消毒を行う。
- ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質又は変色することがある。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法、用量を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
- ・乾熱滅菌及び塩素系の消毒液に浸漬しての滅菌は行わないこと。

*【保管方法及び有効期限】

- ・洗浄、消毒、滅菌後は水分を除去し、必ず乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
- ・滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管すること。
- ・電気分解を要因とした錆を防ぐため、材質の異なる器具を一緒に保管しないこと。
- ・「もらい錆」を防ぐため、下記のことに注意すること。
 - ①錆びている器具と一緒に保管しないこと。
 - ②化学薬品と一緒に保管しないこと。
 - ③消毒器、滅菌器、保管庫等の内部に発生した錆や汚れに注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名: 株式会社日向和田精密製作所

製造業者名: 株式会社日向和田精密製作所

緊急連絡先: TEL 0428-24-3711