

器49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
一般医療機器 歯科用マンドレル (コード：35170000)

## FGバーアダプター

### 【形状・構造および原理等】

片方が閉じられた筒状で、先端部から中央にかけてスリットが入っている。  
軸形式：HPタイプ

### 【使用目的又は効果】

FGバー (軸外径1.6mm) をHPエンジンに装着するための補助器具として使用する。

### 【使用方法等】

- 1)FGバー (軸外径1.6mm) を使用目的に応じて選択する。
- 2)研削・研磨材料を本品の奥まで確実に装着してから、HPエンジンに装着し固定する。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1)HPエンジンメーカーの指定に従って本品を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め安全な方向に向けて回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 4)ゴミよけキャップ付きタイプのHPエンジンや、バーの後端の方をかむチャックのHPエンジンには不適のため使用せず、必ずチャックの先端部でバーをかむタイプのHPエンジンで装着すること。

### 【使用上の注意】

- 1)指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 2)損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり)、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 3)本品の加熱や改造は行わないこと。
- 4)本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5)本器具は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1)水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること。
- 2)歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【保守・点検に係る事項】

- 1)過酸化水素水は金属腐食の原因となるので、洗浄時に使用しないこと。
- 2)錆等の原因となることがあるため、洗浄、消毒、滅菌後の製品は、水分が付着したまま長時間放置せず、水分を除去し、充分乾燥させてから保管すること。また、錆びている物質や化学薬品と一緒に保管しないこと。
- 3)腐食の原因になるため、洗浄の際は本品に傷がつかないように注意すること。
- 4)外圧 (物理的負荷) 及び汚染を受けないように保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
株式会社 ビーディーアール  
愛知県名古屋市中天白区原4-106