

歯09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材（コード：70908000）

セレーノ HP用ジルコニアバー

【形状・構造および原理等】

- 形状・構造および原理
補綴物等を研削するために用いる。
- 回転数
上限45,000回転/分

【使用目的又は効果】

レジン、石こう、マウスガード、リベース材等を研削するために用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に装着して使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ハンドピース等のメーカーの指定に従ってシャंकを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。頭部が細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがある。

【使用上の注意】

- 指定の回転数を超えて使用しないこと。
- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり)、汚染等のあるものは使用しないこと。
- 本品の加熱や改造などは行わないこと。
- 本品を使用する際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用すること。
- 本品を使用する際は、目の損傷を防ぐために、保護メガネを使用すること。もし切削屑や破片などが目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 本器具は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後には損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり)、汚染等がないかを確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社 ビーディーアール
愛知県名古屋市中白区原4-106