

機械機器21 内臓機能検査用器具 70179000
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ

ウェルカム ワイヤレスHD

【禁忌・禁止】

* [使用方法]

1. 白色LEDライトを直視しないこと。
[目を損傷する恐れがあるため]
2. 10分以上連続で使用しないこと
[10分以上連続使用すると本体が温くなり、低温火傷を
可能性があります]

* [併用禁忌] (相互作用の項参照)

1. ペースメーカー及びICD等の植え込み医療機器を使用してい
[誤作動の恐れがあるため]

【形状、構造及び原理等】

1. 品目仕様

性能

- ・光源 : 2ホワイトLED
- ・焦点レンジ : 9mm～35mm
- ・写角 : 62°

** 2. 外観



** 3. 構成

- ① 本体
- ② 充電器
- ③ 充電器のACアダプター
- ④ 受信機
- ⑤ 受信機の延長ケーブル
- ⑥ CD-ROM

4. 寸法及び重量

- ・寸法 W: 2mm × D: 21.6mm × H: 193mm
- ・重量 : 33g

5. 電気的定格

- ・定格電圧 : DC 5V
- ・定格電流 : 500mA
- ・消費電力 : 2.22W

6. 動作原理

本体の白色LEDライトにより口腔内を照らし、
CCDカメラで撮影する。

7. 使用環境条件

- ・周囲温度 : 室温1～30° C
- ・周囲湿度 : 30%～70%RH(結露・氷結させないこと)
- ・気圧 : 750hPa～1060hPa

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への
説明等に使用する。

【使用方法等】

1. 準備

- ・本体のメインボタン(外観写真本体の右のボタン)を
長押ししてONにする。
本体先端部のLEDライトが点灯し電源が入る。

2. 撮影

- ・先端部のレンズを撮影対象物に近づけ撮影ボタン
(外観写真本体の左のボタン)を押して撮影する。

3. 終了

- ・本体のメインボタン(外観写真本体の右のボタン)を押して
電源をOFFにする。
本体先端部のLEDライトが消灯し電源が切れる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

* 2. 相互作用

* 併用禁忌 (併用しないこと)

医療機器の名称	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ペースメーカー、ICD等	使用しないこと	誤作動のおそれがあるため

- ① コネクタやジャックに指や物を入れないで下さい。
- ② 本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
- ③ 本製品を濡れた手で使用しないで下さい。
- ④ 強力な電磁波を発生する電子機器からは、1m以上離してご使用下さい。
- ⑤ 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)は行わないで下さい。
- ⑥ 本製品から煙、異臭、異音が出た場合は、すぐに電源を切り、
使用を中止して下さい。
- ⑦ 本製品内部に液体や異物が混入した場合は、すぐに電源を切り、
使用を中止して下さい。
- ⑧ 本製品を鋭利な物で傷つけたりなど、損傷させたりしないで下さい。
- ⑨ 清掃・点検の際や長期間使用しない場合は、本製品の電源を切り、
充電スタンドの電源ケーブルも抜いておいて下さい。
- ⑩ 本製品に不具合が生じた場合は、本製品の電源を切り、
充電スタンドの電源ケーブルを外し、「故障中」等の表示を行い、
当社に連絡して下さい。
- ⑪ 清掃の際、シンナー、ベンジンなどの揮発性の有機溶剤、
化学雑巾などは使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

- ・温度差の激しい場所、結露しやすい場所

2. 耐用期間

- ・5年

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

- (1) 定期的に行っていただくこと
汚れたときは、柔らかい乾いた布で拭いて下さい。

汚れが強いときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く
絞ってから拭きとって下さい。
シンナー、ベンジン等の揮発性の有機溶剤や化学雑巾等は
使用しないで下さい。

- (2) 定期的(およそ1カ月ごと)に行っていただくこと

下記の事項について確認して下さい。
不具合がある場合には、当社にご連絡下さい。

- ・正常に動作するか
- ・正しく充電した後、正常に動作するか
- ・本体のネジ、部品等の緩みはありますか
- ・本体に割れやひびが入っていませんか
- ・充電スタンドの電源ケーブルは確実に接続されているか

【製造販売業者及製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 ビヤス株式会社
住所 〒132-0035
東京都江戸川区平井6-73-9
電話番号 03-3619-1441
FAX 03-3619-1443

製造元 デントオール社
DENTALL CO., LTD (KOREA)
(国名 大韓民国)