


## マグネリードCMSー

### 【禁忌・禁止】

#### 併用医療機器

- \*\*・磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)と併用しないでください。[MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。]「相互作用の項参照」

### 【形状・構造及び原理等】



No.	型式	備考
1	CMS-01MSG	**四肢誘導および胸部2誘導用
2	CMS-03MSG	双極3誘導用
3	CMS-04MSG	双極1誘導用

#### 動作保証条件

使用温度：10～40℃

使用湿度：30～85%（結露しないこと）

### 【使用目的又は効果】

#### 使用目的

- \*\*・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置。

### 【使用方法等】

- 1.患者に電極を取り付けた後、本製品を電極に接続する。
- 2.本製品のコネクタを機器本体のコネクタ部に接続し、心電図を記録する。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- \*\*・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。  
[本来の機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。]
- ・ケーブルを強くねじらないでください。ケーブルを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。[断線や破損の恐れがあります。]
- ・ケーブルの上にものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。[断線や破損の恐れがあります。]
- \*\*・本製品の先端部には磁石が使用されています。本製品を植込み型ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着した方へ使用する場合、本製品の磁石部が植込み型ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)の植込み部位の上もしくは近くに直接位置しないようにしてください。
- \*\*・長時間測定する場合、本製品が患者の体の下に配置されないようにしてください。
- \*\*・長時間測定する場合、ケーブル、電極等が押さえつけられ、患者を圧迫していることが無いことを適宜確認

してください。[血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。]

- \*\*・本製品は、滅菌できません。
- \*\*・本製品は防水仕様ではありません。

### \*\*相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

#### \*\*併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI装置）	使用禁止	MRI装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

#### 耐用期間

2年 [自己認証(当社データ)による]

### 【保守・点検に係る事項】

- \*\*・使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。
- \*\*・本製品使用後は、中性洗剤または70%イソプロピルアルコールで拭き、シンナー、トルエンなどの有機溶剤やクレゾール石けん液等を使用しないでください。[ケーブル被覆の劣化を促進し、断線や破損の恐れがあります。]
- \*\*・ケーブルを拭く際は、コネクタ等からケーブルを引っ張るように拭かず、ケーブルを握って拭いてください。[断線や破損の恐れがあります。]
- ・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121(代)