

マグネリードCMー

*【禁忌・禁止】

併用医療機器

**・磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）と併用しないでください。

〔MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。〕「相互作用の項参照」


使用方法

**・コードを患者および被検者の首に巻きつけるように配置しないでください。

〔コードが首に巻きつき、重大な事故を引き起こす可能性があります。〕

【形状・構造及び原理等】

**



図は CM-700-3

No.	型式	備考
1	CM-60	**生体情報モニタ用 3 電極
2	CM-700-3	**生体情報モニタ用 3 電極
3	CM-700-4	**生体情報モニタ用 4 電極
4	CM-700-5	**生体情報モニタ用 5 電極

**作動・動作原理

**・体表面に設置された電極から体表面の心電信号を心電波処理装置に伝達する導体です。この活動電位を記録する一般的な装置は、心電計（ECG）です。

*動作保証条件

使用温度：10～40℃

使用湿度：30～85%RH（結露しないこと）

*【使用目的又は効果】

使用目的

**・患者の心電図信号を心電計（ECG）に伝達する装置です。

*【使用方法等】

1. 患者および被検者に電極を取り付けた後、本製品を電極に接続します。

**2. 本製品のコネクタを接続し、心電図を記録します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

**・指定の機器以外、接続しないでください。指定の機器については、接続する機器の添付文書を確認するか、もしくは最寄りの販売会社までお問い合わせください。

〔本来の性能や機能が損なわれ、重大な事故を引き起こす可能性があります。〕

*・本製品の先端部には磁石が使用されています。本製品を植込み型ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）を装着した患者および被検者へ使用する場合、本製品の磁石部が植込み型ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）の植込み部位の上もしくは近くに直接位置しないようにしてください。

*・コードを強くねじらないでください。コードを巻いて束ねた状態から強く引っ張るとねじれの原因となります。〔断線や破損の恐れがあります。〕

**・長時間測定する場合、本製品が患者の体の下に配置されないようにしてください。

**・長時間測定する場合、コード、電極等が患者および被検者の体を圧迫していることがないことを適宜確認してください。

〔血流を阻害し、圧迫壊死を生じることがあります。〕

*・本製品は滅菌できません。

*・本製品は防水仕様ではありません。

*相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置（MRI 装置）	使用禁止	**MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷等が起こる恐れがあります。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、化学薬品の保管場所、ガスの発生する場所等に保管しないでください。

耐用期間

2 年〔自己認証（当社データ）による〕

*【保守・点検に係る事項】

・使用前に心電図の波形が正常に表示されることを確認してください。

**・本製品使用後は、中性洗剤または 70%イソプロピルアルコールで拭き、シンナー、トルエンなどの有機溶剤やクレゾール石けん液等は使用しないでください。

〔コード被覆の劣化を促進し、破損の恐れがあります。〕

**・コードを拭く際は、コネクタ等からコードを引っ張るようには拭かず、コードを握って拭いてください。

〔断線や破損の恐れがあります。〕

・拭いた後は乾燥していることを確認してご使用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

フクダ電子株式会社

電話番号：03-3815-2121(代)