

機械器具 12 理学診療用器具

管理医療機器 汎用超音波画像診断装置 (JMDN コード：40761000)

特定保守管理医療機器 **SonoSite TiTAN シリーズの構成**

コンベックスプローブ C60/5-2、マイクロコンベックスプローブ C11/8-5、
マイクロコンベックスプローブ C15/4-2、リニアプローブ L38/10-5、HST プローブ HST/10-5

****【警告】**

＜使用方法＞

- ・ プローブカバーには天然ゴムラテックスとタルクが使用されている場合があるので、天然ゴムラテックスに対する過敏症の患者には使用しないこと。[患者のアレルギ－反応を防止するため]
- ・ 本超音波画像診断装置の使用に当たっては、可能な限り生体への超音波照射量を少なくし、生体作用を最低限に抑えながら、診断に有用な超音波画像を確保する。超音波照射量を低減するため、できる限り MI 値及び TI 値を低く保って使用すること。[生体作用を最小限に抑えるため]

****【禁忌・禁止】**

＜適用対象＞（患者）

- ・ 診断に ECG 表示を使用しないこと。同 ECG 機能は、長時間にわたる心周期のモニタリング用には設計されておらず、診断用機能ではない。[誤診を防止するため]


＜使用方法＞（プローブ）

- ・ 患者の心臓に直接伝導するような部位には使用しないこと。本超音波画像診断装置に接続可能なプローブは BF 装着型である。[患者の負傷を防止するため]

【形状・構造等】

本製品は、超音波画像診断装置本体、プローブ、AC 電源アダプタ、バッテリーパック及びケーブル類から構成されている。オプション品には、モバイルドッキングシステム、モバイルドッキングシステム－ライト、MDS_e、ユニバーサルスタンド（H）、パワーパーク、絶縁トランス、ミニドック、トリプルプローブコネクタ、外部モニタ、ECG ケーブル及びリードワイヤがある

＜超音波画像診断装置＞



＜プローブ＞

構成

1. プローブレنز
2. プローブ外装
3. プローブケーブル
4. プローブコネクタ

形状

コンベックスプローブ C60/5-2
手持型体外式超音波診断用プローブ

マイクロコンベックスプローブ C11/8-5
手持型体外式超音波診断用プローブ

マイクロコンベックスプローブ C15/4-2
手持型体外式超音波診断用プローブ

リニアプローブ L38/10-5
手持型体外式超音波診断用プローブ

HST プローブ HST/10-5
手持型体外式超音波診断用プローブ



P12423-05

取扱説明書(ユーザーガイド)を必ず参照してください。

