


PIスクリー拔出システム

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造等>



<原材料>

本体等:ステンレス鋼 ハンドル部分:シリコーン樹脂

<製品名>

トルクス4 スクリュードライバー AO
トルクス5 スクリュードライバー AO
トルクス6 スクリュードライバー AO
トルクス7 スクリュードライバー AO
トルクス8 スクリュードライバー AO
トルクス10 スクリュードライバー AO
エキストラクター for broken-off screw, L
エキストラクター for broken-off screw, S
エキストラクター for cold-welded screw, S
クロス スクリュードライバー S/M AO
クロス スクリュードライバー L AO
インバス 1.5 スクリュードライバー AO
インバス 2.0 スクリュードライバー AO
インバス 2.5 スクリュードライバー AO
インバス 3.5 スクリュードライバー AO
ミニ ESR ラチェットハンドル AO
ラチェット T ハンドル 1/4"
ディスタンス アダプター M
クロスバー
ドリル アダプター

クイックカップリング for double-bits
エキストラクター for spine screw
ロッド インレ 4.0mm for extractor
ロッド インレ 5.0mm for extractor
ロッド インレ 6.0mm for extractor
ラチェットハンドル quick coupl. 1/4"
ロッド 把持鉗子 45° angled
インバス double-bit 3.5/4.0mm
インバス double-bit 4.5/5.0mm
インバス double-bit 5.5/6.0mm
トルクス double-bit 15/20mm
トルクス double-bit 25/30mm
エキストラクター for 2.0-2.5mm broken screws
エキストラクター for 2.5-4.0mm broken screws
エキストラクター for 3.5-5.0mm broken screws
エキストラクター for 4.5-6.0mm broken screws
エキストラクター for 5.5-7.0mm broken screws
エキストラクター for 6.0-7.5mm broken screws
エキストラクター for 2.0-2.5mm cold-welded screws
エキストラクター for 2.5-3.5mm cold-welded screws
エキストラクター for 3.5-4.5mm cold-welded screws
エキストラクター for 4.5-5.5mm cold-welded screws
エキストラクター for 5.5-6.5mm cold-welded screws
エキストラクター for 6.0-7.5mm cold-welded screws

<原理>

本品は、整形外科領域の骨折治療、関節置換術、脊椎手術等において使用するスクリー拔出器で、先端部がハンドルと組み合わせ可能な構造である。組み合わせて使用する場合と単品で使用する場合がある。

【使用目的又は効果】

本品は整形外科領域の脊椎手術、骨折治療、関節置換術等において、インプラント・スクリー等を抜去するために用いる手術機器である。

【使用方法等】

1. 本品は未滅菌なので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと（【保守・点検に係る事項】参照）。
2. 滅菌は、柔らかい布で包むか、或いは滅菌ケースに入れ、必ず高圧蒸気滅菌（オートクレーブ）にて行う。

*推奨する滅菌条件:

プレバキューム繰り返し:3 回
温度:132℃、保持時間 5 分間、乾燥時間:10 分間

【使用上の注意】

*<重要な基本的注意>

- 1) 本品を滅菌する前に必ず洗浄及び機器の点検を行うこと(保守・点検に係る事項参照)。
- 2) 折損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- 3) 【保守・点検に係る事項】の(点検)に基づき点検した結果、不良箇所が認められた場合及び不良が疑われる場合は使用を中止すること。
- 4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬させること。
- 5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ使用を避け、付着したときは水で洗い流すこと。
- 6) クロイツフェルト・ヤコブ病或いはスポンジ病の患者又は疑いのある患者に使用した場合、当該器具は廃棄し、再使用しないこと。

*<不具合・有害事象>

(重大な不具合)

- 1) 本品の破損又は変形
- 2) 本品の機能不良

(重大な有害事象)

- 1) 血管、神経、組織、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、出血、疼痛、骨折又は神経障害等
- 2) 塞栓(脂肪、血液等)
- 3) 感染
- 4) 破損片の体内遺残
- 5) アレルギー反応
- 6) 本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更又は再手術

(その他の有害事象)

患者及び手術従事者の負傷

【保管方法及び有効期間等】

*<保管の条件>

- 1) 高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管すること。また、水漏れや直射日光は避けること。
- 2) 貯蔵・保管の際、変形や損傷の原因となりうる硬い物への接触、積み重ね、衝撃を避けること。
- 3)

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

* (洗浄)

- 1) 分解が可能な箇所は分解すること。
- 2) 各部において損傷がないかどうかを点検すること。
- 3) 汚染除去には酵素洗浄剤及び中性洗剤等を用い、メーカーの説明書に従い適切な濃度で使用する。
- 4) 強アルカリ又は強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので使用しないこと。
- 5) 洗浄には、適切なサイズのやわらかいブラシ、パイプブラシ、

スポンジ等を使用し目視で確認できる汚れを除去すること。

- 6) 金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は器具の表面が損傷するので、汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 7) 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等)で洗浄するときには、洗浄時間、手順等は使用する装置の取り扱い説明書に従い、また物どうしが接触して損傷することがないように注意すること。
- 8) 洗浄後は、精製水(脱イオン水等)ですすぎ、腐食防止のために直ちに乾燥させること。

*** (点検)**

本品は毎回の使用前に以下の項目を点検すること。

- 1) 本品に変色、腐食、汚れ、さび、亀裂、過度な消耗、部品の欠落等の外観異常がないこと。
- 2) 各部品(ハンドル部やシャフト部)及びそれらを固定しているネジやピンの外れや緩みがないこと。
- 3) ロック機能が正常に作動すること。
- 4) 対応する手術器械等に正しく組合せることができること。
- 5) 操作部及び可動部が正しく動作及び機能していること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名： 株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布3-6-4
TEL: 03-3403-5432

製造業者名： パシフィックインスツルメンツ
(Pacific Instruments, Inc.)
国名： 米国