

機械器具(35) 医療用はさみ  
一般医療機器 はさみ 35325001  
ファルダーンはさみ

**【禁忌・禁止】**

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対に行わないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

## 1. 形状

代表例(本品には、超硬チップ付タイプ、ダイヤモンドチップ付タイプもある)



## 2. 原材料

ステンレス鋼又はチタン合金

(超硬チップ部：タングステンカーバイド)

## 3. 原理

回転軸のある 2 枚の内向きの刃からなり、2 枚の刃を閉じることによって対象物を切断する。

**【使用目的又は効果】**

本品は、診療、処置、消毒又は手術等の際に皮膚、組織、異物、消毒綿等を切断するために用いる器具である。

**【使用方法等】**

1. 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。120℃/30 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
2. ハンドルを親指と中指等を用いて握ると刃が閉じ、対象物が切断できる。

**【使用上の注意】**

1. 先端を損傷したり、硬いものに接触させたりして変形や損傷が生じると、器具・器械の寿命を著しく低下させます。
2. 本品を使用するにあたっては、装置と技術に対する適切な理解が必要です。手技に習熟した方以外は使用しないで下さい。
3. 誤った使用法は本品の損傷を招く恐れがあります。
4. 本品を使用するには、神経と血管の損傷を避けるために、厳密な解剖学的考慮が必要です。
5. 本品をクロイツフェルトヤコブ病 (CJD) 患者、又はその疑いのある患者に

使用した場合は、クロイツフェルトヤコブ病 (CJD) に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

1. 本品を保管する際は、高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

**【取扱い上の注意】**

1. 本品を取り扱う際は、思わぬケガを避けるため先鋭部等に細心の注意を払うと共に、包装から取り出し洗浄・滅菌を行うこと。
2. 洗浄の際、目の粗い磨き粉や金属ウールで本品の表面を磨かないこと。
3. 滅菌を行う場合にはロック等は開いた状態で行うこと。

**【保守・点検に係る事項】**

1. 医療機器の使用、保守管理責任は使用者側にあります。
2. 本品を安全に、より長い間ご使用頂くために、始業・終業・定期点検等は、必ず行って下さい。
3. 錆を防ぐ為に以下の事をお守り下さい。
  - (1). 使用後は速やかに洗浄を行うこと。
  - (2). 取り外せるものは取り外し、そうでないものは可動部をよく動かしながら洗浄すること。
  - (3). 洗浄後に汚れが残った状態での滅菌、消毒はしないこと。
  - (4). 洗浄や滅菌に使用する水は、蒸留水か脱塩した水を使用すること。
  - (5). 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避けること。  
(中性の洗剤をご使用下さい)
  - (6). 超音波洗浄の際にはメーカー指定の適正な洗剤を使用すること。  
(家庭用洗剤は使用しないで下さい)
  - (7). 洗浄後、湿った状態での放置はしないこと。

**【包装】** 1 本入り**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ファルダーン・エンタープライズ有限公司

〒347-0126 埼玉県加須市外田ケ谷 82

TEL : 0480-73-7595

製造業者

パキスタン・イスラム共和国

ファルダーン・エンタープライズ

FARDAN ENTERPRISES (PAKISTAN)