

機械器具 12 理学診療用器具

高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置 JMDN コード：70652000
(硝子体切除ユニットカッターハンドピース JMDN コード：34125000)

IAVPs パック

(アンテリアビトレクミーカッター)

再使用禁止

【警告】

ビトレクミーカッターは、患者に使用する前に先端部を滅菌液に浸して作動テストを行い、気泡発生等の異常がないことを必ず確認すること。また、術中に気泡発生等の異常が認められた場合は直ちにそのカッターの使用を中止すること。[『重要な基本的注意』の項参照]


【禁忌・禁止】

再使用禁止


【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、アンテリアビトレクミーカッターである。灌流ラインの有無が異なる 2 種類がある。



灌流あり (DP4400-6)



灌流なし (MVS3201-6)

2. 材質

挿入部・接液部の材質
ステンレス鋼、塩化ビニル樹脂*

*塩化ビニル樹脂: 可塑剤としてトリメリット酸トリ(2-エチルヘキシル)添加

3. 原理

本品の機能は接続先の白内障・硝子体手術装置に依存し、単独では機能しない。

- (1) 灌流: 白内障・硝子体手術装置から供給される灌流液を眼内に伝達することにより行われる。
- (2) 吸引: 白内障・硝子体手術装置から供給される陰圧を眼内に伝達することにより行われる。
- (3) 硝子体切除: 白内障・硝子体手術装置からの吐出制御圧力が本品のダイヤフラムに伝達され、ダイヤフラムと連動するシャフトの直線的反復運動により先端の剪刀が駆動する。

【使用目的又は効果】

白内障・硝子体手術装置の交換部品及び付属品として使用し、灌流、吸引、硝子体切除、眼内照明、眼内空気置換、ジアテルミー及び眼内剪刀を行う。

【使用方法等】

本品は、角膜・強角膜部に任意に作成した器具挿入用ポートより眼内に挿入し、増殖膜剥離・硝子体切除等に用いる。DP4400-6は、この他に眼内への生理食塩液等の灌流に用いる。

本品の詳細な使用方法は、接続する白内障・硝子体手術装置の取扱説明書を参照のこと。

【組み合わせて使用する医療機器】

販売名	承認番号
ステラリス	22100BZX00788000
マレニウム	20900BZY00829000

1. 使用前（操作準備）

- (1) 本品の包装を無菌的に開封し、使用する白内障・硝子体手術装置に接続する。
- (2) 本品の先端部を滅菌液に浸して作動テストを行い、気泡発生等の異常がないことを確認する。

2. 使用中（操作方法）

角膜・強角膜部の器具挿入用ポートを通して眼内へ挿入し、本品の操作により、硝子体切除等を行う。

3. 使用後

器具挿入用ポートより本品を引き抜き、白内障・硝子体手術装置から取り外して廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品は、患者に使用する前にカッターチップ先端部を滅菌液に浸して作動テストを行い、気泡発生等の異常がないこと及びチューブの誤接続がないことを必ず確認すること。作動テストにおいて異常を認めた製品は使用しないこと。[吸引チューブとエア駆動チューブが逆に接続された場合、吸引ラインから圧縮エアが眼内に流入することにより、眼に重大な障害を与える可能性がある。また、正しいカットレートや硝子体切除・吸引のバランスが得られず、眼組織に障害を与える可能性がある。]
- (2) 硝子体切除は灌流下で行い、本品は、カッターチップの先端が滅菌液又は灌流液に浸されていない状態で作動させないこと。[灌流下で使用しない場合、粘弾性物質等の吸引によってラインが詰まり、吸引不良となることがある。乾燥した状態で作動させるとカッターチップが損傷し、使用できなくなることがある。]
- (3) 本品は、カッターチップ先端に外部応力（落下による衝撃等）が加わらないように注意すること。[外部応力によりカッターチップ先端が偏心した場合、内筒（刃）が稼動しない場合がある。]
- (4) 本品と他の眼内器具との接触等により、カッターチップに偏心等の異常が懸念された場合は直ちに使用を中止すること。

接続先装置の取扱説明書等を必ずご参照下さい。

2. 不具合・有害事象

本品に予想される不具合として次のものがある。

- (1) 切除不良
- (2) 灌流・吸引不良
- (3) 破損・変形
- (4) チューブつまり
- (5) エア混入
- (6) 接続不良
- (7) 異物混入

水晶体摘出術に伴う可能性のある有害事象として、次のものが報告されている。

- (1) 角膜内皮障害
- (2) デスメ膜剥離
- (3) 虹彩誤吸引
- (4) 虹彩脱出
- (5) 前房消失
- (6) 後囊破損及び硝子体脱出
- (7) 核落下
- (8) チン小帯断裂
- (9) 眼圧低下・不安定
- (10) 急性角膜代謝不全
- (11) 創口閉鎖不全
- (12) 感染症

3. その他の注意

- (1) チューブ類を引っ張るなど無理な力をかけないこと。
- (2) 使用期限は被包及び外箱に6桁(西暦4桁、月2桁)又は、8桁(西暦4桁、月2桁、日2桁)で記載。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ボシュロム・ジャパン株式会社

電話：0120-328-342（カスタマーサービス部）

製造業者：Bausch & Lomb Inc. ボシュロム社、アメリカ合衆国