

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用四肢髄内釘 38153000
(体内固定用ネジ 16101003)

HAI 前腕ロッドシステム (ロッキングタイプ)

再使用禁止

【警告】

製品を抜去するまで患者に対して十分な術後指導をすること。[手術後、骨癒合が達成されるまでの、体重負荷や運動による骨接合部へのストレスは、金属製インプラントの疲労破壊に繋がる恐れがあります]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

[適用対象（患者）]

金属や異物に対しての重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。（「不具合」項参照）

[併用医療機器]

他社製のインプラント及び材料の異なるインプラントと併用しないこと。（「相互作用」の項参照）

【形状・構造及び原理等】


1. 組成

チタン合金（ASTM F136）

**2. 形状・構造・原理

橈骨ロッキングロッド又は尺骨ロッキングロッドを骨折線をまたぐよう髄内に挿入し、ロッド後端部をスクリューで固定します。

③前腕ロッド用3.5ロッキングキャンセラスクリュー
3.5キャンセラスクリュー（※）




②尺骨ロッキングロッド

③前腕ロッド用3.5ロッキングキャンセラスクリュー
3.5キャンセラスクリュー（※）

（※）販売名：HAI キャンセラスクリュー
医療機器承認番号：21800BZZ10079000

本システムを構成する各インプラント製品の代表的な形状は以下のとおりです。その他についてはお問い合わせ下さい。
なお、本添付文書に該当する製品の製品名、サイズ等については包装表示ラベル又は本体に記載されていますのでご確認下さい。

①製品名：橈骨ロッキングロッド 左/右



(本図は左)

②製品名：尺骨ロッキングロッド 左/右



(本図は左)

③製品名：前腕ロッド用
3.5 ロッキングキャンセラスクリュー



【使用目的又は効果】

1. 使用目的又は効果

前腕骨骨折における骨固定術の際の固定

2. 使用目的又は効果に関連する使用上の注意

橈骨ロッキングロッド及び尺骨ロッキングロッドの適応症例は次の通りです。

- ・前腕骨（橈骨/尺骨）骨幹部骨折
横骨折、長/短斜骨折、蝶形骨折、分節骨折

次の症例は適応外となります。


- ・内固定後に短縮が予想される粉碎型骨折
- ・遠位端、近位端に損傷のある症例
- ・解放した骨端版をインプラントが横切る症例
- ・高度の骨粗鬆症例
- ・髄腔最狭部が 3mm を下回る症例

【使用方法等】


1. 使用時

- 1) 骨折部の整復後、オウルにて橈骨（尺骨）の骨端部を開窓します。（図 1）
- 2) 橈骨ロッキングロッド（尺骨ロッキングロッド）をインパクターへ接続し、骨折部をまたぐように髄腔に挿入します。（図 2）
- 3) ロッド後端部をドライバーを用いて、スクリューにて固定します。（図 3）

使用例．橈骨ロッキングロッドの場合



使用例．尺骨ロッキングロッドの場合




2. 使用後


原則としてその患者の症状に合わせ術後骨癒合がおこった後に抜去して下さい。

- 1) ドライバーを用いて、スクリューを抜去します。（図 4）
- 2) ロッドに抜去器を接続し、ロッドを引き抜きます。（図 5）

使用例．橈骨ロッキングロッドの場合



使用例．尺骨ロッキングロッドの場合



3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- *1) 患者の体質や解剖学的構造を考慮し、適切なサイズのインプラント材料を選択して下さい。
[不適切な場合、不具合・有害事象発現の可能性があります。]
- 2) 使用する際には必ず専用の手術器具を使用して下さい。また、傷をつけないようにして下さい。

- 3) 患者に埋め込んだ製品のトレーサビリティが確認できるように、患者のカルテに使用した製品の製品名、製品番号およびロット番号を記載して下さい。
 - 4) 橈骨ロッド又は尺骨ロッドを無理に挿入しないで下さい。
[無理な挿入は脱転、二次骨折を生じる場合があります。]
 - 5) スクリュー設置の際は、必ず専用のドリルガイドを使用し、ドリリングして下さい。
[使用しない場合、ロッド、スクリューの破損が生じる場合があります。]
 - 6) 骨質が硬い場合は、タップにてプレタップを行って下さい。
 - 7) ロッキングスクリューホールは、スクリュー挿入の前に必ず骨屑等を除去して下さい。
[ドリリング後又はプレタップ後に排出された骨屑等のロッキングスクリューホールへの介在により、ロッキングスクリューが適切に固定できない（浮く、傾く等）恐れがあります。]
 - 8) ロッキングスクリューは、ドリリング穴及び固定穴部に対し、軸アライメントをまっすぐに確保しながら挿入して下さい。
[軸アライメントのずれにより、ロッキング機構部の固定不良又は破損が生じる恐れがあります。]
 - 9) ロッキングスクリューの挿入の際は、必ずトルクリミッター付きハンドルを使用して下さい。
[使用しない場合、スクリューの緩み、又はヘッドドライブ、ロッキング部が破損する恐れがあります。]
 - 10) インプラントの際、打撃したり、無理に挿入しないで下さい。
[インプラント又は手術器械が変形、破損する恐れがあります。]
 - * 11) 挿入／抜去の際は、専用の手術器具を正しく接続するとともに、周囲の神経や血管を損傷させないようにイメージインテンシファイヤー（X線透視）で確認しながら、慎重に行ってください。
 - 12) 橈骨ロッド抜去の際は、長母指伸筋腱／指伸筋腱を損傷させないように注意して下さい。
 - 13) 抜去する際は、製品／抜去器具に無理な力が加わらないよう慎重に使用して下さい。
[過度の負荷により、製品／抜去器具が破損する恐れがあります。]
 - 14) スクリュー挿入／抜去の際は、スクリューのヘッドドライブに対してドライバー軸を傾けないよう軸直に操作して下さい。
[傾けた状態でのドライバー操作により、ヘッドドライブが破損する恐れがあります。]
- 5) 手術後、リハビリ等を行う際は、患者に対し本製品の機能的な限界（製品の破損等）を説明すると同時に、十分な指導のもと実施して下さい。また、定期的なレントゲン撮影等を含め術後の骨の状態及びインプラントの状態を十分に観察して下さい。
[リハビリの際に、転倒等による荷重を受けることによりインプラントの変形や破損等が生じ、インプラントの破損に伴う再骨折が生じる恐れがあります。また、リハビリ時の動きなどにより、骨折部の再転位やインプラントの脱転などを生じる恐れがあります。]
- [骨癒合の遅れ、又は骨癒合不全が認められた場合、或いは骨折治癒過程（骨折部の再転位を含む）に異常が認められた場合、直ちにインプラントの抜去・置換等、適切な処置を施して下さい。インプラントは長期にわたる繰り返しの負荷により緩み、脱転、変形、金属疲労による損傷が生じる恐れがあります。]
- 4) 本製品は骨癒合後、原則として抜去して下さい。また手術後、本製品を留置することで不具合が生じた場合は適切な処置を行って下さい。
[骨癒合後は、本製品の機能的効果はなく、むしろさまざまな合併症状を引き起こす可能性があります。]
[本製品を抜去する場合は、患者に対する潜在的なリスクを考慮する必要があります。]
[骨代謝の活発な患者や若年層に使用した場合は、本製品を不必要に長期間留置すると製品の抜去が行えなくなるなど特有の不具合が生ずる可能性があります。]

* 5) 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していません。

3. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
・他社製のインプラント製品	インプラントの緩み、破損の危険性が高まる恐れがある。	組み合わせの互換性が確保できないため固定力等が不足する。
・材質の異なるインプラント製品	腐食による不具合の危険性が高まる恐れがある。	異種金属が隣接する事により電気化学的な作用により腐食が生じる。
・他社製の手術器械	本品の緩み、脱転等により、不具合・有害事象が発生する恐れがある。	インプラントを確実に締結できず、固定が不確実になる。

4. 不具合・有害事象

本製品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態などにより次のような不具合・有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 重大な不具合
 - ・製品の破損、破損片の体内遺残
- 2) 重大な有害事象
 - ・偽関節、変形骨癒合、再骨折（術中／術後）
 - ・カットアウト、インプラントの脱転
 - ・感染症、血栓症
 - ・骨の短縮、骨壊死、骨密度の低下
 - ・金属アレルギー、異物アレルギー
 - ・手術における神経的損傷、穿孔時発熱障害
- 3) その他の不具合
 - ・挿入／抜去時の製品／器具の破損
 - ・術後のインプラントの緩み
- 4) その他の有害事象
 - ・痛みや不快感、異物感
 - ・骨癒合不全
 - ・血行再生障害
 - ・挿入／抜去時における破損器具の体内遺残
 - ・金属製インプラントの内在に起因するX線、MRI、CTへの影響

5. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、本製品の使用は慎重に行い、術後の経過にも十分注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避けて常温で保管
有効期間・使用の期限：外箱ラベルに記載「自己認証による」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 ホムズ技研
〒391-0213 長野県茅野市豊平 4734-352
電話番号 0266-76-5881

製造業者

株式会社 ホムズ技研

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) 感染症を有する患者[感染巣の転移や敗血症併発のおそれがあるため]
- 2) 本製品を利用するための十分な骨量、骨質を有していない患者[十分な固定が得られず、骨折治癒が遅れ、再骨折やインプラントの破損の不具合発現のおそれがあるため]
- 3) 重度の粉碎骨折、転移、その他の処置の困難な患者[インプラントが適切に機能しない恐れがあるため]
- 4) 骨粗鬆症の患者[骨との固定が十分でない、または骨癒合の遅れにより、不具合発現のおそれがあるため]
- 5) 神経障害、精神障害、アルコール中毒、薬物依存症、術後の指導管理が十分に行えない患者[医師の指導に従えず術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の可能性が高まるおそれがあるため]
- 6) 術後、医師の指導に従わない患者[十分な術後指導が行えないため、不具合発現の可能性が高まるおそれがあるため]
- 7) 糖尿病などの生活習慣病、慢性関節リウマチ患者[骨形勢が阻害され、骨癒合が遅れることにより、不具合発現の可能性が高まるおそれがあるため]
- 8) てんかんの患者[医師の指導に従えず術後管理が十分に行えないため、不具合発現の可能性が高まるおそれがあるため]
- 9) 肥満体の患者[患者の負荷のため、骨との固定に失敗したり、インプラントの変形や破損により、不具合発現の可能性があるため]

2. 重要な基本的注意

- 1) 本製品は人体と同等の能力を持つものではなく、強度を過信したり、またその使用法を誤ると破損する恐れがあるため、以下の点を十分ご理解の上、適切な種類を使用して下さい。
[金属製インプラントは鋭く変形、又は同一部分で繰り返し変形させたり、削って表面に傷をつけると、当該部分に応力割れや金属疲労による破壊を生じる恐れがあります。]
[金属製インプラントの長さ、幅、厚さ、太さ等が不適当な場合、想像以上のストレスが加わり、金属疲労による破壊を生じる恐れがあります。]
- 2) 本製品は、骨折部の正しい整復位置を獲得した後、又は骨欠損部分がある場合は適切な移植等を行った後に使用して下さい。
[これらが適切でない、骨折部の転位が悪化した場合も含め、インプラントは想像以上のストレスを受け、緩み、脱転、変形、又は破損等を生じる恐れがあります。]