

2016 年 8 月 17 日改訂（第 4 版 新記載要領に基づく改訂）

2009 年 12 月 7 日改訂（第 3 版）

2008 年 8 月 14 日改訂（第 2 版）

機械器具 36 医療用ピンセット  
一般医療機器 ピンセット 35079001

届出番号:13B1X10089000157

## アドソンプライヤー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 〔概要〕

本体：ステンレススチール

先端部：ステンレススチール及びタングステン加工、  
ダイヤモンド粒子コーティング

#### 〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り

#### 種類：

12cm 15cm 有鉤



12cm 15cm 無鉤



12cm 無鉤 タングステン加工



15cm ダイヤモンド粒子コーティング 有鉤



12cm ダイヤモンド粒子コーティング 無鉤



Rite-Dent Manufacturing Company

12cm 無鉤 タングステン加工



#### 〔原理〕

先端で皮膚などを把持する。

### 【使用目的又は効果】

皮膚や組織及び異物等を把持するために用いるピンセット

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に、本品が滅菌済みであることを確認する。  
（オートクレーブ滅菌可。135℃以下厳守）
- 2) ハンドル部を操作する事により先端部が開閉し、組織等を把持する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用前の清掃について

使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。

#### 2. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

#### 3. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

#### 4. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

#### 5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。

- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。  
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。
- 6. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。  
腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
- 7. 保管上の注意。  
「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。  
又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

### 【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いはしない事。
- ・刃部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートンクしない事。

### 【保管方法及び有効期間等】

常温保管

### 【保守・点検に係る事項】

#### 〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH  
& Co. Kg (Germany)

Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)