

ニードルホルダー

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本体：ステンレススチール

先端部：ステンレススチール及びタングステン加工

〔形状・構造等〕

下記外観写真の通り



種類：

① Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. Kg
マイクロライダー 17cm

② Helmut Zepf Medizintechnik GmbH

メーヨーヘーガ（ステンレス）16 cm、18 cm

メーヨーヘーガ（タングステン加工）16 cm、18 cm

ダーフ（ステンレス）12.5 cm

ダーフ（タングステン加工）12.5 cm

クライルウッド（ステンレス）15 cm、

クライルウッド（タングステン加工）15 cm、18 cm

ライダー（タングステン加工）

スウェーデンモデル（タングステン加工）

マチウ（ステンレス）14 cm、17 cm

③ Rite-Dent Manufacturing Company

マイクロライダー（タングステン加工）15 cm

メーヨーヘーガ（タングステン加工）13 cm・16 cm

メーヨーヘーガ（ステンレス）16 cm

クライルウッド（タングステン加工）15 cm

〔原理〕

先端で縫合針を保持する。

【使用目的又は効果】

縫合時に縫合針を保持する。

【使用方法等】

- 1) 使用前に滅菌済みである事を確認する。
- 2) 先端を開閉し、縫合針を保持する。
*ストッパーを使用すると保持状態が継続される。

【使用上の注意】

1. 使用前の清掃について

使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分清掃し、その後にオートクレープ等で滅菌を行うこと。

2. ステンレススチール使用。

素材のステンレス鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

3. 家庭用洗剤の使用注意。

家庭用洗剤は、金属を腐食させることがある。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤の使用が好ましい。

4. 機能水の使用禁止。

超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。

5. 洗浄、消毒、滅菌上の注意

- ・次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポピドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン等は、金属腐食を起こす恐れがあるので注意する。
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材に影響を及ぼすことがある。
- ・使用後は、器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。

- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・洗浄、消毒、滅菌には出来るだけ精製水を使用すること。
- ・加熱滅菌器（オートクレープ滅菌器等）の乾燥温度に注意する事。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。（温度：135℃以下厳守）
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。
水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となる事がある。
- 6. 磨き粉、金属ウール、金属ブラシの使用禁止。
腐食（錆び）の原因になるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール、金属ブラシを使用しないこと。
- 7. 保管上の注意。
「もらいさび」を防ぐ為、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしない事。
又、化学製品と一緒に収納・保管しない事。

【取り扱い上の注意】

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取り扱いをしない事。
- ・先端作業部の溶解や破折の原因となるので、器具をヒートテイングしない事。

【保管方法及び有効期間等】

常温保管

【保守・点検に係る事項】

〔使用前・使用後の点検〕

使用前・使用後は、破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社マイクロテック

〒111-0036 東京都台東区松が谷 1 丁目 8 番 9 号

Tel：03-5827-1380 Fax：03-5827-1381

製造業者：Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH
& Co. Kg (Germany)

Helmut Zepf Medizintechnik GmbH (Germany)

Rite-Dent Manufacturing Company (Pakistan)