

器01 手術台及び治療台
 一般医療機器 手術台アクセサリ (70469000)

ヘッドサポーター

**

【警告】

＜使用方法＞

1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2. 縦転頭下がり等、頭部以外（胸部・腹部・上肢・下肢）の全ての荷重を支持するポジションでは、ヘッドサポーター単体での使用をしないこと。[患者が不安定な状態となり障害が起きるおそれがあります。]
3. ヘッドサポーターの使用は、肩支持器・ワンタッチボディサポーター及びレベーター等、患者の側部・脚部及び上半身を強固に固定するアクセサリを併用すること。[患者が不安定な状態となり落下するおそれがあります。]

**

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞


1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能を確認していません。]
2. 【形状・構造及び原理等】の項目3.に示す許容角度を超えた使用をしないこと。[支持力が低下します。]

**

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図


1-1 ヘッドサポーター



商品コード	商品名	構成
08-075-05	ヘッドサポーター	①②③④⑤⑥⑦ 注

注：番号は1. 外観図の番号に対応

1-2 ヘッドサポーター Ver. 2



単位:mm

商品コード	商品名	構成
08-075-06	ヘッドサポーター Ver. 2	①②③④ ⑤⑥⑦⑧

注：番号は1. 外観図の番号に対応

2. 質量

ヘッドサポーター : 2.0 kg
 ヘッドサポーターVer. 2 : 4.5 kg

3. 許容角度

縦転 25 度迄・横転 45 度迄

4. 原材料

4-1 ヘッドサポーター

- ① 固定ハンドル: ステンレス鋼
- ② 固定金具: ステンレス鋼
- ③ 支柱: ステンレス鋼
- ④ アーム屈折レバー: 合成樹脂
- ⑤ アーム: ステンレス鋼
- ⑥ サポーター屈折レバー: 合成樹脂
- ⑦ サポーター: ポリウレタン

4-2 ヘッドサポーター Ver. 2

- ① 固定ハンドル: ステンレス鋼
- ② アーム回転ハンドル: ステンレス鋼
- ③ 固定金具: ステンレス鋼
- ④ 支柱: ステンレス鋼
- ⑤ アーム調整ハンドル: ステンレス鋼
- ⑥ アーム: ステンレス鋼
- ⑦ サポーター屈折ハンドル: ステンレス鋼
- ⑧ サポーター: ポリウレタン


注：番号は1. 外観図の番号に対応

**【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリをいう。内視鏡手術等で患者を支持するための器具。


【使用方法等】

1. ヘッドサポーター



- 1-1 ヘッドサポーターの固定金具を手術台のサイドレールに取り付けて、固定ハンドル①で位置を調整・固定します。
- 1-2 アーム屈折レバー②及びサポーター屈折レバー③で位置を調整します。
- 1-3 マットレスに乗せたサポーター④で患者の頭部を支持します。
- 1-4 調整後、固定ハンドル①、アーム屈折レバー②、サポーター屈折レバー③の全てのハンドル・レバーが確実に固定されていることと、サポーター④がマットレス上に乗っていることを確認します。

2. ヘッドサポーター Ver.2



- 2-1 ヘッドサポーターの固定金具を手術台のサイドレールに取り付けて、固定ハンドル①で位置を調整・固定します。
- 2-2 アーム回転ハンドル②及びアーム調整ハンドル③でアームの位置を調整・固定します。
- 2-3 サポーター屈折ハンドル④でサポーター⑤の位置を調整します。
- 2-4 マットレスに乗せたサポーター⑤で患者の頭部を支持します。
- 2-5 患者を支持後、サポーター屈折ハンドル④で位置を固定します。
- 2-6 調整後、固定ハンドル①、アーム回転ハンドル②、アーム調整ハンドル③、サポーター屈折ハンドル④の全てのハンドルが確実に固定されていることと、サポーター⑤がマットレス上に乗っていることを確認します。

ープルトップの分離ができず手術台アクセサリーが破損することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）

〔自己認証（弊社データ）による〕

注 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（サポーター含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本品が故障したと思われるときは、本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
- ② 手術台を動作するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- ③ 分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテ