

器01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ （70469000）




オートヘッドレストⅡα

- ＊ **【警告】**
＜使用方法＞
患者の任意の体位を確保するために手術台アクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。
[長時間の体位保持は神経麻痺の原因となる場合がある]

- ＊ **【禁忌・禁止】**
＜併用医療機器＞
弊社製手術台以外では使用しないこと。[手術台のサイドレールの寸法が異なり、固定できない場合がある]
＜使用方法＞
1. 顔面受けに 10 kg を超える荷重をかけないこと。[顔面受けが破損するおそれがある]
2. 固定ツマミ類が緩んだ状態で使用しないこと。[ヘッドレストの可動部分が動いて患者に傷害を与えるおそれがある]
3. 顔面受けを上昇/下降中、リンク機構などに手を触れないこと。
[指が挟まる危険性がある]

【形状・構造及び原理等】
1. 外観図

商品コード	商品名
08-076-15	オートヘッドレストⅡα本体のみ（架台付）

＜本体＞

＜架台＞


No.	構成部品
①	電源スイッチ
②	視布架
③	顔面受け
④	ハンドレスト
⑤	ハンドレスト（上下）固定ツマミ 1
⑥	ハンドレスト（上下）固定ツマミ 2
⑦	顔面受け固定ツマミ
⑧	ハンドレスト（前後）固定ツマミ
⑨	手術台固定金具
⑩	手術台装着棒
⑪	フットスイッチ
⑫	フットスイッチコード（⑪と一体）
⑬	電源コードセット
⑭	振止めネジ
⑮	ロックナット
⑯	ヒューズホルダ
⑰	架台支柱
⑱	高低ストッパー
⑲	スプリング
⑳	バスケット
㉑	キャスター
㉒	ブレーキ

※マットレス（別売）

商品コード	商品名
08-076-05	オートヘッドレストⅡ用マットレス 70 mm 厚
08-076-06	オートヘッドレストⅡ用マットレス 110 mm 厚

2. 質量

本体：約 15 kg
架台：約 16 kg

3. 電気の定格

定格電源電圧：AC 100 V
定格電源周波数：50 Hz-60 Hz
定格電源入力：30 VA
駆動電圧：DC 24 V

取扱説明書を必ずご参照ください。

4. 電撃に対する保護

クラス I、B 形装着部

5. EMC（電磁両立性）

JIS T 0601-1-2:2012

6. 作動原理

オートヘッドレスト本体にモータが内蔵されています。このモータは、フットスイッチからの信号によって回転します。モータの回転により、ネジ状のモータ軸が移動して、モータ軸先端のリンクに動力が伝動します。リンクは顔面受けを支えるアームと接続しているため、リンクの移動によってアームが移動します。よって顔面受けが昇降作動します。

7. デューティサイクル

3 min ON, 7 min OFF

8. 機能

(1) 電動

顔面受け 作動範囲	リンク機構傾斜角度（作動範囲） 最高位：21.5 度（100.8 mm） 最低位：21.5 度（100.8 mm） 上昇／下降
フットスイッチ	

(2) 手動

ハンドレスト反転	：270 °
ハンドレスト前後調整量	：最大 100 mm
ハンドレスト高さ調整量	：最大 160 mm

(3) その他

顔面受け耐荷重	：最大 10 kg
---------	-----------

* 【使用目的又は効果】

本品は手術台に付属するアクセサリである。患者の頭部を支持するための器具であり、主にマイクロサージェリー手術に用いる。

【使用方法等】

詳細な操作方法是、取扱説明書をご参照ください。

1. 電源の入れ方、切り方

- 1-1 電源コードセットのコネクタを顔面受けのコネクタへ接続し、カップリングナットを回して固定します。電源コードセットのプラグ側を医用コンセントへ差し込みます。
- 1-2 オートヘッドレストの電源スイッチを ON にします。
- 1-3 電源スイッチをもう一度押すと電源が OFF します。

2. フットスイッチ

- 2-1 フットスイッチのコネクタを本体に接続します。
- 2-2 顔面受けを上昇させる場合は、スイッチの上昇側を踏みます。
- 2-3 顔面受けを下降させる場合は、スイッチの下降側を踏みます。


3. 手術台への取り付け

- 3-1 手術台の頭部受け固定ハンドルをオートヘッドレストの差込軸が挿入できるように緩めます。
- 3-2 手術台の昇降スイッチを操作して、オートヘッドレストの差込軸を挿入可能な高さに設定します。
- 3-3 オートヘッドレストの差込軸を手術台に挿入します。挿入後、手術台の昇降スイッチを操作して約 60 cm 上昇させます。オートヘッドレストが架台から分離します。
- 3-4 振止めネジを手術台のサイドレールに押し付けて、ロックナットを回して固定します。固定後、手術台の固定ハンドルを回してオートヘッドレストを固定します。
- 3-5 架台を手術台から抜きます。

4. 手術台からの取り外し

- 4-1 手術台の昇降スイッチを操作して、架台の高低ストッパーが挿入可能な高さに設定します。
- 4-2 オートヘッドレストを取付可能な位置に架台を移動します。移動後、手術台の昇降スイッチを操作して、架台支柱に挿入するまで下降させます。
- 4-3 挿入後、ロックナット及び振止めネジを緩めます。
- 4-4 手術台の固定ハンドルを緩めて、オートヘッドレストを手術台から取り外します。

■使用例



* 【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
- (2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのない、安定した場所に設置してください。
- (3) 使用する前に、使用する機器の動作確認を行ってください。また、本品の電源を ON にして、意図しない昇降作動が起きないことを確認してください。
- (4) ご使用の際にはフットスイッチを手術室の床面に置いて、周りには物を置かないでください。
- (5) 本品を移動する場合は、必ず電源を OFF にしてください。
- (6) 本品及び患者に異常がないことを絶えず監視し、異常が発生した場合は、本品の使用を中止するなど適切な措置を講じてください。
- (7) 水などの液体がかからない環境下で使用してください。
- (8) 温度（10 °C から 40 °C）、湿度（30 % RH から 75 % RH）の環境下で使用してください。
- (9) 電源コードセットは付属の製品を使用してください。本品専用です。
- (10) 使用する際は、マットレス（別売り）を使用してください。

2. 相互作用

〔併用注意〕（併用に注意すること）

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させてください。接触するとテーブルトップの分離ができず手術台アクセサリが破損する場合があります。

3. その他

顔面受け固定ツマミは顔面受けが固定された状態であれば、それ以上きつく締めることは不要です。（理由：油圧機構により、軽い力でも十分固定されます）

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 水などの液体がかからない場所に保管してください。
- (2) 温度（0 °C から 50 °C 氷結、結露のないこと）、湿度（10 % RH から 80 % RH 氷結、結露のないこと）、気圧（700 hPa から 1060 hPa）、直射日光が当たらない環境で輸送及び保管をしてください。
- (3) 多量の塩分やイオウ分を含んだ環境、化学薬品の保管場所、及び腐食性ガスの発生する場所に保管しないでください。
- (4) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのない、安定した場所で保管してください。

2. 耐用期間

指定した保守・点検をした場合、耐用期間は製造出荷より 7 年間で、[自己認証（自社データ）による]

※ 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

取扱説明書を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 本品を使用する前後に行ってください。
 - 1-1 本体や架台の外観に異常がないか、変形や破損等がないか。
 - 1-2 コード類の破損や断線等がないか。
 - 1-3 機能がひと通り動作するか。
2. 清掃は、消毒用アルコールをやわらかい、きれいな布に含ませて拭いてください。本体内部に液体が入らないようにしてください。
3. 故障時のお願い
本品が故障したと思われるときは下記の処置を行い、ご購入店又は弊社に連絡してください。
 - 3-1 電源を切り、電源コードセットを医用コンセントから外します。
 - 3-2 本品に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をします。

＜業者による保守点検事項＞

本品を安全に使用するために、弊社及び弊社が認めた業者による定期点検を実施してください。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能の低下を招くおそれがあります。定期点検を希望される場合はご購入店又は弊社にお問い合わせください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ミズホ株式会社

TEL 03-3815-3096

製造業者

ミズホ株式会社 五泉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから1年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。