

ること。

- 2) 長時間にわたり輸血を行う場合は、24 時間おきにポンプの添付文書又は取扱説明書の記載に従ってチューブのポンプ装着位置をずらすか、新しい製品と交換すること。
 [同一箇所長時間連続してフィンガーが接触すると、チューブが変形して流量が不正確になる可能性がある。また、チューブに損傷が生じる可能性がある。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ・併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
- ・プライミング後は直ちに血液製剤を投与すること。[血液製剤が汚染される可能性がある。]
- ・濾過網は、輸血中、定期的に詰まりの発生に注意すること。詰まりが確認された場合は直ちに新しい製品と交換すること。
 [血液製剤の凝集塊等により詰まりを生じる可能性がある。]
- * チューブとコネクター等の硬質部材との接合部付近でクレンメを操作しないこと。[チューブがクレンメに噛み込まれ、破損する可能性がある。]
- ・本品は可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので注意すること。
- ・使用中は本品の破損、接合部の緩み、血液製剤及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- ・包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。
- ・本品を10℃以下の環境下で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・水ぬれに注意して保管すること。
- ・高温または湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。

＜有効期間＞

- ・包装の使用期限欄を参照（自己認証により設定）

【包装】

- ・20 セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 三矢メディカル株式会社

大阪府八尾市竹濠東4丁目17番

販売業者： 株式会社トップ

東京都足立区千住中居町19丁目10番