

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パック 37240010**CALDERA ホット＆コールド コンフォートジェルパック****【禁忌・禁止】**

鎮静剤や塗布剤等と併用しないこと〔相互作用の項参照〕。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

代表的写真（仮）



使用方法	条件	保冷・保温機能
冷湿布	冷凍庫で最低 1 時間	約 30 分間持続
温湿布	電子レンジ ・ 500W：約 60 秒 ・ 1000W：約 30 秒	

（ただし、環境条件等により変化する。）

2. 原材料

コンフォートラップ：ポリウレタン／ポリエステル

3. 原理

ジェルパックを加温又は冷却し、患部に温熱又は冷熱を供給する。

【使用目的又は効果】

加熱媒体の入ったパックを加熱装置で加熱したものを患部に当て、消炎鎮痛処置（温熱治療）を行う。冷却装置で冷却することにより、冷熱を供給する冷却パックを兼ねる。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 使用前に破損、内容物の漏れ等がないかを確認し、破損等があれば廃棄すること。
- 冷湿布として使用する場合
 - 冷凍庫で最低 1 時間冷やす。
 - ジェルパックをコンフォートラップ又はタオル等で包み、患部に当てる。
- 温湿布として使用する場合
 - ジェルパックが冷蔵庫又は冷凍庫で保存されている場合は、取り出し室温に戻す。
 - ジェルパックを電子レンジ内に平らになるよう置く。
 - 500W で約 60 秒又は 1000W で約 30 秒温める。
 - 温度がじゅうぶんでない場合は、10～20 秒ずつ再度温める。
 - ジェルパックをコンフォートラップ又はタオル等で包み、患部に当てる。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- 加熱時、ジェルパックに異常がないかを適宜確認すること。
- 本品を直接火にかけないこと。
- 加熱が不均等な場合、ジェルパックを揉んで均等にすること。
- 電子レンジから取り出す際は、やけどに注意すること。
- 必ずジェルパックをコンフォートラップ又はタオル等で包み、患部に直接触れないようにすること。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - 循環器系疾患を有する又は疑いのある患者
 - 知覚障害、皮膚疾患がある患者
- 重要な基本的注意
 - 皮膚の敏感な部分又は傷がある部分には使用しないこと。
 - けが直後の腫れや赤みがある部分には、温湿布として使用しないこと。
 - 温湿布の場合、30 分以上連続で使用しないこと。
 - 冷湿布の場合、20 分使用した後 20 分休憩すること。必要に応じ、これを繰り返す。
 - 治療に必要な温度及び時間を超えないよう注意し、同一部位に当て続けられないこと。
 - 使用時は、患者の状態に合わせて患部をよく観察し、不快感があった場合、皮膚に異常が生じた場合は直ちに使用を中止すること。
 - 就寝中に使用しないこと。
 - ジェルパックが破損し、内容物が目や皮膚に触れた場合は、直ちに清潔な水で洗浄すること。
 - 頻回に加温と冷却を繰り返すと、内容物が変性し、性能低下を招くおそれがある。
 - 小児の手の届かないところに保管すること。
 - 鋭利なものを接触させないこと。
 - 本品を食べないこと。
- 相互作用（併用禁忌）
鎮静剤や塗布剤等と併用しないこと。

【保守・点検に係る事項】

洗浄・消毒

使用中に付着した血液・体液・組織・薬品等は中性洗剤、水又はアルコールを湿らせた柔らかい布等で拭きとる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器株式会社

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

製造業者：カルデアインターナショナル社 アメリカ

Caldera International, Inc.