

歯科材料 08 歯科用石こう及び石膏こう製品  
一般医療機器 歯科高温焼造用埋没材 (70900020)  
コスモスHS

---

【形状・構造及び原理等】

概要 ・ 本材は、金属床等を制作するために用いる石こうである。

形状 ・ 粉末

原理 ・ 本材と専用液を練和すると発熱反応によって硬化する。

②開封後は、密閉、保管して下さい。

③本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管、管理して下さい。

④本材は、包装に記載の期限までには使用して下さい。

※通常の使用条件において、2年間。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社名城ラボ・メルト化学研究所

☎052-915-1369

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる石こうをいう。

【使用方法等】

① 混水量は粉末100gに対し、水15ccを標準としますが、水量は少なめの方が硬度が増します。

②練和時間は30～60秒で、むらなく均一に練和して下さい。

③主として、铸造床又は铸造クラスノの製作に使用します。

【使用上の注意】

①本材を扱う場合、粉塵による人体の影響を避けるため、局所集塵装置又は公的機関が認可した防塵マスク等を使用して下さい。

②本材の硬化体を研削する際、目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用して下さい。

③本材は、歯科高温焼造用埋没材の用途以外は使用しないこと。

④本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

⑤本材が万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄後、眼科医の診断を受けて下さい。

【保管方法及び有効期間等】

①本材は、高温多湿の場所を避けて保管して下さい。