

オーソ ブライト

【警告】

液又は混和物が皮膚に長時間接触しないようにすること。
また、単量体(モノマー蒸気)を吸入しないこと。

【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸系のモノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】

**本材は粉材及び液材で構成される。

本材の成分は以下のとおり。

構成名	成分
粉材	ポリメチルメタクリレート、 ポリエチルメタクリレート、その他
液材	メチルメタクリレート、その他

色調(粉材): クリア、レッド、ブルー、グリーン、オレンジ

色調(液材): クリア、ピンク

付属品(液材): スポイト

付属品(セット): シリコンカップ、スポイト、専用ノズル、
粉末専用容器、計量カップ

**【使用目的又は効果】

レジン系材料によって歯列矯正用の装置を作製するために用いる。

【使用方法等】

- ①ふりかけ法: 石膏模型に分離材(アポロンセップ)を均一に塗布する。通法によりワイヤー類の固定、必要によりワックスリール等の前準備を行う。均一に散布したポリマーに、モノマーを滴下し含浸させる操作を繰り返す。表面に艶が無くなったら圧接し、厚みや形態を整える。操作したレジンに弾力性を感じるようになったら40~50℃程度の温水中に浸し硬化させる(圧力釜を使用すると気泡の発生を防止できる)。通法により研磨する。
- ②混合法: 標準粉液比 11.5g 粉/5g 液にて混合する。シリコンラバーカップに適量のモノマーを計量し、ポリマーをゆっくり含浸させる。気泡が混入しないようにスパチュラ等でゆっくりかき混ぜ、馴染ませる。濡れた砂のような状態から次第に軟らかいペースト状に変化してきたら、スパチュラ等で盛り上げる。表面に艶が無くなったら、手指で圧接し厚みや形態を整える。操作したレジンに弾力性を感じるようになったら40~50℃程度の温水中に浸し硬化させる(圧力釜を使用すると気泡の発生を防止できる)。通法により研磨する。
- ③埋没填入法: ワックスアップした装置を通法によりフラスコ埋没、流ロウ後、分離材(アポロンセップ)を塗布し石膏面が室温になるまで放置する。シリコンラバーカップに適量のモノマーを計量し、ポリマーをゆっくり含浸させる。2~3分後、やや餅状になったら、素早く填入する。フラスコ器で加圧し、40~50℃程度の温水中に浸し硬化させる。レジンが重合したら石膏より分離し、通法により研磨する。
- ④筆積法: 通法に従って行い、レジンを40~50℃程度の温水中に浸し硬化させる。レジンの硬化後、通法により研磨する。作業中に付着したレジン、ガーゼ等でふき取りながら清潔にして作業を行うこと。

[型の作製に必要な機器と材料]

- 1) 歯科用焼石こう、歯科用硬質石こう
- 2) 分離材「アポロンセップ」
- 3) 歯科用フラスコ

**【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 液又は液と粉の混合物は、直接手で触れないこと。皮膚に付着した場合は直ちにアルコール綿で拭き取ること。又、万一目に入った場合には、大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ② 適切な換気(1時間当たり数回の換気)がなされている場所で使用すること。
- ③ 他の常温重合レジンとの併用を避けること。
- ④ マイクロ波発生装置を使用した重合は行わないこと。
- ⑤ 火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ⑥ 高温となる場所(ストーブの側、直射日光が当たる場所など)に放置しないこと。
- ⑦ 研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸入しないこと。また、目の保護のため、保護メガネ等を行うこと。
- ⑧ 破損の原因となるため、過度の加工は行わないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ② 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ③ メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の使用しないこと。
- ④ 重合レジン、口腔内に装着するまで水中に保存し、残留モノマーを溶出させること。

**【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- **・高温多湿を避け、室温(1~30℃)で、火気厳禁の暗所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・使用中、使用後は、開封状態で放置しないこと。
- ・一つの保管庫に、大量に保管しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火装置を備えること。

【使用期限】

EXP. XXXX-XX は使用期限 XXXX 年 XX 月を示す。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp