


機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN 35762000

CX シンタリングファーン

【形状、構造及び原理等】

1. 形状、寸法及び電氣的定格等 (本体)



本体寸法：W345mm×D340mm×H370mm
炉内寸法：W110 mm×D110 mm×H50 mm
重量：27kg
定格電圧：AC110V
周波数：50/60Hz

2. 作動原理

炉内のヒーターにより温度制御を行い焼結することで、修復物の密度及び強度を高める。

【使用目的又は効果】

ポーセレンを焼成するために歯科技工で使用する。

【使用方法等】

1. 使用方法（操作手順）

- ①修復物が湿っている場合は、焼結前に 30 分以上乾燥させる。
- ②ドアを開け、炉内中央のくぼみに合わせてトレイ用蓋を設置する。
- ③本体背面の電源が OFF になっていることを確認してから、電源コードをコンセントへ接続する。
- ④本体の電源を入れる。
- ⑤ジルコニアビーズを用いて、トレイに修復物を配置する。
- ⑥ドアを開け、修復物を配置したトレイを炉内中央に設置する。
- ⑦修復物への異物付着を防ぐため、炉内のトレイにトレイ用蓋をする。
- ⑧焼結スケジュール及び温度を選択し、焼結を開始する。
- ⑨焼結完了後、修復物を配置したトレイを炉内から取り出す。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ①焼結直後のトレイは、本器の正面ではなく側面に置いて冷ますこと。高温のトレイにより熱が放射され、本器正面の操作パネル等が破損するおそれがある。
- ②火傷や火災のおそれがあるため、炉内の温度が 100℃以下まで下がったことを確認してからドアを開けること。

【使用上の注意】

- ①平坦水平で強度のある作業台に設置すること。
- ②換気の良い場所に設置し、使用中は必ず換気を行うこと。
- ③本器は作動中に熱を放射するため、壁及び天井、他の機器に近接した場所に設置しないこと。
- ④引火性のものや可燃性のものの近くに設置しないこと。また、本器の周辺では引火性物質及び可燃性物質を使用しないこと。
- ⑤水のかかる場所に設置しないこと。
- ⑥本器の使用中は、外部からの衝撃や振動を加えないこと。
- ⑦本器の使用中和使用後は高温になるため、手で触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(耐用期間)

耐用期間は 5 年（自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

- ①付属の取扱説明書に従って、日常の保守・点検を行うこと。
- ②定期的に炉内の清掃を行うこと。
- ③本器を清掃する際は、電源コードを抜いた状態で乾いた布を使用し、洗剤は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 **ヨシタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

画像情報部

電話番号：03-3845-2925

FAX 番号：03-3845-2926

製造元：アドイン社

Add-in Co., LTD (大韓民国)

取扱説明書を必ずご参照ください