

機械器具42 医療用剥離子
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子（70683000）

アライナーシーター

【禁忌・禁止】

本品原材料又は類似成分に対しアレルギー等の既往歴がある医療関係者、及び患者には使用しないこと。

・摩耗、変形、損傷等の異常がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

2. 洗浄

・使用前後は本品を水でよく洗うこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

細長いスティック状で、先端にフックを有する。（フック）
逆側の先端から胴部にかけては、波状の起伏を有する。（シーター）

2. 寸法（標準値）：幅7.98mm、長さ56.76mm

3. 原材料

フック：ポリプロピレンランダムコポリマー
シーター：熱可塑性エラストマー

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：エンビスタジャパン株式会社

製造業者：オームコ社（Ormco Corporation）

国 名：アメリカ（U.S.A.）

【使用目的又は効果】

口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる手動式の器具である。

【使用方法等】

〔使用前後〕

本品を水でよく洗う。

〔アライナーの装着〕

1. アライナーを装着する。
2. フックの端を持ち、シーター部を軽く噛みながら前方から後方に動かし、すべての歯でこの動作を繰り返す。
3. 同様に、平らな面を噛むことで、前歯にアライナーを装着する。

〔アライナーの取り外し〕

1. シーター部の端をしっかりと握り、フックの端を歯とアライナー（舌側または頬側）の臼歯付近の間に挟む。
2. 軽く下方に引き、アライナーを取り外す。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・先端に無理な力を加えないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ・本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・変形や破損の恐れがあるため、本品を熱や高温に曝さないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・洗浄後、よく乾燥させてから保管する。
- ・直射日光、高温多湿を避け、物理的負荷を受けない清潔な環境で室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〔使用者による保守点検事項〕

1. 使用前・使用後の点検