

機械器具 69 A6900 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 特定保守管理医療機器 歯面漂白用加熱装置 (JMDN コード 31806009)

PBM ホワイトニング

【禁忌・禁止】

- 目に光を当てないように注意してください。
- 使用して異常を感じた場合は使用を中止して医師にご相談ください。
- 14 歳未満の方は使用しないでください。
- 妊娠中または授乳中の方は使用しないでください。
- 歯が虫歯・抜けそうな場合は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

- 形状・構造
LED 光源を使用する歯面漂白用加熱装置です。
- 構成
《本体》 《USB コード》

3. 仕様

試験項目		試験規格
寸法	本体	全長 8,5cm
	マウスピース	6.6cm(幅)×2.5cm(高さ)
重さ		33g
電圧		DC 3.7V
波長		460nm 620nm(赤)

2.原理

LED 光源を集光し歯面に照射することにより、口腔内歯牙に塗布した漂白剤を加熱する。

【使用目的又は効果】

本製品は、歯牙に漂白剤を塗布した後、加熱するために用いる光源である。

【使用方法等】

- はじめに歯磨きをして食べ残し、付着物が残らないようにブラッシングしてください。
- シェードガイドを歯に当ててご自身の歯の色を測り近い色の番号を記録しておきます。
- 歯の表面に漂白ジェルを塗布します。
- 電源ボタンが上になるようにマウスピースを口にくわえてから電源ボタンを押し15分間照射します。
- 15分後電源を切り、口から本体を外し口を水ですすぎます。
- シェードガイドを歯に当てて記録した色と比べてください。
- マウスピースを取り外してよくすすいでください。

【使用上の注意】

- 本体に異音、異常が発生したら、直ちに使用を中止し、てください。火災・火傷の原因になります。
- 本体・充電台を勝手に修理・分解・改造しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、取扱説明書を参照してください。

- しばらく使用しなかった本製品を再使用する際に、使用前に必ず本製品が正常にかつ安全に作動することを確認してください。
- 本機使用中に異常が感じられた場合、販売元または製造販売業者に連絡してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル
TEL:092-409-4050 FAX:092-409-4051
販売元: 日本 PBM Healing 株式会社
東京都港区芝浦 4-5-9 ザ・ハーバー 芝浦 303
TEL: 03-6722-0282