

一般の名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード：71105001

RECOVER X（リカベックス）

トップス

【禁忌・禁止】

発赤、水疱、湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。

皮膚に異常（発赤、水疱、湿疹、かゆみ、かぶれ）を感じたら使用を中止すること。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

寸法（単位：cm / 公差：±10%）

半袖シャツ

	半袖シャツ			
	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	65	39	42	17
M	68	41	45	18
L	71	43	48	19
LL	74	45	51	20
3L	77	47	54	21

長袖シャツ

	長袖シャツ			
	着丈	肩幅	身幅	袖丈
S	65	39	42	56
M	68	41	45	57
L	71	43	48	58
LL	74	45	51	59
3L	77	47	54	60

2.原理

本品は、高純度セラミックを定着加工させた生地グラファイト系鉱石を含むインクでプリントした衣類形状の医療機器であり、遠赤外線による血行促進効果をもたらす。

【使用目的又は効果】

遠赤外線血行促進作用

- 血行促進効果による血流改善
- 疲労軽減
- 筋肉のハリ、コリの軽減
- 筋疲労症状の改善

【使用方法等】

- 本品は再使用可能である。
- 本品に破損（伝線、ほつれ、破れ）等がないことを確認する。
- 衣類として着用する。
- 日常活動時及び睡眠のいずれでも着用可能である。
- 本品の効果には個人差があるため、長期着用が望ましい。

- 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行うこと。
- 湿気や日光（紫外線）の影響を受けたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じたりする場合があるので注意すること。
- サイズが合わないものや、2 枚重ねの着用はしないこと。

【使用上の注意】

- 発赤、水疱、湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある時は使用しないこと。
- 皮膚に異常（発赤、水疱、湿疹、かゆみ、かぶれ）を感じたら使用を中止すること。
- 洗濯で色落ち、移染する場合があるので他のものと分けて洗濯すること。
- 着用や洗濯、摩擦により他のものに色移りする場合があるので注意すること。
- 長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部分や他の物に色移りする場合があるので注意すること。
- 蛍光漂白剤の入っていない洗剤を使用すること。
- 塩素系漂白剤及び酸素系漂白剤は使用しないこと。
- タンブラー乾燥の使用は避けること。
- 長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすいので、注意すること。
- 目立つ毛玉はハサミや毛玉取り器で取り除くこと。
- 直射日光を避け、日陰干しすること。
- 素材の特性上、水洗いで多少縮むので注意すること。
- 洗濯ネットを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光、水濡れ、高温、多湿な環境を避けて室温保管すること。
- しばらく使用しない時は一度干してから、湿気のない場所で保管すること。
- 有効期間 2 年間

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

株式会社 ii もの本舗
〒370-1101 群馬県佐渡郡玉村町藤川 184-4
電話：0270-64-1011

取扱説明書を必ずご参照下さい。