

製造販売届出番号 12E1X80009000041

Alinity®

血液検査用 25- ヒドロキシビタミン D キット

25-OH ビタミン D・アボット

ja

Vit D 25OH

08P45

G06675R02A

B8P45J

【全般的な注意】

- ・本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないこと。
- ・診断は、他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的に判断すること。
- ・本書に記載された使用方法に従って使用すること。本書に記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定結果の信頼性は保証しない。
- ・本測定で使用する試薬類には、ヒト由来成分が含まれているものがあり、感染の危険があるので感染性のあるものとして取り扱うこと。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- ・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。誤って目や口に入れたり皮膚に付着した場合には、水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。
- ・使用する機器の電子添文および取扱説明書をよく読んでから使用すること。

【形状・構造等（キットの構成）】

○試薬キット

- ・マイクロパーティクル（MICROPARTICLES）
抗 25-OH ビタミン D ウサギモノクローナル抗体固相化磁性粒子（他の含有物：MES 緩衝液 保存剤：ProClin 300）
- ・コンジュゲート（CONJUGATE）
アクリジニウム標識 25-OH ビタミン D（他の含有物：MES 緩衝液、界面活性剤 保存剤：アジ化ナトリウム）
- ・アッセイ希釈液（ASSAY DILUENT）
（主な含有物：クエン酸緩衝液、EDTA、メタノール、8- アニリノ -1- ナフタレンスルホン酸（ANSA）、界面活性剤 保存剤：ProClin 300）

○プレトリガー※（PRE-TRIGGER SOLUTION）

過酸化水素

○トリガー※（TRIGGER SOLUTION）

（主な含有物：水酸化ナトリウム）

※ プレトリガー、トリガーは AFP・アボット（承認番号 22300AMX01224000）で承認された構成成分を共通試薬として用います。Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【使用目的】

血清又は血漿中の 25- ヒドロキシビタミン D の測定

【測定原理】

化学発光免疫測定法（CLIA 法）

【操作上の注意】

（1）測定試料の性質、採取法

検体種

本キットでは次の検体種を使用することができる。

他の種類の検体種や採血管は、本キットで使用できることを確認していない。

検体種	採血管
血清	血清 血清分離剤入り
血漿	EDTA-2K EDTA-3K ヘパリンナトリウム ヘパリンリチウム（粉末） ヘパリンリチウム（血漿分離剤入り）

- ・死亡後に採取した検体、またはヒト血清や血漿以外の体液における本キットの性能は確立されていない。
- ・液状の抗凝固剤を使用している場合、検体が希釈されることで測定結果が低めになる可能性がある。
- ・機器は、検体の種類を区別する機能を持たないので、測定の際には、検体が本書に記載されている種類の検体であることを確認すること。

検体の条件

- ・以下は使用しないこと。
 - ・加熱して不活化した検体
 - ・プールした検体
 - ・著しく溶血した検体
 - ・明らかに微生物汚染が認められる検体
 - ・真菌類が増殖した検体
- ・正確な測定結果を得るため、血清および血漿検体にフィブリン、赤血球、その他の不溶物が含まれていないことを確認すること。抗凝固剤や血栓溶解剤による治療を受けている患者の血清検体は、血餅が完全に分離していないためフィブリンが含まれている可能性がある。
- ・検体間の汚染を防ぐため、使い捨てのピペットまたはピペットチップを使用すること。

検体の調製

- ・採血管の使用に際しては、採血管の製造元の取扱説明書に従うこと。静置により血球成分等を分離しただけでは、検体として使用するには不十分である。
- ・検体に泡がないことを確認すること。泡がある場合は測定前に綿棒で泡を取り除くこと。検体間の汚染を防ぐために、検体ごとに新しい綿棒を使用すること。

正確な測定結果を得るため、次の検体は測定前に再度遠心分離すること。

- ・フィブリン、赤血球、その他の不溶物を含む検体

注：フィブリン、赤血球、その他の不溶物が認められる場合は、再度遠心分離する前に、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより混和すること。

凍結検体は以下に従って準備する。

- ・凍結検体は、混和する前に完全に融解すること。
- ・凍結融解した検体は、低速のボルテックスミキサーを用いるか、10 回転倒することにより十分に混和する。
- ・検体を目視で確認し、層状になっている場合には、均一になるまで混和する。
- ・検体が十分に混和されていない場合、正しい結果が得られない可能性がある。
- ・検体を再度遠心分離する。

検体の再遠心分離

- ・検体を遠心チューブに移し、少なくとも 30 000 g-minutes で遠心分離する。

- ・この基準を満たす遠心分離時間と相対遠心力（RCF）の組み合わせの例を以下に示す。

遠心分離時間は RCF を元に以下の計算式で算出することができる。

$$\text{最小遠心分離時間 (分)} = \frac{30\,000 \text{ g-minutes}}{\text{RCF}}$$

再遠心分離時間 (分)	RCF (× g)	g-Minutes
10	3000	30 000
15	2000	30 000
20	1500	30 000

$$\text{RCF} = 1.12 \times r_{\text{max}} (\text{rpm}/1000)^2$$

- RCF - 遠心分離中に得られる相対遠心力。
- rpm - 1 分間あたりのローター回転数（一般的に遠心機でデジタル表示されている数字は rpm である）。
- 遠心分離時間 - 遠心分離時間はローターの回転が目的の RCF または rpm に達してから減速を開始するまでの時間とすること。
- r_{max} - ミリメートルで示したローターの半径。**注：**専用アダプター（製造業者指定品）以外を使用する場合は、半径（r_{max}）を自分で測定し（単位ミリメートル）、RCF を算出する必要がある。
- g-minutes - RCF (× g) と遠心分離時間 (分) を乗じた数値の単位。
- ・澄明な検体を、サンプルカップまたは試験管等に移し測定に用いる。脂質層が認められた検体の遠心分離では、脂質を含まない澄明な検体のみを分取する。

検体の保存条件

検体種	温度	最長保存期間	その他
血清 / 血漿	室温	72 時間	室温で保存可能な期間を超える場合は、血清または血漿から血餅、赤血球、分離剤を除去すること。
	2 ～ 8℃	12 日間	2 ～ 8℃で保存可能な期間を超える場合は、血清または血漿から血餅、赤血球、分離剤を除去し、凍結保存すること。

血清検体を -20℃で最長 1 年間保存しても、ビタミン D 代謝物の減少は認められなかったとの報告がある。¹ この他にも検体は 1 年以上安定であるとの報告がある。²

4 回を超える凍結融解の繰り返しは避けること。

検体の輸送条件

臨床検体および感染性物質に対応した包装、表示を行うこと。

(2) 妨害物質・妨害薬剤

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

干渉物質

内因性物質

CLSI ガイドライン EP07-A2 に従って、本キットの測定値に影響を与える可能性のある物質を評価した。³ 濃度 (約 20、30、40 ng/mL) の 25-OH ビタミン D を含むサンプルに対象物質を添加した。各サンプルを測定し、対照サンプルと各物質を添加したサンプルの測定値を比較した。³

物質	濃度	検討濃度における差 (%) ^b の
		下側～上側 95% CL ^a
抱合型ビリルビン	30 mg/dL	-1.7 ～ 1.5%
非抱合型ビリルビン	30 mg/dL	-1.4 ～ 3.0%
ヘモグロビン	500 mg/dL	-9.5 ～ -4.8%
総タンパク質	12 g/dL	-4.3 ～ 4.4%
トリグリセライド	500 mg/dL ^c	-10.0 ～ -6.6%
ビオチン (ビタミン B ₇)	30 ng/mL	-2.8 ～ 0.8%
コレステロール	500 mg/dL	-3.7 ～ 1.4%
リウマチ因子	800 IU/mL	-2.3 ～ 1.6%
抗ウサギヤギ抗体	1 µg/mL	-2.7 ～ 3.9%

^a CL = 信頼限界

^b

$$\text{差 (\%)} = \frac{\text{添加サンプルの平均値} - \text{対照サンプルの平均値}}{\text{対照サンプルの平均値}} \times 100$$

^c トリグリセライド濃度が 500 mg/dL を超える場合は測定値への干渉が認められた。濃度約 20、30、40 ng/mL の 25-OH ビタミン D を含むサンプルに濃度 800 mg/dL のトリグリセライドを添加した場合のバイアスは、それぞれ -13.8%、-10.2%、-17.5% であった。**【測定結果の判定法】判定上の注意** を参照すること。

その他の内因性物質

CLSI ガイドライン EP09-A3 に従って、妊婦および透析患者の検体を評価した。これらの検体に含まれる物質の影響を受けないと考えられる液体クロマトグラフィー-タンデム型質量分析法 (LC-MS/MS) と本キットの測定値を比較した。⁴

カテゴリー	n	LC-MS/MS 濃度範囲 (ng/mL)	バイアスの平均値 (%)
妊婦 (初期)	40	5.9 - 43.2	4.5%
妊婦 (中期)	40	12.4 - 48.8	-2.2%
妊婦 (後期)	40	10.4 - 44.8	0.1%
透析患者*	44	4.1 - 61.2	-15.3%

* 透析患者の検体は、複数の 25-OH ビタミン D 測定キットにおいて LC-MS/MS よりも低い値を示すとの報告がある。⁵

交差反応性

CLSI ガイドライン EP07-A2 に従って、本キットの測定値に影響を与える可能性のある以下の物質を評価した。³

物質名	濃度 (ng/mL)	交差反応性 (%) ^d
25-OH ビタミン D ₃ ^a	20 ～ 40	98.6 ～ 101.1%
25-OH ビタミン D ₂ ^b	26/68	80.5%/82.4%
ビタミン D ₃ (コレカルシフェロール) ^c	100	0.8%
ビタミン D ₂ (エルゴカルシフェロール) ^c	100	0.4%
C-3-エピ 25-OH ビタミン D ₃ ^c	100	1.3%
C-3-エピ 25-OH ビタミン D ₂ ^c	100	0.8%
1,25-(OH) ₂ -ビタミン D ₃ ^c	100	0.1%
1,25-(OH) ₂ -ビタミン D ₂ ^c	100	0%
24,25-(OH) ₂ -ビタミン D ₃ ^c	20	101.9 ～ 189.2%
24,25-(OH) ₂ -ビタミン D ₂ ^c	20	71.4 ～ 114.2%
Paricalcitol ^c	24	0.6%

^a 濃度 20、30、40 ng/mL の 25-OH ビタミン D₃ を含む各サンプルに対象物質を添加した。

$$\text{交差反応性 (\%)} = \frac{\text{平均測定値}}{\text{25-OH ビタミン D}_3 \text{ 濃度}} \times 100$$

^b 本キットにおける 25-OH ビタミン D₂ の交差反応性を、内因性のビタミン D を含む (添加なし) 血清検体を用いて検討した。検体を LC-MS/MS を用いて分析し、25-OH ビタミン D₂ および 25-OH ビタミン D₃ の濃度を算出した。LC-MS/MS を用いた各検体の 25-OH ビタミン D₃ 濃度は、定量下限 (LoQ) 未満であった。

$$\text{交差反応性 (\%)} = \frac{\text{25-OH ビタミン D 全体 (本キット)}}{\text{25-OH ビタミン D}_2 \text{ (LC-MS/MS)}} \times 100$$

^c 濃度約 20、30、40 ng/mL の 25-OH ビタミン D を含む各サンプルに対象物質を添加した。交差反応性の範囲または最も高かった値を示す。

$$\text{交差反応性 (\%)} = \frac{\text{添加サンプルの平均値} - \text{対照サンプルの平均値}}{\text{添加物質濃度}} \times 100$$

^d 交差反応性が 0% を下回った場合は、0% とした。

(3) その他

本キットは Alinity i システムの試薬である。詳細は、弊社にお問い合わせください。

【用法・用量 (操作方法)】

(1) 試薬の調製方法

各試薬はそのまま用いる。

(2) 必要な器具・器材・試料等

- ・本キット用アッセイファイル
- ・Alinity 25-OH ビタミン D・キャリブレーション (Alinity i 25-OH Vitamin D Calibrators、製品番号 8P45-CAL-01、REF 08P4501)
(主な含有物：リン酸緩衝液、塩化ナトリウム、ヒト血清、25-OH ビタミン D 保存剤：ProClin 950、アジ化ナトリウム)
キャリブレーションの濃度を以下に示す。

	容量	濃度 CONC	
		(ng/mL)	(nmol/L)
CAL A	3.0 mL × 1	0.0	0.0
CAL B	3.0 mL × 1	4.0	10.0
CAL C	3.0 mL × 1	10.0	25.0
CAL D	3.0 mL × 1	30.0	75.0
CAL E	3.0 mL × 1	75.0	187.5
CAL F	3.0 mL × 1	160.0	400.0

- ・Alinity 25-OH ビタミン D・コントロール (Alinity i 25-OH Vitamin D Controls、製品番号 8P45-CNT-01、REF 08P4510)
(主な含有物：リン酸緩衝液、塩化ナトリウム、ヒト血清、25-OH ビタミン D 保存剤：ProClin 950、アジ化ナトリウム)
コントロールの濃度および管理範囲を以下に示す。

	容量	濃度	管理範囲	濃度	管理範囲
		CONC	RANGE	CONC	RANGE
		(ng/mL)	(ng/mL)	(nmol/L)	(nmol/L)
CONTROL L	8.0 mL × 1	20.0	14.0 - 26.0	50.0	35.0 - 65.0
CONTROL M	8.0 mL × 1	40.0	28.0 - 52.0	100.0	70.0 - 130.0
CONTROL H	8.0 mL × 1	75.0	52.5 - 97.5	187.5	131.3 - 243.8

注：本書に記載されているコントロールの管理範囲はロット特異的ではなく、製品全体としての管理範囲を示したものである。各施設において、本書に記載されている管理範囲の内側で、平均値および各施設における管理範囲を設定することを推奨する。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

- ・キャリブレーション
- ・コントロールロット
- ・試薬ロット
- ・キャリブレーションロット
- ・機器

各施設で定めたコントロールを使用することもできる。

- ・濃縮希釈緩衝液 (Alinity i システム用、アジ化ナトリウムを含む)
- 機器の操作に必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- メンテナンスに必要な器具等については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

(3) 測定機器の操作法

初めて測定を行う前に、本キット用アッセイファイルを機器にインストールすること。

アッセイファイルのインストール方法およびアッセイパラメータの表示、変更方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

機器の操作に関する詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

単位の変換

アッセイパラメータ「結果の単位」を使用する単位に変更する。

変換式：

濃度 (初期設定の単位) × 変換係数 = 濃度 (変換後の単位)

初期設定の単位	変換係数	変換後の単位
ng/mL	2.5	nmol/L

(4) 測定 (操作) 法

1. キャリブレーション (別売品) 又は検体、アッセイ希釈液、コンジュゲート、マイクロパーティクルを 1 : 9 : 5 : 5 の割合で使用し、以下のとおり反応させる。
 - ・キャリブレーション又は検体にアッセイ希釈液、マイクロパーティクルを加え反応させる。
 - ・コンジュゲートを加え反応させる。
 - ・未反応物を除去後、プレトリガー 100 µL を加え反応させる。
 - ・トリガー 300 µL を加え、反応生成物の発光 (波長約 400 ~ 500 nm) の発光強度を測定する。
2. キャリブレーションの発光強度から 25-OH ビタミン D 濃度と発光強度の関係式が求められ装置のメモリーに記憶される。
3. 検体の発光強度を、装置のメモリーに記憶されている検量線と比較することによって、検体中の 25-OH ビタミン D 濃度を求める。

測定法

測定手順の詳細は使用する機器の取扱説明書を参照すること。

- ・元検体チューブまたは子検体チューブを使用する場合、検体量が十分であることを確認する必要がある。使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・蒸発濃縮の影響を最小限にするため、測定開始前にサンプルカップに適切な量のサンプルが入っていることを確認すること。
- ・同一サンプルカップでの最大多重測定回数：10
 - ・分注後、直ちに測定する場合：
 - ・初回測定の必要サンプル量：60 µL
 - ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：10 µL
 - ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間以内に測定する場合：
 - ・初回測定の必要サンプル量：150 µL
 - ・同じサンプルカップで追加測定する場合の必要サンプル量：10 µL
 - ・試薬サンプルマネージャにセット後、3 時間を超えて測定する場合：
 - ・新しく分注したサンプルに交換する。
- ・本書のキャリブレーションおよびコントロールの取り扱い方法についても参照すること。
- ・一般的な機器の操作法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・正しい測定結果を得るために、使用する機器の取扱説明書に従って日常的なメンテナンスを行うこと。施設の規定がより頻繁なメンテナンスを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。

検体の希釈

25-OH ビタミン D の測定値が 154.2 ng/mL (385.5 nmol/L) を超える検体は、> 154.2 ng/mL (> 385.5 nmol/L) のフラグが表示される。この検体については手希釈を用いて希釈測定することができる。

手希釈

推奨希釈倍率：2 倍

サンプル 100 µL に対してキャリブレーション A を 100 µL 添加する。

オーダー作成画面の患者検体タブまたは QC タブで、希釈倍率を入力すること。希釈倍率を使用してサンプル濃度が自動的に算出され、測定結果として報告される。

希釈倍率を入力しなかった場合は、結果を報告する前に適切な希釈倍率をかけること。希釈したサンプルの測定値が測定範囲の下限 3.5 ng/mL (8.8 nmol/L) 未満である場合、その結果は報告しないこと。適切な希釈倍率で希釈し、再測定する必要がある。

希釈のオーダー方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレーション

キャリブレーションの方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

各コントロールを測定し、キャリブレーションを評価すること。

一度、規格を満たしたキャリブレーションの結果が機器に保存されると、30 日間使用することができる。この間、測定ごとにキャリブレーションを行う必要はないが、次の場合には再キャリブレーションを行う。

- ・新しいロット番号の試薬キットを使用する場合
- ・コントロールの測定値が、各施設で設定した精度管理用の管理範囲を外れている場合

測定値に影響を及ぼす可能性のある部分のメンテナンスや修理を実施した場合も、再キャリブレーションを必要とする可能性がある。

品質管理方法

本キットの各測定日（24 時間）ごとに、全濃度のコントロールを各 1 回測定すること。
施設の精度管理方針に従い、必要な場合はコントロールの測定を追加する。

統計的手法に基づいてコントロールの管理範囲を設定する場合、必要に応じてコントロールの各ロットごとに、ターゲット値および管理範囲を臨床的に意義のあるコントロールの濃度ごとに各施設で設定すべきである。数日（3 ～ 5 日）間に渡り、20 回以上の測定を行って得られた測定値を用いて、期待される平均値（ターゲット値）とばらつき（範囲）を設定するなどの方法がある。適切な管理範囲を設定するために考慮すべき変動要因としては以下が挙げられる。

- ・キャリブレーション
- ・試薬ロット
- ・キャリブレタロット
- ・プロセッシングモジュール（該当する場合）
- ・測定間差

一般的な品質管理の推奨手順については、CLSI ガイドライン C24-A3 やその他の一般に公開されているガイドラインを参照すること。⁶

- ・施設の精度管理手順が、より頻繁にコントロールを測定することを定めている場合、当該施設の手順に従うこと。
- ・コントロールの測定結果が施設で定めた管理範囲から外れている場合は、正しい測定結果が得られていない可能性があるため、各施設の精度管理方針に従って対応すること。再キャリブレーションが必要な場合がある。トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・新しいロットの試薬やキャリブレタの使用を開始した後は、コントロールの測定結果と管理範囲を確認すること。

各施設で定めたコントロールは、製造元のガイドラインや推奨事項に従って使用すること。各施設で定めたコントロールの取扱説明書に記載されている管理範囲は、あくまで参考値として使用すること。

使用するコントロールのベース溶液が本書の記載に対して適切であることを確認すること。

精度管理ガイドライン

精度管理のガイドラインとして、James O Westgard, Ph.D. の “Basic QC Practices” を使用することができる。⁷

性能の検証

本書に記載されている性能の検証を各施設で行う場合のプロトコルについては、機器取扱説明書のアッセイ性能の検証を参照すること。

(5) 結果

計算

本キットは、4PLC 法（4 Parameter Logistic Curve fit、Y-weighted）を用いてキャリブレーションカーブを作成し、結果を算出する。

単位の変換については、(3) 測定機器の操作法 単位の変換を参照すること。

フラグ

測定結果によってはフラグ欄にフラグが表示される場合がある。この欄に表示される可能性のあるフラグについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【測定結果の判定法】

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

地域や母集団の特性に基づき、各施設に適した基準範囲を設定すること。検討は CLSI ガイドライン C28-A3c に従って行った。⁸

国内データ

夏期（7 ～ 9 月）および冬期（1 ～ 4 月）に、健康な日本人から血清検体を採取した。ビタミン D サプリメントを摂取している被験者は全体の 50% 未満であった。全検体 451 例は女性 198 例、男性 253 例からなる。検体は以下の条件を満たしている：年齢が 20 歳を超えている。骨疾患やリウマチ性疾患がない。通院治療中の疾患がない。糖尿病、腎不全、高コレステロール症などの慢性疾患がない。食事制限をしていない。直近で日焼けしていない。さらに血中のカルシウム（基準範囲：8.4 ～ 10.2 mg/dL）、リン（基準範囲：2.4 ～ 4.3 mg/dL）、インタクト副甲状腺ホルモン（基準範囲：10.0 ～ 65.0 pg/mL）の測定値が基準範囲から外れている検体は検討対象から除外した。結果を以下に示す。（当社データによる）

25-OH ビタミン D 測定値 (ng/mL)									
季節	性別	n	平均値	中央値	最小	最大	2.5	97.5	< 20
							パーセン	パーセン	
							タイ尔	タイ尔	ng/mL
夏期	計	232	21.1	20.9	5.9	38.6	9.5	35.2	43.1%
	男性	146	23.6	23.0	9.6	38.6	12.2	35.6	28.1%
	女性	86	16.9	16.7	5.9	28.2	8.1	26.1	68.6%
冬期	計	219	14.2	13.9	5.5	32.2	6.6	25.5	85.8%
	男性	107	16.2	16.6	5.9	32.2	7.2	27.3	76.6%
	女性	112	12.3	11.3	5.5	25.7	6.5	20.5	94.6%
全体	計	451	17.8	17.3	5.5	38.6	7.5	33.1	63.9%
	男性	253	20.5	20.3	5.9	38.6	8.4	35.1	48.6%
	女性	198	14.3	14.2	5.5	28.2	6.8	25.3	83.3%

海外データ

夏期（4 ～ 10 月）および冬期（11 ～ 3 月）に、健康成人から血清検体を採取した。被験者の居住地はアメリカ本土の 3 つの地域（北部、南部、中部）に分布しており、肌の色は黒色系と白色系が各最低 30%、人種はアフリカ系アメリカ人、ヒスパニック系、白人であった。また、ビタミン D サプリメントを摂取している被験者は全体の 50% 未満であった。全検体 283 例は女性 141 例、男性 142 例からなる。

検体は以下の条件を満たしている：年齢が 21 歳から 90 歳である。2000 IU 以上のビタミン D 補充を行っていない。骨疾患やリウマチ性疾患がない。ビタミン D の吸収（コレステロールの吸収を阻害する薬剤はビタミン D の吸収にも影響することが知られている）や異化（抗けいれん薬、グルココルチコイド、HAART（AIDS 治療薬）、拒絶反応抑制剤はビタミン D の異化を促進することが知られている）に影響するとされる薬剤の投与を受けていない。糖尿病、腎不全、高コレステロール症などの慢性疾患がない。副甲状腺疾患またはカルシウム調節疾患の家族歴がない。腎臓、消化管、肝臓、甲状腺、副甲状腺の疾患歴がない。その他の慢性疾患がない。てんかんの疾患歴がない。肥満症治療手術を受けていない。さらに血中のカルシウム（基準範囲：60 歳以下は 2.15 ～ 2.50 mmol/L、60 歳超は 2.15 ～ 2.55 mmol/L）、甲状腺刺激ホルモン（基準範囲：0.35 ～ 4.94 μ U/mL）、インタクト副甲状腺ホルモン（基準範囲：15.0 ～ 68.3 pg/mL）の測定値が基準範囲から外れている検体は検討対象から除外した。結果を以下に示す。（当社データによる）

25-OH ビタミン D 測定値 (ng/mL)				
季節	n	平均値	測定値分布の中央 95% を含む範囲 ^a	
			下限	上限
冬期	129	16.8	6.2	45.5
夏期	154	19.3	7.0	53.2
全体	283	18.2	6.6	49.9

^a 測定値分布の中央 95% を含む範囲は、平均値 $\pm$ 1.96 $\times$ SD である。
血清中のビタミン D 濃度については、少なくとも 30 ～ 40 ng/mL（75 ～ 100 nmol/L）が推奨濃度範囲であるとの報告がある。⁹

日本内分泌学会、日本骨代謝学会、厚生労働省難治性疾患克服研究事業ホルモン受容機構異常に関する調査研究班によるビタミン D 不足・欠乏の判定指針には、血清中の 25-OH ビタミン D 濃度が 30 ng/mL 以上をビタミン D 充足状態、20 ng/mL 以上 30 ng/mL 未満をビタミン D 不足、20 ng/mL 未満をビタミン D 欠乏とする判定基準の報告がある。¹⁰

判定上の注意

- ・ビタミン D2 の補充などによりビタミン D のうちビタミン D2 が優勢な患者の検体で、測定結果が治療量以下であった場合は、LC-MS/MS など他の測定方法を用いて測定値を確認してからその後の治療方針を決定すること。
- ・測定結果は、症状、他の検査結果、臨床所見などと合わせて総合的に判断すること。
- ・本キットの測定結果が臨床所見に矛盾する場合、追加の測定を行うことを推奨する。
- ・ウサギモノクローナル抗体を用いた製剤による診断および治療を受けた患者の検体中には、HARA（Human Anti-Rabbit Antibodies：抗ウサギ抗体）が含まれている可能性がある。HARA を含む検体をウサギモノクローナル抗体を用いているキットで測定した場合、正しい測定値が得られない可能性がある。診断を行うにあたっては、他の情報が必要となる可能性がある。¹¹

- ・ヒト血清中の異性抗体は、試薬中の免疫グロブリンに反応し、*in vitro* のイムノアッセイに影響を与えることがある。日常的に動物または動物血清由来製品にさらされる患者では、このような干渉を受ける場合があり、正しい測定値が得られない可能性がある。診断を行うにあたっては、他の情報が必要となる可能性がある。¹²
- ・リウマチ因子は、試薬中の免疫グロブリンに反応し、*in vitro* のイムノアッセイに影響を与えることがある。診断を行うにあたっては、他の情報が必要となる可能性がある。¹²
- ・500 mg/dL を超えるトリグリセリドは、本キットの測定値に干渉する可能性がある。濃度約 20、30、40 ng/mL の 25-OH ビタミン D を含むサンプルに濃度 800 mg/dL のトリグリセリドを添加した場合のバイアスは、それぞれ -13.8%、-10.2%、-17.5% であった。
- ・自己免疫疾患患者の検体では免疫反応の場合、非特異的反応が起こりうるため、測定結果に基づく診断は他の検査や臨床症状等を考慮して総合的に判断すること。

【性能】

ここに示したデータは代表的な例であり、各施設では異なる結果を示す場合がある。

測定範囲

測定範囲は、直線性、再現性およびバイアスが共に本キットの性能許容範囲内にある測定値範囲 (ng/mL、nmol/L) とする。

本キットの測定範囲は 3.5 ~ 154.2 ng/mL (8.8 ~ 385.5 nmol/L) である。

正確性・再現性

施設内精度

検討は CLSI ガイドライン EP05-A2 に従って行った。各 1 ロットの試薬、キャリブレーション、コントロールを使用して、機器 1 台で検討を行った。3 例のコントロールおよび 5 例のヒト血清パネルを 20 日間に渡り 1 日 2 回、少なくとも 2 重測定した。¹³

サンプル	n	平均値 (ng/mL)	測定内再現性 (併行精度)		施設内再現性 (総再現性) ^a	
			SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	119	20.6	0.57	2.8	0.67	3.3
コントロール M	120	39.8	1.42	3.6	1.84	4.6
コントロール H	119	74.6	2.46	3.3	2.83	3.8
パネル 1	119	5.9	0.33	5.5	0.53	9.0
パネル 2	120	21.1	0.63	3.0	0.74	3.5
パネル 3	118	30.2	0.78	2.6	1.05	3.5
パネル 4	120	107.8	5.21	4.8	6.06	5.6
パネル 5	119	149.4	10.38	6.9	12.33	8.3

^a 測定内再現性、測定間再現性、日差再現性を含む。

サンプル	n	平均値 (nmol/L)	測定内再現性 (併行精度)		施設内再現性 (総再現性) ^a	
			SD	%CV	SD	%CV
コントロール L	119	51.4	1.42	2.8	1.68	3.3
コントロール M	120	99.4	3.56	3.6	4.60	4.6
コントロール H	119	186.4	6.15	3.3	7.08	3.8
パネル 1	119	14.9	0.82	5.5	1.34	9.0
パネル 2	120	52.9	1.57	3.0	1.84	3.5
パネル 3	118	75.4	1.96	2.6	2.64	3.5
パネル 4	120	269.5	13.03	4.8	15.15	5.6
パネル 5	119	373.6	25.95	6.9	30.83	8.3

^a 測定内再現性、測定間再現性、日差再現性を含む。

測定下限

CLSI ガイドライン EP17-A2 に従って、3 ロットの試薬および 2 台の機器を使用し、3 日間以上に渡り検討を行った。LoB (ブランク上限)、LoD (検出限界)、LoQ (定量下限) の最大値を以下に示す。¹⁴

	ng/mL	nmol/L
LoB ^a	2.4	6.0
LoD ^b	3.5	8.8
LoQ ^c	3.5	8.8

^a LoB は濃度ゼロのサンプルを 60 回以上測定したときの、95 パーセントイルに相当する濃度である。

^b LoD は低濃度サンプルを 60 回以上測定したときに、95% の信頼度で測定できる最小濃度である。

^c LoQ は低濃度サンプルを 60 回以上測定して算出し、再現性において CV 20% を満たす最小濃度とした。

直線性

検討は CLSI ガイドライン EP06-A に従って行った。¹⁵

本キットは 3.5 ~ 154.2 ng/mL (8.8 ~ 385.5 nmol/L) の範囲で直線性を示す。

相関性試験成績

・CLSI ガイドライン EP09-A3 に従って検討を行った。回帰方法は Passing-Bablok 法を用いた。⁴

	単位	n	相関			
			係数	切片	傾き	濃度範囲
Alinity i システム 血清	ng/mL	138	1.00	-1.05	1.00	5.2 ~ 126.9
vs ARCHITECT アナライザー	(nmol/L)			(-2.60)		(12.9 ~ 317.3)

・CDC (Centers for Disease Control and Prevention) またはヘント大学による測定値との比較を行った。この測定値は総 25-OH ビタミン D を測定する方法として信頼性が高いとされている同位体希釈-液体クロマトグラフィータンデム型質量分析法 (ID-LC-MS/MS) で得られたものである。129 例の検体の試験結果は、相関係数が $r = 0.99$ 、回帰直線は $y = 1.02x - 0.99$ であった。回帰方法は Passing-Bablok 法を用いた。

較正用の基準物質

キャリブレーションの濃度は、NIST SRM 2972 (National Institute of Standards & Technology Standard Reference Material 2972) に基づいている。

【使用上又は取扱い上の注意】

(1) 取扱い上 (危険防止) の注意

- ・注意：本測定で使用する試薬類には、ヒト由来および / または潜在的に感染性のある物質が含まれている。詳細は、【形状・構造等 (キットの構成)】または【用法・用量 (操作方法)】を参照すること。ヒト由来物質または不活化微生物が完全に感染伝播しないことを保証する試験は知られていない。すべてのヒト由来物質は潜在的に感染性があると考えて、これらの試薬類およびヒト検体は、OSHA Standard on Bloodborne Pathogens に従って取り扱うこと。感染性物質を含む、またはその疑いがある物質については、バイオセーフティレベル 2、または他の適切なバイオセーフティ基準を使用すること。¹⁶⁻¹⁹
- ・キャリブレーションに含まれるヒト由来物質は HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性または HIV-1 抗原陰性、HCV 抗体陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性である。
- ・コントロールに含まれるヒト由来物質は HBs 抗原陰性、HIV-1 RNA 陰性または HIV-1 抗原陰性、HCV 抗体陰性、HIV-1/HIV-2 抗体陰性である。
- ・本キットの測定では、ヒト検体を取り扱う。検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱うこと。検査にあたっては、感染の危険を避けるため、専用の着衣、眼鏡、マスクおよび使い捨て手袋を着用し、また口によるピペッティングは行わないこと。
- ・試薬が誤って目や口に入った場合には水で十分に洗い流す等の応急措置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けること。
- ・トリガーはアルカリ性溶液である。使用に際しては、試薬が直接皮膚に付着したり、目に入らないよう注意すること。
- ・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等 (キットの構成)】または【用法・用量 (操作方法)】を参照すること。酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。取り扱う際は専用の着衣、眼鏡、マスク等を着用し、蒸気、飛沫を吸入しないこと。内容物および容器は適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： MICROPARTICLES	
警告	メチルイソチアゾロンを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： CONJUGATE	
アジ化ナトリウムを含む	
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： ASSAY DILUENT	
警告	メタノール、メチルイソチアゾロンを含む
H371	臓器の障害のおそれ
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
安全対策	
P260	ミスト / 蒸気 / スプレーを吸入しないこと。
P264	取扱後は手をよく洗うこと。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P308+P311	ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： CAL A - CAL F	
警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。

応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

次の試薬類に関する危険有害性情報、注意事項を示す： CONTROL L	
CONTROL M CONTROL H	
警告	メチルイソチアゾロン、アジ化ナトリウムを含む
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
EUH032	酸との接触により非常に毒性の強いガスが発生する。
安全対策	
P261	ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280	保護手袋 / 保護衣 / 保護眼鏡を着用すること。
応急措置	
P302+P352	皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
P333+P313	皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
P362+P364	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
廃棄	
P501	内容物 / 容器を適切な方法で廃棄すること。

安全データシート（SDS）については、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

機器操作中の安全上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

（2）使用上の注意

一般的な注意事項

- 使用期限を過ぎた試薬類を使用しないこと。
- キット内または異なるキットの試薬を混ぜて使用しないこと。
- 同一のロット番号の試薬であっても試薬を注ぎ足すことはしないこと。

試薬の取扱い

- 試薬は施設で受領した後、未開封のまま穏やかに転倒混和しておくこと。最初に箱側面の広い方を上に向け、5回転倒混和する。次に箱の上下を逆にして、さらに5回転倒混和する。試薬がカートリッジのボトル内部全体に行き渡るよう注意すること。マイクロパーティクルは、輸送中に試薬ボトルの中蓋に沈殿することがあるため、このように混和しておく必要がある。
- 混和の記録として、試薬キットの箱表面にある四角いチェック欄にチェックを入れる。
- 混和した試薬カートリッジは泡が生じている可能性があるため、立てた状態で1時間置き、泡が消えるのを待つ。
- 試薬カートリッジを落としてしまった場合は、泡が生じている可能性があるため、立てた状態で1時間置き、泡が消えるのを待つ。
- 本キットの試薬は泡の影響を受ける場合がある。カートリッジ内の試薬に泡が存在すると、液面検知が正しく行われずに試薬の吸引量が不足し、正しい測定結果が得られない可能性がある。

試薬取り扱い上の注意の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の保存

- ・凍結しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは、使用前に穏やかに10回転倒混和し、立てた状態で1時間放置すること。
機器上	機器の設定温度	21日間	
開封後	2～8℃	使用期限まで	立てた状態で保存すること。 立てた状態で保存されていなかった試薬カートリッジは廃棄すること。 試薬の交差汚染による性能の劣化を防ぐため、試薬のキャップや交換用キャップは再使用しないこと。

試薬は機器に設置したまま保存するか、あるいは機器から取り出して保存する。試薬を機器から取り出したときは、新しい交換用キャップで蓋を閉め、立てたまま2～8℃で保存すること。機器から取り出して保存する試薬は、立てた状態を保つため、もとの箱やトレイ中で保存することを推奨する。

試薬キットを機器から取り出す方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

試薬の劣化

キャリブレーションでエラーが発生した場合や、コントロールの測定値が管理範囲を外れている場合は、試薬が劣化している可能性が考えられる。得られた測定結果は無効とし、再測定を行うこと。必要に応じて再キャリブレーションを行うこと。

トラブルシューティングについては、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータの準備

- ・そのまま使用可能な液体である。
- ・2～8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- ・使用前に穏やかに転倒混和すること。

キャリブレータの保存

- ・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	新しい交換用キャップで、蓋を固く閉めて保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に返すこと。

キャリブレータは、機器にセットしてから取り外すまでが、冷蔵されていない時間としてトラッキングされている。積算時間があらかじめ定められた最長時間を超えると、機器はこのキャリブレータを使用できないと見なす。最長時間はアッセイパラメータレポートに記載されている。安定性期限の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

アッセイパラメータの印刷については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータの使用手順

- ・キャリブレータのロット番号は、キャリブレータの箱に印刷されているバーコードを用いて設定することができる。
- ・キャリブレータデータの設定については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。
- ・キャリブレータのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

コントロールの準備

- ・そのまま使用可能な液体である。
- ・2～8℃の保存場所から取り出した後、すぐに使用可能である。
- ・使用前に穏やかに転倒混和すること。

コントロールの保存

- ・使用期限を超えて使用しないこと。

	保存温度	最長保存期間	保存上の注意事項
未開封	2～8℃	使用期限まで	
開封後	2～8℃	使用期限まで	蓋を固く閉めて保存すること。 立てた状態で保存すること。 使用後は2～8℃の保存場所に返すこと。

コントロールの使用手順

- ・コントロールの必要量を分注するには、ボトルを垂直にして、コントロールLを4滴、コントロールMを4滴、コントロールHを4滴、それぞれ該当する位置のサンプルカップに滴下する。
- ・コントロールのオーダー方法および機器へのセット方法については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

キャリブレータ、コントロールの劣化

沈殿、液漏れの跡、濁り、キャリブレーションが規格を満たさない、コントロールが管理範囲を外れるなどの現象が認められる場合は、キャリブレータやコントロールが劣化している可能性がある。

(3) 廃棄上の注意

- ・検体中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する恐れがあるので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度1000 ppm、1時間以上浸漬）またはグルタルアルデヒド（2%、1時間以上浸漬）による消毒処理、あるいはオートクレーブ（121℃、20分以上）による滅菌処理を行うこと。
- ・試薬および器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理すること。
- ・試薬類や検体が飛散した場合には、飛散した溶液を吸収剤で吸収し、飛散した場所を洗浄液で拭き取った後、さらに0.1%次亜塩素酸ナトリウム溶液などの適切な消毒剤で拭き取ること。作業は適切な保護用具（手袋、安全眼鏡、実験衣など）を着用して行うこと。
- ・本測定で使用する試薬類には、保存剤としてアジ化ナトリウムが含まれているものがある。詳細は、【形状・構造等（キットの構成）】または【用法・用量（操作方法）】を参照すること。アジ化ナトリウムは、鉛管、銅管と反応して爆発性の金属アジドを生成することがあるので、廃棄する場合には、大量の水と共に流すこと。安全な廃棄方法の詳細については、使用する機器の取扱説明書を参照すること。

【貯蔵方法、有効期間】

	貯蔵方法	有効期間
試薬キット	2～8℃	15箇月
プレトリガー	プレトリガーの添付文書、トリガーの外装表示参照	
トリガー		

使用期限は、外装に表示されている。

【包装単位】

・試薬キット	製品番号 8P45-02-01	100 回用 × 2
・マイクロパーティクル		6.6 mL × 2
・コンジュゲート		6.1 mL × 2
・アッセイ希釈液		10.4 mL × 2 (REF 08P4522)
・試薬キット	製品番号 8P45-10-01	500 回用 × 2
・マイクロパーティクル		27.0 mL × 2
・コンジュゲート		26.5 mL × 2
・アッセイ希釈液		47.1 mL × 2 (REF 08P4532)
・プレトリガー※		975 mL × 4
・トリガー※		975 mL × 4

※ Alinity i システム用をご使用ください。別売りのため弊社にお問い合わせください。

【主要文献】

1. Zerwekh JE. The measurement of vitamin D: analytical aspects. *Ann Clin Biochem* 2004;41(Pt 4):272-281.
2. Ocké MC, Schrijver J, Obermann-De Boer GL, et al. Stability of blood (pro)vitamins during four years of storage at -20°C: consequences for epidemiologic research. *J Clin Epidemiol* 1995;48(8):1077-1085.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI Document EP07-A2. Wayne, PA: CLSI; 2005.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document EP09-A3. Wayne, PA: CLSI; 2013.
5. Heijboer AC, Blankenstein MA, Kema IP, Buijs MM. Accuracy of 6 Routine 25-Hydroxyvitamin D Assays; Influence of Vitamin D Binding Protein Concentration. *Clinical Chemistry* 2012; 58 (3):543-548.
6. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document C24-A3. Wayne, PA: CLSI; 2006.
7. Westgard JO. *Basic QC Practices*. 3rd ed. Madison, WI: Westgard Quality Corporation; 2010.
8. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document C28-A3c. Wayne, PA: CLSI; 2008.
9. Souberbielle JC, Body JJ, Lappe JM, et al. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: recommendations for clinical practice. *Autoimmun Rev* 2010;9(11):709-715.
10. 一般社団法人日本内分泌学会、一般社団法人日本骨代謝学会、厚生労働省難治性疾患克服研究事業ホルモン受容機構異常に関する調査研究班ビタミンD不足・欠乏の判定指針 日本内分泌学会雑誌 2017;93(S):1-10.
11. Ramachandran R, Bech P, Dhillon W, et al. Rabbit interference with gut peptide immunoassay. *Regulatory Peptides* 2010;164.1:15-16.
12. Boscatto LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies: a problem for all immunoassays. *Clin Chem* 1988;34(1):27-33.
13. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI Document EP05-A2. Wayne, PA: CLSI; 2004.
14. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI Document EP17-A2. Wayne, PA: CLSI; 2012.
15. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach; Approved Guideline*. CLSI Document EP06-A. Wayne, PA: CLSI; 2003.
16. US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
17. US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2009.
18. World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2004.
19. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. CLSI Document M29-A4. Wayne, PA: CLSI; 2014.

数字の表記について：

- ・3桁ごとの区切りに空白を入れている（例：10 000 検体）。
- ・小数点にはピリオドを使用している（例：3.12%）。

すべての商標の所有権は、各商標の所有者に帰属します。

【問い合わせ先】

アボットジャパン合同会社
カスタマーサポートセンター
〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278
TEL 0120-031441

【製造販売業者の名称及び住所】

アボットジャパン合同会社
〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 278
TEL 047 (385) 2211 (代表)
© ABBOTT JAPAN LLC 2022