

この電子添文をよく読んでから使用してください。

※※ 2026 年 5 月改訂（第 12 版）

※ 2022 年 4 月改訂（第 11 版）

体外診断用医薬品

製造販売届出番号：13A2X00196218007

血液検査用ガンマーグルタミルトランスペプチダーゼキット

シカリキッド γ-GT J

【全般的な注意】

1. 本品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
2. 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の関連する結果等と合わせて担当医師が総合的に判断してください。
3. 電子添文に記載された使用方法に従って使用してください。記載された使用方法及び使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証致しかねます。
4. 使用する機器の電子添文及び取扱い説明書をよく読んでから使用してください。
5. 標準液には、ヒト由来成分が含まれており、感染の危険性があるものとして取扱ってください。

【形状・構造等(キットの構成)】

シカリキッド γ-GT J 試薬 1

グリシルグリシン

シカリキッド γ-GT J 試薬 2

L-γ-グルタミル-3-カルボキシル-4-ニトロアニリン
(Glu-CANA)

【使用目的】

血清又は血漿中の γ-グルタミルトランスフェラーゼ (γ-GT) 活性の測定

【測定原理】※※

1. 測定原理

Glu-CANA + グリシルグリシン

$\xrightarrow{\gamma\text{-GT}}$ L-γ-グルタミルグリシルグリシン + 5-アミノ-2-ニトロ安息香酸

5-アミノ-2-ニトロ安息香酸の生成速度を分光学的に測定することにより、それに直接比例する検体中の γ-GT 活性値が求められます。

2. 特徴

- (1) JSCC 標準化対応法です。弊社検量用 ERM(トレスキャリブ PLUS)で検量することにより、JCCLS- SOP 法による測定値に一致します。トレスキャリブ PLUS は JCCLS CRM-001 を基準とし、値づけを行っています。
- (2) 長期間にわたりデータが安定しています。
- (3) 試薬調製の不要な無調製タイプです。

【操作上の注意】

1. 測定試料の性質、採取法
 - (1) 測定には新鮮血清を使用してください。血漿の場合は抗凝固剤として EDTA¹⁾ またはヘパリン⁴⁾ をご使用ください。
 - (2) 血清中の γ-GT は 4℃ で 5 日間、-80℃ で 9 ヶ月間安定です。²⁾
 - (3) 凍結した検体を測定に用いる場合は、融解後、内容を均一に分散してから使用してください。
 - (4) 浮遊物や強度の乳びが認められる検体は、遠心分離、ろ過、脱脂等の処理後、清澄な液を使用してください。
 - (5) 検体の濃度が測定範囲を超える場合は、検体を生理食塩水で 5~10 倍に希釈して再測定してください。
2. 妨害物質
 - (1) 通常レベルの溶血、ビリルビン等の共存物質の影響を受けません。
 - (2) 強度の乳び又は粘性を持った検体の測定については、測定値の信頼性を保証致しかねますので注意してください。
3. その他
 - (1) 採血管使用時、採血量が適量以下の場合、測定値に影響を及ぼすことがあります。
 - (2) 検体により、検体中の目的成分以外の物質との反応や妨害反応を生じることがあります。測定値や測定結果に疑問がある場合は、再検査や希釈再検査、あるいは他の検査法により確認してください。

【用法・用量(操作方法)】※※

1. 試薬調製法

試薬溶液-1：試薬 1 をそのまま使用します。

試薬溶液-2：試薬 2 をそのまま使用します。

標準液：別売の検量用 ERM(トレスキャリブ PLUS)を使用してください。
2. 操作法

本品は各種自動分析装置に使用されますので、その操作法の一例を示します。

(自動分析装置 操作法例)

(日立 7180 自動分析装置の場合)

主波長 405 nm、副波長 505 nm

検体	5 μL	試薬 2	
試薬 1	150 μL	50 μL	
0 分			
5 分			
7 分			
10 分			
測光			

3. 適応機種

各種自動分析装置へのアプリケーションシートを揃えておりますので、弊社までお問い合わせください。

【測定結果の判定法】※※

共用基準範囲³⁾ 男性：13～64 U/L
女性：9～32 U/L

使用する基準値は、各施設で決定してください。

【性能】

(試験法は弊社試験法による)

- 感 度：標準となる血清を試料として測定した場合の 1000 U/L あたりの吸光度変化量($\Delta E/min$)は 0.33～0.42 の範囲です。
- 正確性：活性値が既知の検体を測定するとき、既知活性の 90～110 %の値が得られます。
- 再現性：弊社管理試料を 10 回同時に測定するとき、測定値の CV 値は 5 %以下です。
- 測定可能範囲：2～2000 U/L
- 較正用基準物質(標準物質)：JCCLS CRM-001

【使用上又は取扱い上の注意】※※

- 取扱い上(危険防止)の注意
検体は HIV、HBV、HCV 等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査に当たっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベッシングを行わないでください。
- 使用上の注意
 - 試薬は開封後速やかに使用し、保存する場合はキャップを閉めて貯蔵方法に従い保存してください。
 - 有効期間を過ぎた試薬は使用しないでください。
 - 本品中の容器、付属品等は他の目的に転用しないでください。
 - 各々の自動分析機に対応した専用容器に移し替える必要がある場合は、よく洗浄した容器を使用し原則として試薬の注ぎ足しは行わないでください。
 - 本品中の試薬は正確な反応が得られるように組み合わせていますので、キノンメディカルシステムズ株式会社 TBA-c シリーズにおいて使用する際は、製造番号の異なる試薬を組み合わせ使用しないでください。
- 廃棄上の注意
 - 検体が付着した器具、試薬及び試薬容器等は感染の危険性があるものとし、オートクレーブ等で滅菌処理するか、1 %次亜塩素酸等の消毒液に浸して処理してください。
 - 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規定に従って処理してください。

【貯蔵方法、有効期間】

- 貯蔵方法：2～8 °Cで保存
- 有効期間：8 箇月
(使用期限は、外装に記載してあります。)

【包装単位】※、※※

1. シカリキット[®] γ -GT J

商品コード [†]	商品名 (タイプ [†])	容量
77521	シカリキット [®] γ -GT J (LR) 試薬1	300 mL×3
77522	シカリキット [®] γ -GT J (LR) 試薬2	150 mL×3
77523	シカリキット [®] γ -GT J (MR) 試薬1	90 mL×3
77524	シカリキット [®] γ -GT J (MR) 試薬2	40 mL×3
77530	シカリキット [®] γ -GT J (7170) 試薬1	60 mL×4
77531	シカリキット [®] γ -GT J (7170) 試薬2	20 mL×4
77728	シカリキット [®] γ -GT J (EPS) 試薬1	70 mL×4
77729	シカリキット [®] γ -GT J (EPS) 試薬2	70 mL×2
77755	シカリキット [®] γ -GT J (EPS200) 試薬1	200 mL×3
77756	シカリキット [®] γ -GT J (EPS150) 試薬2	150 mL×2
78507	シカリキット [®] γ -GT J (70/20)	試薬1 60 mL×2 試薬2 20 mL×2
78508	シカリキット [®] γ -GT J (40/20)	試薬1 35 mL×2 試薬2 15 mL×2
78509	シカリキット [®] γ -GT J (20/20)	試薬1 20 mL×2 試薬2 9 mL×2
78283	シカリキット [®] γ -GT J (C)	試薬1 52 mL×3 試薬2 20 mL×3

2. 別売品

商品コード [†]	商品名	容量
77939	トレースキャリブ PLUS	1 mL×3

【主要文献】※※

- L. M. Shaw et al. : IFCC Reference Methods (provisional) (in methods of Enzymatic Analysis V, 3rd. ed., eds H. V. Bergmeyer), p357-364, Verlag Chemie, Weinheim, 1984
- L. M. Shaw et al. : IFCC Methods for the Measurement of Catalytic Concentration of Enzymes Part4. IFCC Method for γ -Glutamyltransferase, J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 21 : 633-646, 1983.
- 日本臨床検査標準協議会 基準範囲共用化委員会編：日本における主要な臨床検査項目の共用基準範囲 <https://www.jccls.org/news/kijyunhanei20221001/> [2026.04.28]
- 飯塚儀明：ヘパリンリチウム入り真空採血管による測定値への影響，医学検査，54：887-894，2005

【参考文献】

- ヒト血清中酵素活性測定の勧告法，臨床化学，24：106-121，1995

【問い合わせ先】

関東化学株式会社 ライフサイエンス部
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

関東化学株式会社
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2-2-1
Tel 03-6214-1091