

薬剤感受性（抗酸菌）キット

ブロスミック MTB-NX

INH、EB、KM、RBT、LVFX、CS、BDQ、DLM、
RFP、SM、AMK、TH、MFLX、LZD、CLF、PNB、PZA

【全般的な注意】

- 本品は体外診断用医薬品です。それ以外の目的には使用しないで下さい。
- 疾病の診断は、本キットの試験成績と併せて、他の関連する検査や臨床症状等の総合的な所見から、最終的には医師により診断されるものです。
- 治療のための薬剤選択は、試験結果に基づき医師によって行われるものです。
- 電子添文に記載された操作方法以外については保証いたしません。

【形状・構造等(キットの構成)】

㊦ MTB-NX プレート

- イソニアジド(INH)
- エタンブトール(EB)
- カナマイシン(KM)
- リファブチン(RBT)
- レボフロキサシン(LVFX)
- サイクロセリン(CS)
- ㊦ベダキリン(BDQ)
- ㊦デラマニド(DLM)
- リファンピシン(RFP)
- ストレプトマイシン(SM)
- アミカシン(AMK)
- エチオナミド(TH)
- モキシフロキサシン(MFLX)
- リネゾリド(LZD)
- クロファジミン(CLF)
- パラニトロ安息香酸(PNB)
- ピラジナミド(PZA)

◇MTB-NX プレート薬剤配置図

数字は各ウェルの最終薬剤濃度(μg/mL)を表す。

Cont. :陽性コントロール

PZA Cont. :PZA 用の陽性コントロール

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INH 1	0.5	0.25	0.125	0.06	0.03		RFP 2	1	0.5	0.25	0.125	0.06
EB 16	8	4	2	1	0.5		SM 16	8	4	2	1	0.5
KM 32	16	8	4	2	1		AMK 16	8	4	2	1	0.5
RBT 1	0.5	0.25	0.125	0.06	0.03		TH 16	8	4	2	1	0.5
LVFX 8	4	2	1	0.5	0.25		MFLX 4	2	1	0.5	0.25	0.125
CS 128	64	32	16	8	4		LZD 8	4	2	1	0.5	0.25
BDQ 2	1	0.5	0.25	0.125	0.06		CLF 4	2	1	0.5	0.25	0.125
DLM 1	0.5	0.25	0.125	0.06	0.03		PZA 256	PZA Cont.		PNB 500	Cont.	

【使用目的】

結核菌の抗菌性物質に対する感受性を測定することを目的とした薬剤感受性パネル。主に臨床上の疾病の治療の選択、その他に使用される。

【測定原理】

液体培地希釈法

【操作上の注意】

- 貯蔵方法を厳守して下さい。

- 室温に戻してから開封し使用して下さい。
- 検体は感染予防上、取扱いには十分注意して下さい。
- 小川培地又は液体分離培地で分離された新鮮な純培養菌を用い、操作中の雑菌汚染に注意して下さい。
- 純培養菌は、液体培地「マイコプロス」(別売品)又は「マイコビーズ」(別売品)による前培養を行い、菌液を調整して試験に使用して下さい。
- 操作及び判定はセーフティキャビネット内で行うなど、感染予防には十分注意して下さい。
- 保存菌株を使用する際には、一度継代培養を行ってから使用して下さい。
- 菌液調整は、濁度計又は分光光度計を用いて、正確に調整して下さい(測定機器が無い場合は McFarland No.0.5の標準液を対照として調整して下さい)。
- 培養中及び判定時は振動や衝撃を与えないよう静かに取扱って下さい。

【用法・用量(操作方法)】

- 接種菌液調整法及び接種法
本品は試験精度向上のため、液体培地「マイコプロス」又は「マイコビーズ」による前培養を採用しています。純培養菌であることを確認し、以下の操作を行って下さい。
 - 試薬の調製
MTB-NX プレート:室温に戻してから開封し、そのまま使用して下さい。
 - 必要な器具・器材・試料等
マイコプロス又はマイコビーズ
滅菌精製水
滅菌綿棒又は白金耳
チューブミキサー
濁度計又は分光光度計
試験管立て
インキュベーター(36±1℃)(炭酸ガス培養可)
滅菌ピペット
 - 接種用菌液の調整
 - 小川培地に発育した新鮮な分離菌株(接種後3～4週間)のコロニーを、「マイコプロス」又は「マイコビーズ」に1/2～1白金耳量接種し、キャップをしめてチューブミキサーで15～30秒間懸濁します(簡便な懸濁方法として、滅菌綿棒にてコロニーを採取し、接種する方法を推奨します)。
 - 「マイコプロス」又は「マイコビーズ」を通常大気培養(36±1℃)にて McFarland No.1に相当する濁度まで、5～7日間培養します。
 - 2)の菌液を McFarland No. 0.5 に相当する濁度(吸光度530nm:0.08～0.10)に調整します。これを調整菌液とします。菌液の調整には「濁度計 Vi-Spec II」(別売品)の使用をお勧めします。菌液の調整は10秒間攪拌し、約15分静置後に濁度を測定して下さい。
 - 3)で調整した菌液100μLを11mLの滅菌精製水に加えチューブミキサーでよく攪拌します。これを接種用菌液とします。
 - 接種及び培養
 - (3)～(4)で調整した接種用菌液を MTB-NX プレートの陽性コントロールを含む各ウェルに100μLずつ接種します。
 - 1)で接種した MTB-NX プレートにプレートシールを貼り、蓋をした後、5～10%CO₂条件下(36±1℃)で培養します。プレートシールは3層になっています。はじめに下側の台紙(台

紙両端はフィルムを剥がした後に剥がします)を剥がしプレートに貼付後、上面のフィルムを剥がしプレートに密着させます。

- 3) 培養開始 1 日後に、雑菌汚染がないかを目視にて確認します。雑菌汚染が確認された場合は検査を中止し、再度純培養から開始します。

【測定結果の判定法】

培養 14 日目に判定を行います。判定には判定鏡「マイクロプレートリーディングミラー(判定鏡)」(別売品)又は「薬剤感受性検査測定装置 PICTMIC」(別売品)の使用をお勧めします。

1. 陽性コントロールに十分な発育が認められることを目視で確認します。

培養 14 日目における陽性コントロールの発育が不十分な場合は、最長 21 日目まで培養を延長し判定を行います。

培養 21 日目で陽性コントロールの発育が不十分な場合は判定不能として再試験を行って下さい。

2. 目視判定の際の各薬剤の MIC は以下のように判定します。

<PNB と PZA 以外の 15 薬剤>

菌の発育が全く認められないかあるいは微量発育(ピンホール状)しか認められないウェルの最小濃度を MIC とします。

<PNB>

PNB は「PNB 500」に菌の発育が全く認められないかあるいは微量発育(ピンホール状)しか認められない場合は PNB 感受性、「PNB 500」に菌の発育が認められる場合は PNB 耐性とします。

<PZA>

PZA は以下の基準に従い判定してください。

感受性:次の場合を感受性とします。

「PZA Cont.」の発育と比較し、「PZA 256」の発育が 50%以上阻止された場合。

耐性:次の場合を耐性とします。

「PZA Cont.」の発育と比較し、「PZA 256」の発育が同等あるいは発育阻止が 50%に満たない場合。

【性能】

<性能>

弊社において本品を操作方法に従い下記の試験を行った場合、以下の規格に適合します。

1. 感度試験及び正確性試験

感受性既知の管理用菌株を試験するとき、所定の感受性を示します。

2. 同時再現性試験

既知の管理用菌株について、感度試験及び正確性試験を繰り返す行うとき、感度試験及び正確性試験の規格を満たします。

<相関性試験成績(15 薬剤)>

標準菌株(1 株)及び臨床分離株(126 株)を用いて試験を行った結果、CLSI 法との相関性は以下の通りです。

薬剤	CLSI 法との一致件数/総件数(%頻度)
INH	127/127(100)
EB	127/127(100)
KM	127/127(100)
RBT	127/127(100)
LVFX	127/127(100)
CS	127/127(100)
BDQ	124/127(97.6)
DLM	127/127(100)
RFP	127/127(100)
SM	127/127(100)
AMK	127/127(100)
TH	123/127(96.9)
MFLX	126/127(99.2)
LZD	127/127(100)
CLF	124/127(97.6)

<相関性試験成績(PZA)>

標準菌株(1 株)及び臨床分離株(91 株)を用いて試験を行った結果、PZase 試験との相関性は以下の通りです。

薬剤	PZase 試験との一致件数/総件数(%頻度)
PZA	86/92(93.5%)

<校正用の基準物質>

M. tuberculosis ATCC27294

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上(危険防止)の注意

(1) 微生物の取扱いに習熟した人の指導のもとにバイオハザード対策を実施した上で使用して下さい。

(2) 本品を取扱う場合には、必ず白衣、マスク、保護メガネ、手袋等を着用して下さい。

2. 使用上の注意

(1) 有効期限切れの製品は使用しないで下さい。

(2) 容器の破損、プレートへの異物混入が認められるものは使用しないで下さい。

(3) 本キットの容器、付属品は他の目的に転用しないで下さい。

(4) プレートシールはガス透過性を有しますので、添付のプレートシール以外は使用しないで下さい。

3. 廃棄上の注意

(1) 使用後のプレートは必ず高圧蒸気滅菌(121℃、30 分以上)後、適切な処置を行い廃棄して下さい。

(2) 試薬及び器具等を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法等の規制に従って処理して下さい。

(3) 使用後の廃棄方法については、各自治体の医療系産業廃棄物又は医療系一般廃棄物並びに産業廃棄物・一般廃棄物の区分けが異なる為、各自治体の指示に従い廃棄して下さい。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法:2~10℃

2. 有効期間:10 ヶ月

【包装単位】

コード No.	品名	包装
10101	プロスミック MTB-NX	5 検体

<別売品>

コード No.	品名	包装
06700	マイコプロス	4mL×20 本
08800	マイコビーズ	20 本入
63190	濁度計 Vi-Spec II	1 台
68090	マイクロプレートリーディングミラー(判定鏡)	1 台
63206	薬剤感受性検査測定装置 PICTMIC	1 台

【主要文献】

- 1) CLSI. Susceptibility Testing of Mycobacteria, *Nocardia* spp., and Other Aerobic Actinomycetes, 3rd ed. CLSI standard M24. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standard Institute; 2018.

- 2) CLSI. Performance Standards for Susceptibility Testing of Mycobacteria, *Nocardia* spp., and Other Aerobic Actinomycetes, 2nd ed. CLSI supplement M24S. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standard Institute; 2023.

- 3) 日本結核・非結核性抗酸菌症学会 抗酸菌検査法検討委員会:抗酸菌検査ガイド 2025. 日本結核・非結核性抗酸菌症学会. 2025. p.99-109

【問い合わせ先】

極東製薬工業株式会社 営業学術部

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 7-8

電話 03(5645)5664

FAX 03(5645)5703

製造販売元



極東製薬工業株式会社

茨城県高萩市上手綱朝山3333-26

本社住所

東京都中央区日本橋小舟町7-8