



2.使用上の注意

- (1)検量線作成と検体測定は、同一ロット、同一測定条件で行ってください。
- (2)試薬は 2～8℃で保存し、凍結させるなど指定の条件以外で保存したものや使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- (3)すべての試薬は保存もしくは反応中に強い光を当てないでください。
- (4)試薬の開封後はなるべく早く使用し、保存する場合は蓋を閉めて指定の条件で保存してください。
- (5)開封後の使用期間は、各装置の機器上有効日数を参照してください。保存環境により変動することがありますのでご注意ください。
- (6)緩衝液及びラテックス液は、測定前に軽く転倒混和した後、所定の位置に正しくセットしてください。泡立っている場合は泡を取り除いてから使用してください。
- (7)ロットの異なる試薬を混ぜ合わせて使用しないでください。
- (8)試薬ごとに設定された反応時間及び温度などは厳守してください。
- (9)検量線は測定ごとに作成してください。また、検量用試料は、それぞれ2回以上測定してください。
- (10)検量用試料は別売品を使用してください。なお使用に際しては別売品の現品説明書を参照してください。
- (11)測定系には必ず精製水を使用し、水道水は使用しないでください。
- (12)容器を再利用したりほかの目的に転用しないでください。

3.廃棄上の注意

- (1)検体中には HIV、HBV、HCV などの感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具などは次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度 1,000 ppm、1 時間以上浸漬)又はグルタールアルデヒド(2%、1 時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20 分以上)による滅菌処理を行ってください。
- (2)検体又は検体を含む溶液が飛散した場合、80%のアルコールスプレーなどで拭き取ってください。
- (3)緩衝液及びラテックス液には微量のアジ化ナトリウムを含有しています。アジ化ナトリウムは鉛や銅と接触すると爆発性のアジ化金属を形成することがあります。本品及び最終反応液を廃棄する際には安全のため大量の水で希釈し流してください。
- (4)試薬及び器具類を廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法などの規定に従って処理してください。

4.その他の注意

本品による測定値は既存製品と高い相関性を示しますが、系統的な誤差を生じる場合がありますので、必要に応じて相関性について検討されることをお勧めします。

【貯蔵方法・有効期間】

1.貯蔵方法

2～8℃で保存してください。

2.有効期間

1 年間
使用期限は表示シート及び容器に表示してあります。

**【包装単位】

コバス システム-L アキュラスオート RPR	750 テスト
R1:緩衝液	2×37.5 mL
R2:ラテックス液	2×18.8 mL
(統一商品コード:326076185)	

- ・別売:
 - 1.「RPR標準血清」(1 mL×5 濃度、統一商品コード 326076192)
 - 2.「RPRコントロール」(2 mL×2 濃度×3、統一商品コード 326076208)

【問い合わせ先】

株式会社シノテスト カスタマーサポート
TEL 0120-66-1141
FAX 042-753-1892
(品質に関するお問い合わせの際は、製造番号を確認の上ご連絡ください。)

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所】

株式会社シノテスト
神奈川県相模原市南区大野台 4-1-93
TEL 0120-66-1141

COBAS is a trademark of Roche.
コバスは Roche の商標です。