

- 希釈方法

：酵素希釈液を用いて、測定範囲内に結果が収まるように希釈ください。検体属性入力時に希釈係数を入力ください。次いで再測定ください。結果は希釈係数で補正されます。
- ※・自動希釈法

：自動希釈用の検体量は以下のとおりです。

	検体量 (μL)	希釈係数
血清 / 血漿	2.62	2
尿	10	10

詳細はディメンション ビスタ オペレーターガイドを参照ください。

- 結果が2IU/L未満の場合、“2IU/L未満”と報告されます。
3. エラーメッセージ

機器のプロセスエラーやステータス情報、及び測定結果エラーが、フラッグとコメントで表示されます。表示されたフラッグ及びコメントの詳細はディメンション ビスタ オペレーターガイドを参照ください。メッセージの内容が解決されるまで結果出力用紙を破棄せず、各施設の手順に従い処理し、測定結果は報告しないでください。

【 臨床的意義 】

本法は、発色基質として2-クロロ-4-ニトロフェノールにマルトトリオースが結合したものを利用します¹¹⁾。 α -アミラーゼは基質と直接反応して2-クロロ-4-ニトロフェノールを生成し、分光測定されます。アミラーゼの測定は、膵炎の診断・治療に主に用いられます。本法は膵臓及び唾液のアミラーゼアイソエンザイムと反応します。

【 性能 】

1. 性能

(1)感度

アミラーゼ活性値50IU/Lと720IU/Lの標準液を測定するときの吸光度変化量の差は、90mAU以上です。

(2)正確性

濃度既知管理用検体を測定するとき、その測定値は表示値の±10%です。

(3)同時再現性

異なる2濃度の検体を各々3回同時に測定するとき、その変動係数 (CV)は10%以下です。

(4)測定範囲

2 ～ 650 IU/L
これは、検体を直接測定した時の濃度範囲です。希釈や通常操作にない前処理はしていません。

2. 精密性^{12,d)}

試料	平均値 (IU/L)	標準偏差 (CV%) 再現性	施設内
Multiqua [®] Control レベル1	44	1 (2)	1 (3)
レベル3	421	4 (1)	9 (2)
Liquichek [™] Urin Chemistry Control レベル 3	134	2 (1)	3 (2)

Multiqua[®] はBio-Rad Laboratories社の登録商標です。
Liquichek[™]はBio-Rad Laboratories社の商標です。
d.精密性の検討は、CLSI/NCCLS EP5-A2に従って実施しました。各測定試料は、2検体を用いて1日2回20日間測定を行いました。

3. 相関性^{13,e)}

ディメンション シリーズとディメンション ビスタ シリーズの機器相関性を以下に示します。

検体種	傾き	切片 (IU/L)	相関係数	n ^f
血清及び血漿	0.99	0.6	0.999	78
尿	1.08	−4.2	0.999	51

e.相関性の検討は、CLSI/NCCLS EP9-A2に従って実施しました。直線帰帰に使用した方法は最小二乗法です。
f.相関性試験で検討した濃度範囲は次のとおりです。
血清及び血漿 15 ～ 618 IU/L
尿 13 ～ 650 IU/L

4. 分析感度

本法の0 IU/Lと有意差の認められる最小濃度は2 IU/Lです。感度は酵素1標準液 Vのレベル1(0 IU/L)の平均値(n= 20)+ 2SDより求めました。
5. 較正用の基準物質 (標準物質)

IFCC AMY Reference Method 準拠品

【 使用上又は取扱い上の注意 】

- ※ 1. 取扱い上 (危険防止) の注意

●試料 (検体) は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査実施にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるピペティングを行わないでください。

●サンプルカップ及び使用済みキュベットは体液成分が含まれているため、直接皮膚に触れたり口に含んだりしないように十分に注意ください。

●試薬はアジ化ナトリウム (< 0.1%) を含んでいますので、誤って飲み込んだり皮膚や粘膜にふれないようにしてください。もし、皮膚に付着した場合は、多量の水で洗い流すなどの応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。
- ※※ 2. 使用上の注意

●本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存ください。

●使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。

●装置に試薬カートリッジを装填しシールが未開封の状態では30日間安定です。一度開封された状態では5日間安定です。

●試薬の注ぎ足しは行わないでください。

●廃棄上の注意：－ 試料 (検体) 中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具などは適当な消毒処理あるいは滅菌処理を行ってください。

－ 残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理ください。

－ 保存剤としてアジ化ナトリウム (< 0.1%) を含んでいま

す。アジ化ナトリウムは銅や鉛等の重金属と反応して爆発性のアジ化塩を形成することがありますので、廃棄の際はゆっくりと大量の水で洗い流してください。

－ 試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒を行ってください。

【 貯蔵方法・有効期間 】

貯蔵方法 2 ～ 8℃
有効期間 12 ヶ月 (使用期限は外箱に表示)

【 包装単位 】

360テスト (180テスト / カートリッジ × 2)

【 主要文献 】

1. Wu, AHB, Tietz, NW, Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed., 2006, Saunders WB Co, Philadelphia, PA.,pp 100-107.

2. Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard—Fifth Edition. NCCLS document H3-A5 [ISBN 1-56238-515-1]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2003.

3. Zakowski, JJ,Bruns DE, Biochemistry of Human Alpha-Amylase Isoenzymes, Crit Rev Clin Lab Sci,198;21:283-322,1985.

4. Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens; Approved Guideline – Third Edition. CLSI/NCCLS document H18-A3 [ISBN 1-56238-555-0]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

5. Irie, A, Hunaki, M,Banda, K,Kawai, Activation of α -Amylase in Urine.Clin Chem Acta 1974;5:241-245.

6. Berger,GMB, Liesching,W, Interbatch variability in Measurement of Urinary Amylase with a Commercial Kit, Clin Chem 1976;22:556.

7. Clinical and Laboratory Standards Institute /NCCLS. Tubes and Additives for Venous Blood Specimen Collection; Approved Standard—Fifth Edition. NCCLS document H1-A5 [ISBN 1-56238-519-4]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2003.

8. Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP7-A2 [ISBN 1-56238-584-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2005.

9. McCroskey R, Chang T, David H, Winn E. p-Nitrophenylglycosides as Substrates for Measurement of Amylase in Serum and Urine, Clin Chem 1982; 28:1787-1791.

10. Salt WB, Schenker S.Amylase —Its Clinical Significance: A Review of the Literature, Medicine, 1976; 55:269.

11. Chavez RG. U.S. Patent 4,963,479.

12. Clinical and Laboratory Standards Institute /NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP5-A2 [ISBN 1-56238-542-9]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.

13. Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP9-A2 [ISBN 1-56238-472-4]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2002.
- ※14. Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20th ed., 2001, Sanders WB Co,Philadelphia, PA, pp 464.

※15. Wu AHB, Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed., 2006, Saunders WB Co, Philadelphia, PA., pp 102.

※16. Kaplan LA. Clinical Chemistry Theory, Analysis, Correlation. Third ed., 1996, Mosby Inc., St. Louis.

※※【 問い合わせ先 】

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター
TEL：03-3493-8400

製造販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

※※東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー