

- れる場合
- 各施設における精度管理方法に基づき必要とされる場合
- 行政により求められた場合
5. 精度管理
- 精度管理の頻度については、行政当局の規制や許可条件に従ってください。
- 既知濃度の精度管理物質を少なくとも1日1回、2濃度測定ください。測定結果が、許容範囲外の場合は、各施設の手順に従い対処ください。
- 5重測定時の最大許容標準偏差は以下のとおりです。標準偏差が以下に示す値を超える場合は、何らかの異常の可能性があります。

CEA濃度	最大許容標準偏差
5.2ng/mL	1ng/mL
547ng/mL	42ng/mL

【測定結果の判定法】

1. 基準範囲
- 非喫煙者：0.0～3.0ng/mL
- 喫煙者：0.0～5.0ng/mL

基準範囲はノンパラメトリック法により算出され、健常成人群（n= 347、非喫煙者198名、喫煙者149名）での測定結果は以下のとおりでした。

CEA値 (ng/mL)						
	n	0.0～3.0(%)	3.1～5.0(%)	5.1～10.0(%)	>10.0(%)	
非喫煙者	198	190 (96.0)	8 (4.0)	0 (0.0)	0	(0.0)
喫煙者	149	113 (75.8)	31 (20.8)	5 (3.4)	0	(0.0)
総数	347	303 (87.2)	39 (11.2)	5 (1.4)	0	(0.0)
結腸直腸癌	74*	48 (64.9)	6 (8.1)	7 (9.4)	13	(17.6)

※結腸直腸癌74検体はベースライン検体ではなく、連続測定用患者検体の第一検体です。

各施設でディメンションピスタシリーズによる基準範囲を設定ください。

•CEAのモニタリング

男女75名の結腸直腸癌患者から連続検体を入手し、このうち試験対象患者基準に適合しない1名を統計解析から除外しました。74名の患者から得られた最低3ポイントの連続検体（検体総計：291例）を用いて評価しました。

基準変化値（reference change value:RCV）を用いてCEA値の変動を評価しました⁹。各測定法（本法と対照法）におけるRCVは、報告されているCEAの生理的変動および施設内変動を考慮して算出しました⁷。本法におけるRCVは36.2%、対照法におけるRCVは36.7%と算出されました。

CEA濃度と病態の変化を診断ごとに解析しました。各患者は、その臨床情報（医学画像、診察及び他の臨床的調査）に基づき、主治医によって活性/進行性、反応性、安定性、又は疾病の証拠なし（NED）のいずれかに分類されました。病態の変化を連続して評価するために全74組の患者検体（217例）がRCVによって評価されました。各病態における291例の測定値の分布は以下のとおりです。

病態別のCEA値

CEA値の変動	病態分類 例数 (%)				
	反応性 n (%)	安定性 n (%)	疾病の証拠なし n (%)	進行性 n (%)	総数
36.2%を超える上昇	6 (2.8)	14 (6.5)	6 (2.8)	32 (14.8)	58 (26.7)
大きな変化なし	12 (5.5)	33 (15.2)	62 (28.6)	22 (10.1)	129 (59.5)
36.2%を超える減少	5 (2.3)	15 (6.9)	6 (2.8)	4 (1.8)	30 (13.8)
総数	23 (10.6)	62 (28.6)	74 (34.1)	58 (26.7)	217(100.0)

本法と対照法における診断ごとの臨床性能を下表に示しました。この評価では、病態を“進行性”、反応性、安定性、NEDをまとめた“非進行性”の2つに分類し、この分類にて感度と特異性を決定しました。

本法における病態別RCV

	進行性 例数	非進行性 例数	総数
36.2% を超える上昇	32	26	58
36.2% 以下の上昇	26	133	159
総数	58	159	217

	評価	95%信頼区間
総合評価 (%)	76.0	(69.8 ～ 81.6)
感度 (%)	55.2	(41.5 ～ 68.3)
特異性 (%)	83.6	(77.0 ～ 89.0)

対照法における病態別RCV

	進行性 例数	非進行性 例数	総数
36.7% を超える上昇	32	32	64
36.7% 以下の上昇	26	127	153
総数	58	159	217

	評価	95%信頼区間
総合評価 (%)	73.3	(66.9 ～ 79.0)
感度 (%)	55.2	(41.5 ～ 68.3)
特異性 (%)	79.9	(72.8 ～ 85.8)

診断ごとの評価は、各患者の連続検体における相関構造を考慮に入れて収集されました⁹。感度と特異性の合計が1を超えるとときに有効と判断します。95%信頼区間（95% CI）はノンパラメトリックブートストラップ法を用いて求めました。本法におけるブートストラップ95% CIは、感度と特異性の合計として1.2416 ～ 1.5227であり、対照法のブートストラップ95% CI（感度と特異性の合計）は、1.2180 ～ 1.4771でした⁹。よって、いずれの測定法も有効であると確認されました。

2種の測定法間における同等性を検証するため、さらに全検体が各RCVによって解析されました。この結果を下表に示します。

本法と対照法との比較（例数）

本法	対照法		総数
	36.7%を超える上昇	36.7%以下の上昇	
36.2% を超える上昇	55	3	58
36.2% 以下の上昇	9	150	159
総数	64	153	217

	評価	95%信頼区間
総合評価 (%)	94.5(205/217)	(90.5 ～ 97.1)
陽性率 (%)	85.9(55/64)	(75.0 ～ 93.4)
陰性率 (%)	98.0(150/153)	(94.4 ～ 99.6)

2. 判定上の注意

- ワンステップのサンドイッチ免疫測定法では、抗原過剰状態で抗原抗体反応が妨害されるためフック現象を起こしやすく、偽低値を示す場合があります¹⁰。本法は225,000ng/mLまでフック現象を認めません。
- 患者検体中に異好抗体が存在すると、免疫反応に正又は負の誤差を与えることがあります。そのため、本法は検体中の異好抗体の影響を最小限にする工夫がされています^{11,12}。しかし、すべての患者検体からこの影響を取り除くことはできませんので、測定結果が臨床症状や患者の治療歴と矛盾する場合は、注意して診断ください。
- 測定結果は、患者の病歴や他の検査結果、適切な情報などに基づき、総合的な臨床症状を考慮して解釈ください。非腫瘍性疾患においてもCEA値が上昇する可能性があります。よって、本法は癌の診断やスクリーニングには適しません。
- 検体中のCEA濃度は試薬及び測定法の違いにより値が異なります。測定値はその測定法を含めて報告し、測定法を変更した場合はその旨を報告ください。異なる測定法にて得られた値を一緒に用いないでください。特に測定値のモニタリングを行っている場合には注意し、途中で測定法を変更する場合は患者のベースライン値を確認ください。

3. 測定限界

- 結 果：1000ng/mLを超えた場合には検体を希釈ください。
- 希釈方法：精製水を用いて測定範囲内に結果が収まるように最大10倍まで希釈ください。検体属性入力時に希釈係数を入力ください。次いで再測定ください。結果は希釈係数で補正されます。
- 自動希釈法：自動希釈に必要な検体量は、血清/血漿で20μLです（希釈係数＝10）。詳細はディメンションピスタオペレーターガイドを参照ください。
- 結果が0.2ng/mL未満の場合、“0.2ng/mL未満”と報告されます。

4. エラーメッセージ

機器のプロセスエラーやステータス情報、及び測定結果エラーが、フラッグとコメントで表示されます。表示されたフラッグ及びコメントの詳細はディメンションピスタオペレーターガイドを参照ください。メッセージの内容が解決されるまで結果出力用紙を破棄せず、各施設の手順に従い処理し、測定結果は報告しないでください。

【臨床的意義】

1965年に結腸癌組織から抽出された癌胎児性抗原（CEA）は、胎児の消化管組織でも産生される多様性の細胞表面糖タンパク質（分子量：150 ～ 300kDa、糖質45 ～ 55%）であり、免疫グロブリン遺伝子スーパーファミリーに属します^{13,14}。CEAの多様性に起因して、診断カットオフ値が各測定法によって異なりますから、測定値のモニタリングなどにおいて同一患者の検体を連続測定する場合は、同一の測定法を用いなければなりません¹⁵。

CEAは正常成人血清中にも低濃度で存在します。喫煙者、良性肝疾患（肝炎、肝硬変）、良性の胃及び腸疾患（ポリープ症、潰瘍性大腸炎）、良性乳腺疾患、肺感染、肺気腫及び腎不全においても、血清CEA値の上昇が見られます。大腸癌、直腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、膵臓癌、胃癌、及び卵巣癌においては、血清CEA値の異常な上昇が見られます¹⁶。癌患者における血清中CEA値の動態モニタリングは、結腸直腸癌における病状経過の指標として特に優れています¹⁷。

世界的に、大腸癌及び直腸癌は男性に発生しやすい癌の第3位であり、女性に発生しやすい癌の第4位です。高い疾病率と死亡率ですが、早期に発見された際にもっとも治癒可能な癌でもあります。大腸癌と診断された患者におけるCEA値の上昇は25%に満たないため、CEA測定は癌のスクリーニングには適しません。大腸癌の外科的切除後における治療効果のモニタリングや再発/転移の病状把握に大変有用です^{18,19}。血清CEA値の再上昇が最初に確認されてから、その測定値の動態を2年間連続してモニタリングすることが推奨されています²⁰。

【性能】

1. 性能
- (1)感度
- CEA濃度Ong/mLと約1000ng/mL*の標準液を測定するときの発光強度の差を、Ong/mL濃度の発光強度で除した値は2385以上です。
- ※試験に用いる高濃度標準液の目標設定濃度です。
- (2)正確性
- 濃度既知管理用検体を測定するとき、その測定値は表示値の±10%の範囲です。

- (3)同時再現性 同一濃度の管理用検体を各々複数回同時に測定するとき、その変動係数 (CV) は 10%以下です。
- (4)測定範囲 0.2 ～ 1000.0ng/mL
これは、検体を直接測定した時の濃度範囲です。希釈や通常操作にない前処理はしていません。

2. 精密性^{21,c}

試料	平均値 (ng/mL)	標準偏差 (CV%)		
		再現性	施設内	
Liquicheck™ Immunoassay Plus Control				
	レベル1	2.1	0.1 (2.9)	0.1 (3.4)
	レベル2	26.2	0.6 (2.2)	0.8 (2.9)
プール血清	レベル1	0.9	0.02 (2.3)	0.02 (2.6)
プール血清	レベル2	12.8	0.3 (2.6)	0.4 (3.1)
プール血清	レベル3	67.5	1.3 (1.9)	1.6 (2.4)
プール血清	レベル4	478.2	6.2 (1.3)	10.0 (2.1)
プール血清	レベル5	756.4	13.6 (1.8)	24.9 (3.3)
プール血漿		239.7	5.2 (2.2)	8.6 (3.6)

Liquicheck™はBio-Rad Laboratories社の商標です。

c.精密性の検討はCLSI/NCCLS EP5-A2に従って実施しました。各測定試料は2検体を用いて1日2回20日間測定を行いました。

3. 相関性^{22,d}

比較法	傾き	切片 (ng/mL)	相関係数	n
他社製品 (CLIA法)	1.01	9.01	0.989	141*

d.相関性の検討はCLSI/NCCLS EP9-A2に従って実施しました。回帰直線は最小二乗法より算出しました。

e.相関性試験における141例の濃度範囲は、0.8 ～ 974ng/mLでした。

血清と血漿間の相関性

比較検体	傾き	切片 (ng/mL)	相関係数	n
ヘパリンリチウム血漿vs血清	1.00	1.45	0.997	54 ^f
ヘパリンナトリウム血漿vs血清	0.99	2.55	0.998	54 ^f

f. 相関試験に用いた検体のCEA濃度範囲は、1.2 ～ 992.6ng/mLでした。

4. 回収率

添加回収試験

ベースラインCEA値 (3.4ng/mL) のヒトプール血清に既知量のCEA (約5、15、75、500ng/mL) を添加しました。この検体のCEA濃度を測定し、下式にて添加回収率を求めたときの回収率は94.0 ～ 100.4%の範囲であり、平均回収率は97.1%でした。

$$\text{回収率 (\%)} = \frac{\text{測定値} - \text{ベースライン値}}{\text{CEA添加量}} \times 100$$

希釈回収試験

CEA値が157.5 ～ 751.5ng/mLである5つの血清検体を精製水で1：2、1：3、1：4、1：5、1：10に希釈してCEA濃度を測定し、その回収率を求めました。回収率は98 ～ 109%の範囲であり、平均回収率は102.9%でした。

5. 検出限界

本法の検出限界 (LoD) は、0.2ng/mLです。この値はCLSIガイドラインEP17-A²³に従って決定し、ブランク4検体 (0濃度) と低濃度4検体の15回測定において偽陽性 (α) の割合が5%未満かつ偽陰性 (β) の割合が5%未満として評価しました。ブランク上限 (LoB) は、0.12ng/mLです。

6. 較正用の基準物質 (標準物質)
社内標準品

【使用上又は取扱い上の注意】

1. 取扱い上 (危険防止) の注意

- 試料 (検体) はHIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。検査実施にあたっては感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、また口によるビベティングを行わないでください。
- サンプルカップ及び使用済みキュベットは体液成分が含まれているため、直接触れたり口に含んだりしないように十分に注意ください。

* 本品の危険有害性情報、注意書きを以下に示します。

	H317 P280, P272, P302+P352, P333+P313, P501
	警告：皮膚アレルギー反応を引き起こす可能性があります。
	保護手袋、保護衣、保護用眼鏡及び顔防御マスクを着用ください。 汚染された作業衣は作業場から出さないでください。皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と大量の水で洗い流してください。皮膚刺激又は発疹が生じた場合、医師の診断、手当てを受けてください。内容物及び容器は、国及び地域の規制に従い廃棄ください。
	含有：5-クロロ-2-メチル-3(2h)-イソチアゾロン及び2-メチル-3(2h)-イソチアゾロン

2. 使用上の注意

- 本品は凍結を避け、貯蔵方法に従い保存ください。
- 使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
- 装置に試薬カートリッジを装填しシールが未開封の状態では30日間安定です。一度開封された状態では7日間安定です。
- 試薬の注ぎ足しは行わないでください。
- 廃棄上の注意：－ 試料 (検体) 中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具な

どは適切な消毒処理あるいは滅菌処理を行ってください。

- － 残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理ください。
- － 試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒を行ってください。

【貯蔵方法・有効期間】

貯蔵方法 2 ～ 8℃

有効期間 12 ヶ月 (使用期限は外箱に表示)

【包装単位】

120テスト (60テスト／カートリッジ×2)

【主要文献】

- Ullman EF, Kirakossian H, Switchenko AC, Ishkanian J, et al. Luminescent oxygen channeling assay (LOCI™): sensitive, broadly applicable homogenous immunoassay method. Clin Chem 42:9 1996, 1518-1526.
- Ullman EF, Kirakossian H, Sharat S, Ping Wu Z, Irvin BR, et al. Luminescent oxygen channeling immunoassay: Measurement of particle binding kinetics by chemiluminescence. Proc.Natl. Acad. Sci. USA, Vol 91, pp 5426 – 5430, June 1994 Biochemistry.
- Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard—Fifth Edition. CLSI/NCCLS document H3-A5 [ISBN1-56238-515-1]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2003.
- Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests, Second Edition. AACC Press Washington DC 1997.
- Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP7-A2 [ISBN 1-56238-584-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2005.
- Fraser Callum G. PhD, Biological Variation: From Principles to Practice, Washington, DC: AACC Press, 2001 [pp. 71 – 78].
- Ricos C, Alvarez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez A, Jimenez CV, Minchinela J, Perich C, Simon M. “Current databases on biologic variation: pros, cons and progress.” Scand J Clin Lab Invest 1999; 59: 491-500.<http://www.westgard.com/biodatabase1.html>
- B. Emir, S. Wieand, John Q.S., and S. Cha. “Analysis of repeated markers used to predict progression of cancer”. Statistics in Medicine. 1998 [2563-2578].
- Davison AC, Hinkley DV. Bootstrap methods and their application. Cambridge, NY : Cambridge University Press, 1997.
- Ryall RG, Story CJ, and Turner DR. Reappraisal of the causes of the “hook effect” in two-site immunoradiometric assays, Anal Biochem 1982;127:308-315.
- Kricka LJ. Human Anti-Animal Antibody Interferences in Immunological Assays Clin Chem 1999; 45:7; 942-956.
- Vaidya HC, Beatty BG. Eliminating interference from heterophilic antibodies in a two-site immunoassay for creatine kinase MB by using F(ab')2 conjugate and polyclonal IgG. Clin Chem 1992; 38:1737-1742.
- Gold P, Freedman SO. Demonstration of Tumor Specific Antigens in Human Colonic Carcinomata by Immunological Tolerance and Absorption Techniques. J Exp Med.1965; 121: 439-462.
- Chan DW, Booth RA, Diamandis EP. Tumor Markers in Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Fourth Edition. 2006; 768-769.
- Paus E, Almasbak H et al. A Single-chain Fv-based Immunofluorometric Assay Specific for the CEA Variant NCA-2. J Immunol Methods. 2003; 286: 125-139.
- Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. 2006; 220-222.
- NACB: Practice Guidelines And Recommendations For Use Of Tumor Markers In The Clinic Quality Requirements [Section 2]. National Academy of Clinical Biochemistry Guidelines on Quality Requirements for the Use of Tumor Markers. Catharine Sturgeon, Elizabeth Hammond, Soo-Ling Ch'ng, György Sölétormos, Daniel F Hayes.
- Perkins GL, Slater ED et al. Serum Tumor Markers. Am Family Physician.2003; 68: 1075-1082.
- Goldstein MJ, Mitchell EP. Carcinoembryonic Antigen in the Staging and Follow-up of Patients with Colorectal Cancer. Cancer Invest.2005; 23: 338-351.
- Fakih MG. CEA Monitoring in Colorectal Cancer. Oncology. 2006; 20.
- Clinical and Laboratory Standards Institute /NCCLS. Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP5-A2 [ISBN1-56238-542-9]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.
- Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Method Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline—Second Edition. CLSI/NCCLS document EP9-A2 [ISBN 1-56238-472-4]. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2002.
- Clinical and Laboratory Standards Institute/NCCLS. Protocols for Determination of Limits of Detection and Limits of Quantitation; Approved Guideline. CLSI/NCCLS document EP17-A [ISBN 1-56238-551-8].CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087-1898 USA, 2004.
- **24. Grimsey P, Frey N, Bendig G, *et al.* Population pharmacokinetics of exogenous biotin and the relationship between biotin serum levels and *in vitro* immunoassay interference. *Int. J. Pharmacokinet.* 2017;2(4):247–256.
- **25. Piketty ML, Prie D, Sedel F, *et al.* High-dose biotin therapy leading to false biochemical endocrine profiles: validation of a simple method to overcome biotin interference. *Clin Chem Lab Med.* 2017;55(6):817-825.

【問い合わせ先】

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター

**TEL：03-4582-5520

製造販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー