

歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用パターン成形品 31836030

キーパーハウジングパターン

【形状・構造および原理等】

本品は、次の原材料で構成する。

組成：PMMA

形状：下記規格の円筒状

規格	外径 (mm)	厚さ (mm)
2513 用	3.3	1.1
3013 用	3.8	1.1
3513 用	4.3	1.1
4013 用	4.8	1.1
4513 用	5.3	1.1
4813 用	5.6	1.1
5213 用	6.0	1.1
5513 用	6.3	1.1

【使用目的、効能又は効果】

レジン製の既製パターンで、ハイパースリムあるいはフィジオマグネットのDBキーパースペース確保のためのハウジング鑄造に用いる。

【品目仕様等】

滑らかな面及び光沢を持ち、外観上の欠陥がない。

焼却残渣がない。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 根面板ワックスパターンに所定サイズのハウジングパターンを埋伏してワックスアップします。
- 2) 通報により金合金、金銀パラジウム合金などの歯科用合金を用いて鑄造を行います。
- 3) ハイパースリムあるいはフィジオマグネット用DBキーパーの吸着面以外の表面とハウジング内面に $50\mu\text{m}$ アルミナサンドブラスト処理を行い、接着性レジンでキーパーを取り付けます。キーパー吸着面、ハウジング辺縁部に余剰な接着性レジン是完全に除去してください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品はPMMAを使用したレジンパターンですので、鑄造リングの加熱の際は急速加熱を避けること。
- 2) ハウジングパターンの内径は磁石構造体より半径で 0.1mm 大きくなっているため、ワックスアップの際はハウジングパターンと磁石構造体との間隔が均等になるようにして使用すること。
- 3) 鑄造した根面板にキーパーを取り付ける前に、接着面は $50\mu\text{m}$ のアルミナサンドブラスト処理（エア圧： $2\sim 3\text{kgf/cm}^2$ ）を行い、金属の種類に応じて金属接着プライマー処理をした後、スーパーボンド等の接着性レジンで取り付けること。
- 4) キーパー吸着面、根面板ハウジング辺縁部の余剰な接着性レジン是完全に除去すること。
- 5) それぞれの磁性アタッチメントの使用説明書もよく読んで上で使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載された用途以外には使用しないこと。
 - ② 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期限等】

【貯蔵・保管方法】

- ・ 本品は、高温、直射日光を避けて、温度変化の少ない室温で保管すること。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

1 個入り、5 個入り

【製造販売業者又は製造業者の指名又は名称及び住所等】

製造販売 及び 製造：

株式会社ケディカ

住所：〒981-3206

宮城県仙台市泉区明通 3-20

電話番号：022-777-1351

FAX：022-777-1357

電話受付時間 月～金（弊社休日を除く）

午前 09：00～午後 05：00

発売元：株式会社モリタ