

器 O 6 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク 70564000

ブルークロスシリコンマスク

TP-101

* 【警告】

- ・ 本器は未滅菌品です。
[適用対象 (患者)]
- ・ 患者に適したサイズを選択してください。
[併用医療機器]
- ・ 蘇生器等に接続して使用する時は、確実に接続されている事を確認してください。

* 【形状・構造及び原理等】

形状・構造



型番	接続口
SM - AL	内径 22mm
SM - AM	内径 22mm
SM - AS	内径 22mm
SM - IL	外径 15mm
SM - IS	外径 15mm

組成 : シリコンゴム

* 【使用目的又は効果】

人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給する為に使用される。

* 【使用方法等】

- 1) 使用する患者に適合する人工呼吸器 (手動式人工蘇生器) のサイズを選定してください。
- 2) 使用する患者に適合するシリコンマスクのサイズを選定してください。
- 3) シリコンマスクの接続口を人工呼吸器 (手動式人工蘇生器) のマスク接続口に漏れがないように接続してください。
- 4) シリコンマスクを患者の鼻と口に漏れがないように密着させてください。
- 5) 患者の胸の膨張を確認しながら、適切に人工呼吸器 (手動式人工蘇生器) の蘇生用バッグの圧縮、開放を繰り返し、人工呼吸 (蘇生) を行ってください。
- 6) 処置法、心肺蘇生法等に従って実行してください。

* 【使用上の注意】

- ・ 初めて使用する時や長期保管後は洗浄・消毒を行ってください。
- ・ 互換性、安全性を確認した上で使用してください。

* 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水のかかる場所、高温多湿の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。

耐用期間

6 年 (自己認証による)

* 【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・ 使用前に本体が清潔であることを確認する。
- ・ 使用前に破損や汚れがないことを確認する。

業者による保守点検事項

- ・ 一年毎に破損や汚れがないことを確認する。

洗浄・消毒

- 1) 洗浄してください。
- 2) 下記の条件を守り、消毒を行ってください。
- 3) 洗浄・消毒後は乾燥させてください。

[オートクレーブ]

134℃、20分まで

※オートクレーブの際は機器の取扱説明書等をお読みください。

[推奨薬剤]

- ・ 消毒用アルコール
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム

※使用後は薬剤を洗い流してください。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

ブルークロス株式会社

埼玉県川越市かし野台 2 丁目 22 番地 4

TEL : 049-243-9939

お問い合わせ先 : 株式会社ブルークロス・エマージェンシー

東京都文京区本郷 3 丁目 43 番 16 号

TEL : 03-3815-2220

販売業者 (販売店)