

リルペリット

【形状、構造及び原理等】

1. 原材料:ポロプロピレン
2. 形状:代表的な形状を下图に示す。
(1)本品は、以下の通りである。

* 1. 使用時



* 2. 未使用時



3. 原理:

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物除去するために用いる歯科手術用器具をいう。

【使用目的又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物除去するために用いる歯科手術用器具をいう。

【使用方法】

別に届ける固定式矯正装置を口腔内に装着した際にそれらの装置と歯茎や口蓋、歯の間の口腔内清掃等にもちいる。

【使用上の注意】

1. 重篤な基本的注意
 - 1)本品と同等の樹脂製品に対し、アレルギー反応を起こす場合がある。
アレルギー反応が生じた場合は、患者に医師の診断を受けるように指示すること。
2. その他の注意
 - 1)使用前には必ず洗浄・滅菌をすること。
 - 2)使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液に浸漬すること。
 - 3)破損、欠け、脱落、曲がりの原因となるため、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - 4)頻繁に使用する場合は使用都度に点検をし使用すること。
 - 5)変形や変質を発見した場合は、使用せずに発売元に連絡すること。
 - 6)使用目的以外の目的で使用しないで下さい。又、破損、曲がり等の原因になるので使用時に必要以上の力を加えないで下さい。
 - 7)破損や事故等の原因になるので、2次加工、改造(曲げ、切削、打刻等)は絶対に行わないで下さい。
 - 8)【保管方法及び有効期間等】に記載されていない保管方法による製品の劣化、又は不具合の発生は、全て術者の責任となります。

【保管方法及び使用期間等】

保管方法

1. 貯蔵、保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず洗浄後、乾いた場所に保管すること。
2. 血液、体液、組織及び薬品が付着したまま保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前に汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検をすること。
2. 使用後はただちに洗浄液浸漬して血液、体液、組織等の付着物を除去し、感染防止の為に洗浄、消毒すること。
3. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用して下さい。
4. 変形を防ぐために高温での煮沸消毒等はしない事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者氏名: 有限会社バルビゾン

連絡先電話番号: 047-460-7818

製造業者 : ジーアンドエイチワイヤーカンパニー
(G&H Wire Company, Inc.)

国名 : アメリカ