

オー・バイト

【禁忌・禁止】

- ・本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・チップは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

形 状：ベース材；オレンジ色のペースト
促 進 材；白色のペースト
組 成：ビニルポリシロキサン、フィラー、色素他

【使用目的、効能又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録するために使用する。

【品目仕様等】

※室温 23℃／湿度 50%の室内で操作した場合
操作時間：30 秒
口腔内硬化時間：1 分 30 秒
圧縮ひずみ：≤0.8%
ショア A 硬度：≥94
寸法変化：≤0.3%

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法
 - ①カートリッジをディスペンサーに取り付ける。
カートリッジのキャップを外し、ミキシングチップを取り付ける。細部に注入する場合には、コントロールチップを取り付ける。
 - ②咬合面に直接本品を注出する。最初に治療部位に適用する。
 - ③通常は上顎又は下顎の片方のみに約 5 mm の厚さで適用するが、前歯の咬合採得を行う場合には、上下顎両方に本品を適用することを推奨する。
 - ④咬合採得位置で圧接する。
 - ⑤1 分 30 秒後、硬化を確認し、口腔内から注意深く採得印象を取り出す。
 - ⑥口腔内から印象を取り出した後、メス等を用いて余剰部分を取り除き、必要であればパーのような回転式インスツルメントを用いて形態仕上げを行う。

2. 使用方法に関する使用上の注意

- ①上記の操作時間は、室温 23℃／湿度 50%の室内で操作した場合である。温度が高い場合には硬化は早まり、温度が低い場合には硬化は遅くなる。
- ②縮合型又はポリエーテル型の印象材と混合しないこと。
- ③ミキシングチップは次回使用する時まで装着したまま水平に保管し、新たに使用する直前に付け換えること。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
 - ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。

- ③開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ④他の製品と混用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ③本品又は練和物が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（保管方法）

- ・本品は、容器又は外装に記載されている条件で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【包装】

オー・バイト パック：

オー・バイト カートリッジ 50mL×2 個
オートミックスチップ 12 個

オー・バイト エコノミーパック：

オー・バイト カートリッジ 50mL×8 個
オートミックスチップ 50 個

付属品：

オートミックスチップ 単品； 50 個入り
コントロールチップ 単品； 50 個入り
オートミックスディスペンサー タイプ 50 1:1；1 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 株式会社 吉田
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先：
器材営業本部 電話番号：03-3845-2931
FAX 番号：03-3841-8204

製 造 元：DMG Chemisch-Pharmazeutische
Fabrik GmbH（国名：ドイツ）