

医療用品 (3) 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDN コード: 70911000

デンタグローブ ノーパウダー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は天然ゴムを素材にした製品である。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー症状を起こすことがあるので、天然ゴムによるアレルギー症状の既往歴のある医療従事者、及び患者には本品を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：平手タイプ

表面仕上げ：粗面 (T) 但しカフ部は平滑 (S)、パウダーなし

主 材 料：天然ゴムラテックス

(外観及び寸法)

サイズ	掌部の幅 mm	全長 mm
SS	70±10	240 以上
S	80±10	240 以上
M	95±10	240 以上
L	110±10	240 以上



2. 原理

対象物に手が直接触れないようにゴム製手袋で手を覆う。

【使用目的、効能又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いる (手術を除く)。

【品目仕様等】

水密性：検査水準 S-4、AQL 1.5

水溶性たんぱく質：50µg/dm²以下

性能

(老化前)

- ・引張強さ : 21MPa 以上
- ・切断時伸び : 700% 以上

(老化後)

- ・引張強さ : 16MPa 以上
- ・切断時伸び : 500% 以上

【操作方法又は使用方法等】

手指を洗浄し、手指で手袋の表面をさわらないように装着した後、歯科診療を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②シリコン系の印象材の中には、手袋に触れると硬化が遅れるものがあるので、使用前に正常に硬化することを確認すること。
- ③手袋は薬品 (モノマー、溶剤、油脂等) によっては、膨

張したり、薬品が浸透したりする場合があるので、使用に際して注意すること。

④ピンホールのある手袋は使用しないこと。

⑤ディスポーザブル製品なので、再使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

①製品に損傷や汚染等の異常が認められる場合は使用しないこと。

②本品の使用により、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー症状が表れた場合は、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

③天然ゴムと接触する機会の多い者は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に際して注意すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

- ①品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(使用期限)

外箱に記載されている有効期限までに使用すること。(使用期限は自己認証 [当社データ] による。)

【包装】

1 箱 100 枚入

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨネクラ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：ダブリューアールピー・アジア・パシフィック・エスディーエヌ・ピーエイチディー社

WRP ASIA PACIFIC SDN.BHD.

(国名：マレーシア)