



2016年11月（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC001

機械器具 30 結紮器及び縫合器
一般医療機器 外科用テープ（JMDN：70419000）

メディループ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話（03）5842-8800

【形状・構造及び原理等】

本品は、医療用シリコンで作られたテープであり、手術中における臓器の保持もしくは識別に用いられる。本品は単回使用である。



構成

名称	寸法（長さ×幅）
ミニ	460 mm × 1.3 mm
マキシ	460 mm × 2.4 mm
スーパーマキシ	460 mm × 4.7 mm

【使用目的又は効果】

本品は、各種器官を一時的に保持するために用いる帯状の紐である。

【使用方法等】

包装紙より無菌的に取り出し、術者は下記のように使用する。

1. 本品を器官の周囲に巻き、傷の外に出しておく。
2. 本品を識別するために巻く場合は、臓器の周りに輪を取り付ける。

本品使用後は適切に廃棄する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

使用前に、外観上の損傷、汚れがないことを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]