

コントラアングル トルクドライバー

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
HTD-C	コントラアングル トルクドライバー ボディー
TD-10	コントラアングル トルクコントローラー 10Ncm
TD-20	コントラアングル トルクコントローラー 20Ncm
TD-35	コントラアングル トルクコントローラー 35Ncm
NPSDK0	プロセティック トルクドライバー キット
NCATD0	コントラアングル トルクドライバー キット
NCATD0C	サーテン用コントラアングル トルクドライバー キット

キット内容物

NPSDK0: 1～22

NCATD0: 1～8、10～13

NCATD0C: 1～2、4～5、8、10、12～13

	品番	種類
1	HTD-C	コントラアングル トルクドライバー ボディー
2	PHD02N	ラージヘクス ドライバー 17mm(L)
3	PSQD0N	スクエア ドライバー 17mm(L)
4	RASH3N	ラージヘクス ドライバーチップ 24mm(L)
5	RASH8N	ラージヘクス ドライバーチップ 30mm(L)
6	RASQ3N	スクエア ドライバーチップ 24mm(L)
7	RASQ8N	スクエア ドライバーチップ 30mm(L)
8	RASA3	アバットメント ドライバーチップ
9	TD-10	コントラアングル トルクコントローラー 10Ncm
10	TD-20	コントラアングル トルクコントローラー 20Ncm
11	TD-35	コントラアングル トルクコントローラー 35Ncm
12	CATDH	プレアクションハンドル
13	PSDT1	オーガナイザー ドライバートレー
14	ICD00	インプレッション コーピング ドライバー
15	PAD00	アバットメント ドライバー 17mm(L)
16	PAD24	アバットメント ドライバー 24mm(L)
17	PSD00	スロットスクリュー ドライバー 17mm(L)
18	PSD01	スロットスクリュー ドライバー 24mm(L)
19	PSQD1N	スクエア ドライバー 24mm(L)
20	PHD03N	ラージヘクス ドライバー 24mm(L)
21	RASD1	スロットスクリュー ドライバーチップ 24mm(L)
22	RASD6	スロットスクリュー ドライバーチップ 30mm(L)

成分：アルミニウム、ステンレススチール

基本的形状：

NPSDK0



【使用目的又は効果】

コントラアングル・トルクドライバー・ボディーの先端にドライバーチップを装着し、後端にトルクコントローラーを装着して、これを回転させることにより、適正なトルクを用いて各種スクリューを着脱、固定する。

手術用ネジ回しの定義：

片端がトルクを適用してネジを締めたり外したりするためにネジ山に適合するように設計された軸をもつツールで、手術器具と考えられるものをいう。端のデザインにはシングルスロット、クロススロット、Phillips、Allen または六角星等がある。軸の反対端には手動操作のハンドルを備えたもの又は切断面がチャックに適合するように三角形でハンドルを備えたもの、電動ドライバーの使用が可能なものもある。トルク計器を含むものもある。

【使用方法等】

1. コントラアングル・トルクドライバー・ボディー
 - 1) 適正なトルクを用いて、スクリューを着脱、固定する。
 - 2) トルクコントローラーを替えることにより、トルクを 10Ncm、20Ncm、35Ncm にセットできる。
 - 3) すべてのコントラアングル用ドライバーチップに適合する。
2. 20. ラージヘクス・ドライバース 17mm(L)、24mm(L)
手で把持し、インプラント・マウントやヒーリング・アバットメント及びヘクスタイプのリテーニングスクリューやユニスクリュー等の着脱、固定に用いる。
3. 19. スクエア・ドライバース 17mm(L)、24mm(L)
手で把持し、スクエアタイプのユニスクリューの着脱、固定に用いる。
4. 5. ラージヘクス・ドライバースチップ 24mm(L)、30mm(L)
コントラアングル・トルクドライバー・ボディーに装着し、インプラント・マウントやヒーリング・アバットメント及びヘクスタイプのリテーニングスクリューやユニスクリュー等の着脱、固定に用いる。
6. 7. スクエア・ドライバースチップ 24mm(L)、30mm(L)
コントラアングル・トルクドライバー・ボディーに装着し、スクエアタイプのユニスクリューの着脱、固定に用いる。
8. アバットメント・ドライバースチップ
コントラアングル・トルクドライバー・ボディーに装着し、コンカルアバットメント・スクリュー及びスタンダード・アバットメントスクリューの着脱、固定に用いる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

9. 10. 11. トルクコントローラー
- (1) 適正なトルクにて、スクリューを着脱、固定する。
 - (2) トルクコントローラーを替えることにより、トルクを 10Ncm、20Ncm、35Ncm にセットできる。
12. プレアクション・ハンドル
正常な動作を確認するために使用する。
13. オーガナイザー・ドライバートレー
コントラアングル・トルクドライバー・ボディーやコントローラー、各種ドライバー及びドライバーチップを収納する。
14. インプレッション・コーピング・ドライバー
15. 16. アバットメント・ドライバー 17mm (L)、24mm (L)
手で把持し、コンカルアバットメント・スクリュー及びスタンダード・アバットメントスクリューの着脱、固定に用いる。
17. 18. スロットスクリュー・ドライバー 17mm (L)、24mm (L)
手で把持し、スロットタイプのリテイニングスクリューの着脱、固定に用いる。
21. 22. スロットスクリュー・ドライバーチップ 17mm (L)、24mm (L) コ
ントラアングル・トルクドライバー・ボディーに装着し、スロット
タイプのリテイニングスクリューの着脱、固定に用いる。

【使用上の注意】

1. 本品は滅菌されていないので、滅菌してから使用すること。
滅菌方法：高圧蒸気滅菌
滅菌温度：132～135℃
滅菌時間：40分間
2. 乾熱滅菌は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

室温保管

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を参照すること。

1. 使用前、擦傷・欠け及び変形等がない事を確認すること。
2. 使用後は洗浄、注油、滅菌してから保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F

電話：03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク (Biomet 3i Inc.)

アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。