

歯科材料 06 歯科用印象材料

一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDN コード:70887000

3 i インプレッションコーピング
(3 i ロープロファイル アバットメント)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は一回限りの使用のみで再使用できない。
- ・ステンレススチールおよびポリエーテルエーテルケトンに過敏な患者に使用してはならない。

【形状・構造及び原理等】

品番	種類	成分
LPCTIC1	トランスファー ロープロファイル アバットメント インプレッション コーピング (ヘクスト)	注1
LPCTIC2	トランスファー ロープロファイル アバットメント インプレッション コーピング (ノンヘクスト)	注1
LPCPIC1	ビックアップ ロープロファイル アバットメント インプレッション コーピング (ヘクスト) (LPCWS 付属)	注1
LPCPIC2	ビックアップ ロープロファイル アバットメント インプレッション コーピング (ノンヘクスト) (LPCWS 付属)	注1
LPCRIC	ロープロファイル アバットメント クイックブリッジ インプレッションコーピング	注2

成分: ステンレススチール (注1)
ポリエーテルエーテルケトン (注2)

基本的形状:



LPCTIC1



LPCPIC1



LPCRIC

【使用目的又は効果】

本品は、印象採得に使用する器具で、口腔内のアバットメントを印象採得し、作業模型上でその位置関係を再現するために用いる。

歯科印象採得用器材の定義:

印象採得に使用する器具及び材料をいい、トレーを除く。

【使用方法等】

1. 機器の使用法

- 適切なインプレッションコーピングを選択する。
- インプレッションコーピングをスクリューで連結し、ドライバーを用いてアバットメントに固定する。
- トランスファータイプのインプレッションコーピングの場合、クローズトップの既製トレーあるいは個人トレーを用い、トレーを試適してトレーに本品が当たっていないことを確認する。
ビックアップタイプのインプレッションコーピングの場合、オープントップの既製トレーあるいは個人トレーを用いる。スクリューがトレーを貫通できるように、小さな穴を開けておき、トレーを試適して穴からスクリューの頭が見えていることを確認する。
- 本品の周囲を完全に覆うように印象材を注入し、通法に準じて印象採得を行う。
- トランスファータイプのインプレッションコーピングの場合、印象材の硬化後、印象を口腔内から除去する。その時、本品は、インプラント体上に残るのでドライバーを用いて本品をインプラント体から除去する。
ビックアップタイプのインプレッションコーピングの場合、印象材の硬

化後、ドライバーを用いて本品のスクリューを緩めた後、印象を口腔内から除去する。

【使用上の注意】

1. 相互作用

[併用禁忌・禁止] (併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社の指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されているため、正しく機能しない。よって、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

1) 不具合

・変形、破損、磨耗

2) 有害事象

・本製品の分解及び破損により起こる患者、手術従事者、及び作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

・室温保管

【保守・点検に係る事項】

- 使用前に変形、破損及び磨耗等がないことを確認する。
- 包装に記載されている使用期限までに使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F

電話: 03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク

(Biomet 3i Inc.) アメリカ合衆国