


器01 手術台及び治療台
 一般医療機器 手術台アクセサリ （70469000）

マルチタスクアームボード

【警告】

- ※ 1. 患者の任意の体位を確保するためにアクセサリで支持するときは常に患者の状態を監視すること。【長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となることがあります。】
- ※ 2. 側臥位又はパークベンチ位での使用は片側になる腕を別の上肢台に固定すること。【固定しない状態では患者に障害が起きるおそれがあります】




※ 若杉氏上肢台は別途購入のこと

【禁忌・禁止】


- ※ 1. 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2. 許容荷重（5kg）を超える荷重をかけないこと。[破損するおそれがあります。]

【形状・構造及び原理等】

1. 外観図



商品コード	商品名	質量
08-086-02	マルチタスクボード（金具付）	4.6kg
08-086-12	マルチタスクボード（本体）	3.7kg



商品コード	商品名	質量
08-086-15	マルチタスクアームボード Ver.2 固定金具付 ※1	4.4kg
08-086-15-R1	マルチタスクアームボード Ver.2 (R1)	3.5kg
08-086-15-R2	マルチタスクアームボード Ver.2 (R2)	3.5kg
08-086-16	マルチタスクアームボード Ver.2 本体のみ	3.5kg

商品コード	商品名(★)	構成
08-110-01	レール固定金具（大型）Ver.2	①②
08-117-09	レール固定金具（大型）Ver.2 (R1)	①⑨
08-117-11	レール固定金具（大型）Ver.2 (R2)	①⑩

★：取付可能なレール寸法が異なる

2. 材質


- ①⑨⑩ レール固定金具：ステンレス鋳鋼品
 ② 固定ハンドル：ステンレス鋼棒
 ③ 支柱：ステンレス鋼棒
 ④ アームボード（マルチタスクアームボード）：熱硬化性樹脂積層板
 アームボード（マルチタスクアームボードVer.2）：ステンレス鋼板
 ⑤ アジャストレバー：ナイロン樹脂
 ⑥ 固定ネジ：ステンレス鋼棒
 ⑦ カバー：アクリルニトリルブタチエンスチレン樹脂
 ⑧ マット：発泡ウレタン
 注：番号は1. 外観図の番号に対応

※ 【使用目的又は効果】


手術台に付属するアクセサリであり、主に側臥位又はパークベンチ位のポジションで患者の手腕を支持するための器具。

※【使用方法等】

1. アームボードをセットします。



※



1-1. 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付けます。

※1-2. 支柱③をレール固定金具①に差し込み、固定ハンドル②を締めます。


1-3. 患者の体位に合わせて支柱③を動かし位置を調整します。

1-4. 調整後、固定ハンドル②を回して固定金具①及び支柱③を固定します。

1-5. アジャストレバー⑤を緩めてアームボード④の角度を調整します。


1-6. 調整後、アジャストレバー⑤を締めてアームボード④を固定します。

2. アームボードを延長します（マルチタスクアームボード）
※マルチタスクアームボード Ver. 2 はスライド機能なし



固定ネジ⑥をゆるめてカバー⑦をスライドします。

3. アジャストレバーがボードにあたり操作がしづらいとき



ボタン⑧を押しながらアジャストレバーを移動します。

【使用上の注意】

1. 警告

※ 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

2. 重要な基本的注意

①手術台を作動するときは他のアクセサリやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

②アジャストレバーの調整はアームボードを持ってください。レバーを緩めるとアームボードが不安定になります。

3. 相互作用

〔併用注意〕

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず併用機器及び本品が破損するおそれがあります。

※【保管方法及び有効期間等】

※ 1. 保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

※ 2. 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：7年（注）〔自己認証による〕

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

※＜使用者による保守点検事項＞

※ 1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

※ 2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

※ 3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

※＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社 千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。