

グデルエアウェイ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
〈形状・構造〉
100/322 グデルエアウェイ



No.	名称
①	エアウェイ
②	バイトブロック

本品は下記の 9 種類がある。

品名	サクシオンカテーテル最大径	
グデルエアウェイ 4.0cm	2.67mm (8Fr)	
グデルエアウェイ 5.0cm	2.67mm (8Fr)	
グデルエアウェイ 6.0cm	3.33mm (10Fr)	
グデルエアウェイ 7.0cm	3.33mm (10Fr)	
グデルエアウェイ 8.0cm	4.0mm (12Fr)	
グデルエアウェイ 9.0cm	4.0mm (12Fr)	
グデルエアウェイ 10.0cm	4.0mm (12Fr)	
グデルエアウェイ 11.0cm	4.67mm (14Fr)	
グデルエアウェイ 12.0cm	4.67mm (14Fr)	

〈原理〉

本品は、プラスチック製の湾曲したチューブであり、患者の口腔内に挿入して、舌根の沈下、分泌物や異物による気道閉鎖を防止し、口から咽頭腔に至る呼吸気道を確保する。
歯に当たる部分には歯咬によるチューブの変形を防ぐため、バイトブロックが挿入されている。

〈原材料〉

	名 称	原材料
①	エアウェイ	低密度ポリエチレン
②	バイトブロック	ポリオキシメチレン

〈滅菌方法〉

エチレンオキシサイドガス滅菌

【使用目的又は効果】

〈使用目的〉

短期的の使用を目的として、ガス交換又は吸引時に気道の開存性を維持するために口腔のみに挿入する湾曲したチューブである。本品は、舌による気流遮断の防止に有用である。

【操作方法・使用方法等】

1. 本品の適切なサイズを選択します。
2. 患者の口を開けます。
3. エアウェイ先端を口蓋側に向け、口腔内に挿入します。
4. 半分ほど挿入したら、舌を押し込まないように注意しながら、本品を180°回転させ、舌を持ち上げながら先端を舌根部へ向けて挿入してください。

5. 本品のつばの部分を手指で押さえながら下顎を挙上し、本品の位置を安定させてください。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 開封後、直ちに使用すること。使用しなかった場合は、再滅菌せずに廃棄すること。
- 2) 反射が残っている患者では、嘔吐反射、喉頭痙攣を誘発することがあるので注意すること。
- 3) 不適切に挿入すると舌を押し込み、気道閉塞を助長することがあるので注意すること。
- 4) 本品使用時に、本品を介してサクシオンカテーテル等を使用する場合は、適切なサイズを使用すること〔本品による気道確保に支障を生じさせないため〕。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本品を保管するときは、次の事項に注意すること。
- ・水濡れ、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
 - ・保管時（運搬時も含む）は、過度な振動・衝撃等に注意すること。

〈有効期間〉

- ・本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること〔自己認証（当社データ）による〕。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

*（製造販売者）

smiths medical

スミスメディカル・ジャパン株式会社

<http://www.smiths-medical.com/jp/>

*（問合せ先）

フリーダイヤル 0120-582-855

〈製造業者〉

スミス メディカル インターナショナル Ltd.

Smiths Medical International Ltd.

〈国名〉

英国

〈被包に記載されているシンボルの説明〉

シンボル	定 義
	注意
	再使用禁止
	エチレンオキシサイドガス滅菌済
	ロット番号
	製造年月
	有効期間
	品番
	天然ゴムラテックスは使用していません
	高温および直射日光を避けて保管すること
	多湿および水濡れを避けて保管すること
	包装破損時使用不可